

WARUM DIE FFP2 PARTIKELFILTRIERENDE HALBMASKE VON HALYARD*?

Der Unterschied ist deutlich:

MASKENSITZ

Atemschutzmasken sind **dafür ausgelegt, eng anzuliegen**. Ihre Leistung hängt von einem **dichten Sitz** der Atemschutzmaske am Gesicht ab. **Sitzt sie nicht dicht, versagt die Atemschutzmaske. Luft dringt** an den Rändern **ein**, sodass **die Gesundheit der Träger nicht hinreichend geschützt ist**.



Lücken im Dichtsitz der Atemschutzmaske können zu Undichtigkeit an den Maskenrändern führen, die den Schutz mindern.



Die HALYARD* Atemschutzmaske passt sich genau der individuellen Gesichtsform an, sodass sich ein dichter Sitz herstellen lässt.

HALYARD* ATEMSCHUTZMASKEN

ATMUNGSAKTIVITÄT

Schutz und Tragekomfort sind häufig **widersprüchliche Faktoren** beim Tragen von Atemschutzmasken.



Lücken im Dichtsitz der Atemschutzmaske können zu Undichtigkeit an den Maskenrändern führen, die das Gefühl einer besseren Atmungsaktivität vermitteln, aber den Schutz mindern.



Atemschutz hängt von einem dichten Sitz der Atemschutzmaske am Gesicht der Träger ab. Das Gefühl des Atemwiderstandes bedeutet, dass die gesamte ein- und ausgeatmete Luft gefiltert wird und keine Partikel an den Maskenrändern eintreten.

KOPFBÄNDER

Da **Atemschutzmasken eng anliegen müssen, um einen dichten Sitz** am Gesicht der Träger sicherzustellen, dürfen auch die Kopfbänder nicht außer Acht gelassen werden.



Atemschutzmasken mit Ohrenschnallen können unbequem sein und Spannung auf die Ohren der Träger ausüben. Zum Erzielen des für einen sicheren Schutz notwendigen engen Sitzes können Ohrenschnallen weniger effektiv sein.



Ultraschallverschweißte Kopfbänder befestigen die Maske sicher am Gesicht und sorgen dafür, dass die Maske eng anliegt. Dies dient dazu, Undichtigkeiten an den Rändern der HALYARD Atemschutzmasken zu verhindern. Die Kopfbänder sind sicher mit der Maske verbunden und NICHT an die Maske GEHEFTET, wodurch sie sicher und bequem sitzt. Um zu verhindern, dass beim Anziehen und Abnehmen der Maske Zug auf die Haare ausgeübt wird, wird empfohlen, die Maske gemeinsam mit einer Kopfbedeckung zu tragen.

BESCHLAGEN

Bei medizinischen Mitarbeitern, **die Brille oder einen Augenschutz tragen, kann das maskenbedingte Beschlagen der Gläser ein unmittelbares Problem darstellen**, welches die Träger von der eigentlichen Aufgabe ablenkt und zu Irritationen führt.



Ein unzureichender Maskensitz und ein minderwertiger Nasendraht können zum Beschlagen der Brille oder des Augenschutzes führen.



Weniger Probleme mit dem Beschlagen, da sich die HALYARD* Atemschutzmaske genau der individuellen Gesichtsform anpasst, sodass sich ein dichter Sitz herstellen lässt.

DICHTSITZPRÜFUNG

Atemschutz hängt von einem **dichten** Sitz der Atemschutzmaske am Gesicht der Träger ab.

Wenn sie korrekt angelegt ist, kann man beobachten, wie sich die HALYARD* Atemschutzmaske beim Einatmen zusammenzieht und beim Ausatmen wieder ausdehnt, was darauf hindeutet, dass sie dem Gesicht eng anliegt und dicht sitzt.



Atemschutzmaske zieht sich beim Einatmen zusammen.



Atemschutzmaske dehnt sich beim Ausatmen wieder aus.

DOPPELTER ATEMSCUTZ

Schützt sowohl vor Partikeln als auch vor Flüssigkeit.



Die HALYARD* Atemschutzmaske ist eine als persönliche Schutzausrüstung (PSA) qualifizierte Atemschutzmaske. Sie bietet Atemschutz gegenüber aerogenen Gefahrstoffen und Erregern in medizinischen Umgebungen. Die OP-Atemschutzmaske bietet auch den Schutz einer OP-Maske des Typs IIR, mit einem Spritzschutz von bis zu 120 mmHg gegenüber Flüssigkeiten, damit Sie bei der Arbeit auf Sicherheit und Tragekomfort zählen können.

QUALITÄT

Bei Ihrer persönlichen Schutzausrüstung ist die Wahl eines angesehenen und vertrauenswürdigen Lieferanten von entscheidender Bedeutung.

Mit namhaften Lieferanten zu arbeiten kann dazu beitragen, Lieferkontinuität und beständige Produktqualität zu gewährleisten, um den Schutz des medizinischen Personals sicherzustellen.



Als ein führender weltweiter Hersteller von Gesichtsmasken entwickelt und optimiert HALYARD* seit über 20 Jahren Gesichtsmasken. Unser umfassendes Know-how in der Herstellung und Entwicklung wegweisender Produkte zur Infektionsprävention gewährleistet gleichbleibende Qualität und konstante, überlegene Leistungsfähigkeit.

Die HALYARD* FFP2 partikelfiltrierenden Halbmasken **ENTSPRECHEN IHREN ANFORDERUNGEN an Schutz, Qualität und Tragekomfort**. Erfahren Sie mehr über unser Atemschutz-Vorsorgeprogramm und wie wir Sie bei der Sicherung Ihrer konstanten Belieferung unterstützen können.

Weitere Informationen erhalten Sie über unseren O&M Halyard Kundendienst:

DE (gebührenfrei)
Tel: 0800 071 35 52 – Fax: 0800 100 68 14
kundendienst@hyh.com

www.halyardhealth.de

*Eingetragenes Warenzeichen oder Marke von O&M Halyard oder verbundenen Unternehmen.
©2021. Alle Rechte vorbehalten. HC377-00-DE

OM Owens
& Minor

HALYARD