



VON KOPF BIS FUß GESCHÜTZT



INFEKTIONSPRÄVENTION

O&M Halyard bietet ein komplettes Sortiment an Einwegprodukten für den Infektionsschutz, welches hilft Kreuzkontaminationen zwischen Patienten und Angestellten zu reduzieren. Dieses umfangreiche Portfolio beinhaltet Gesichtsschutz, Untersuchungshandschuhe, Hauben, Schuhüberzüge, Schutzkittel und Bereichsbekleidung.



INHALTSVERZEICHNIS

GESICHTSSCHUTZ	5
FLÜSSIGKEITSBESTÄNDIGE GESICHTSMASKEN	5
OP-MASKEN	5
FLUIDSHIELD* Level 3 • Flüssigkeitsbeständig 160 mm Hg	5
FLUIDSHIELD* Level 2 ⁱ • Flüssigkeitsbeständig 120 mm Hg	5
FLUIDSHIELD* Level 1 • Flüssigkeitsbeständig 80 mm Hg	5
PROZEDURENMASKEN	6
FLUIDSHIELD* Level 3 • Flüssigkeitsbeständig 160 mm Hg	6
FLUIDSHIELD* Level 2 ⁱ • Flüssigkeitsbeständig 120 mm Hg	6
FLUIDSHIELD* Level 1 • Flüssigkeitsbeständig 80 mm Hg	6
SPEZIAL-GESICHTSMASKEN	7
OP-Masken	7
Prozedurenmasken	7
Schnabelformatmasken	7
STANDARD-GESICHTSMASKEN	8
OP-Masken	8
PARTIKELFILTRIERENDE HALBMASKEN	9
Partikelfiltrierende Halbmasken (EN 149, 2001)	9
MASKEN - ZUBEHÖR	9
Masken - Zubehör	9
AUGENSCHUTZBRILLEN	9
Augenschutzbrillen	9
Prozedurenmasken	8
MEDIZINISCHE HANDSCHUHE	10
NITRIL-UNTERSUCHUNGSHANDSCHUHE - PUDERFREI	10
PURPLE NITRILE* MAX Untersuchungshandschuhe	10
PURPLE NITRILE* Untersuchungshandschuhe	10
PURPLE NITRILE-XTRA* Untersuchungshandschuhe	11
PURPLE NITRILE* Untersuchungshandschuhe - sterile Paare	11
STERLING* Nitril-Untersuchungshandschuhe	12
STERLING* NITRILE-XTRA* Untersuchungshandschuhe	12
BASICS* Blue Nitril-Untersuchungshandschuhe	13
BASICS* White Nitril-Untersuchungshandschuhe	13
SKYBREEZE* Nitrile Exam Gloves	14
BLACK-FIRE* Nitril-Untersuchungshandschuhe	14
HANDSCHUHSPENDER	14

SCHUTZBEKLEIDUNG	15
SCHUTZ- UND BESUCHERKITTEL	15
Spunbond Isolationskittel.....	15
Tri-Layer AAMI1 Isolationskittel.....	15
Tri-Layer AAMI2 Isolationskittel.....	15
Tri-Layer AAMI3 Isolationskittel.....	16
Prozedurenkittel mit Strickbündchen.....	16
SCHUTZKITTEL - FLÜSSIGKEITSUNDURCHLÄSSIG	16
Flüssigkeitsundurchlässige Schutzkittel - Komfort.....	16
Flüssigkeitsundurchlässige Schutzkittel - Film.....	17
LABORJACKEN	17
Laborjacken.....	17
BEREICHSBEKLEIDUNG	18
OP-Hemden.....	18
OP-Hosen.....	18
OP-HAUBEN	19
Barettform.....	19
OP-Haube.....	19
Astrohaube.....	19
SCHUHWERK	20
SCHUHÜBERZÜGE	20
Extrastarker Schuhüberzug.....	20
X-TRA TRACTION* Schuhüberzug.....	20
SCHUHÜBERZÜGE (INKL. KNÖCHEL)	20
ANKLE GUARD* Schuhüberzüge (inkl. Knöchel).....	20
SCHUHÜBERZÜGE - KNIEHOCH	20
HI-GUARD* Regulärer Schuhüberzug - kniehoch.....	20
PATIENTENVERSORGUNG	21
KÄLTETHERAPIE	21
STAY-DRY*-Eisbeutel.....	21
SECURE-ALL*-Eisbeutel.....	21
Bilateral Eisbeutel.....	21
JUMBO-PLUS* Eisbeutel.....	22
Perineal-Eisbeutel.....	22
IV THERAPIE-PRODUKTE	23
SCHIENE MIT ARMFIXATION	24
TELEMETRIE-BEUTEL	24
SCHUTZ FÜR BLUTLEEREMANSCHETTE	24
PATIENTENPFLEGE	24
INDEX PRO ART.-NR.	25

GESICHTSSCHUTZ

FLÜSSIGKEITSBESTÄNDIGE GESICHTSMASKEN

OP-MASKEN

FLUIDSHIELD* LEVEL 3 • FLÜSSIGKEITSBESTÄNDIG 160 MM HG



BESCHREIBUNG	FARBE	TYP	ART.-NR.	STÜCK/ PACKUNG	PACKUNGEN/ KARTON
FLUIDSHIELD* FOG-FREE OP-MASKE MIT SO SOFT* FÜTTERUNG, MIT ANTIBESCHLAGSBAND	orange	IIR	48207	50	6
mit Bändern, gefaltet					
FLUIDSHIELD* OP-MASKE MIT SO SOFT* FÜTTERUNG	orange	IIR	48208	50	6
mit Bändern, gefaltet					
FLUIDSHIELD* FOG-FREE OP-MASKE MIT SO SOFT* FÜTTERUNG, MIT ANTIBESCHLAGSBAND, RUNDUM VISIER	orange	IIR	48237	25	4
mit Bändern, gefaltet					
FLUIDSHIELD* FOG-FREE OP-MASKE MIT SO SOFT* FÜTTERUNG, MIT ANTIBESCHLAGSBAND, RUNDUM VISIER, BLENDSCHUTZ	orange	IIR	48247	25	4
mit Bändern, gefaltet					



FLUIDSHIELD* LEVEL 2ⁱ • FLÜSSIGKEITSBESTÄNDIG 120 MM HG



BESCHREIBUNG	FARBE	TYP	ART.-NR.	STÜCK/ PACKUNG	PACKUNGEN/ KARTON
FLUIDSHIELD* FOG-FREE OP-MASKE, MIT ANTIBESCHLAGSBAND	blau mit oranger Schraffierung	IIR	62113	50	6
mit Bändern, gefaltet					
FLUIDSHIELD* FOG-FREE OP-MASKE, MIT ANTIBESCHLAGSBAND, RUNDUM-VISIER	blau mit oranger Schraffierung	IIR	62114	25	4
mit Bändern, gefaltet					



FLUIDSHIELD* LEVEL 1 • FLÜSSIGKEITSBESTÄNDIG 80 MM HG

BESCHREIBUNG	FARBE	TYP	ART.-NR.	STÜCK/ PACKUNG	PACKUNGEN/ KARTON
FLUIDSHIELD* OP-MASKE	blau	II	28806	50	6
mit Bändern, gefaltet					

ⁱ Früher bekannt als THE PROTECTOR* Masken

PROZEDURENMASKEN

FLUIDSHIELD* LEVEL 3 • FLÜSSIGKEITSBESTÄNDIG 160 MM HG



BESCHREIBUNG	FARBE	TYP	ART.-NR.	STÜCK/ PACKUNG	PACKUNGEN/ KARTON
FLUIDSHIELD* FOG-FREE PROZEDURENMASKE MIT SO SOFT* FÜTTERUNG, MIT ANTIBESCHLAGSBAND mit Ohrenschlaufen, gefaltet	orange	IIR	47107	40	10
FLUIDSHIELD* PROZEDURENMASKE MIT SO SOFT* FÜTTERUNG, MIT ANTIBESCHLAGSBAND, RUNDUM VISIER mit Ohrenschlaufen, gefaltet	orange	IIR	47137	25	4
FLUIDSHIELD* FOG-FREE PROZEDURENMASKE, MIT ANTIBESCHLAGSBAND, RUNDUM VISIER mit Ohrenschlaufen, gefaltet	orange	IIR	47147	25	4
FLUIDSHIELD* TEDDYBÄR* PROZEDURENMASKE mit Ohrenschlaufen, gefaltet	Teddybär- Aufdruck (rosa/blau)	IIR	47297	40	10
FLUIDSHIELD* FOG-FREE TEDDYBÄR* PROZEDURENMASKE, MIT ANTIBESCHLAGSBAND, RUNDUM VISIER mit Ohrenschlaufen, gefaltet	Teddybär- Aufdruck (rosa/blau)	IIR	47298	25	4



FLUIDSHIELD* LEVEL 2ⁱ • FLÜSSIGKEITSBESTÄNDIG 120 MM HG



BESCHREIBUNG	FARBE	TYP	ART.-NR.	STÜCK/ PACKUNG	PACKUNGEN/ KARTON
FLUIDSHIELD* 2 PROZEDURENMASKE, FLÜSSIGKEITSBESTÄNDIG mit Ohrenschlaufen, gefaltet	blau	IIR	62115	50	10
FLUIDSHIELD* 2 FOG-FREE PROZEDURENMASKE, FLÜSSIGKEITSBESTÄNDIG, RUNDUM SPLASHGUARD* VISIER, ANTIBESCHLAGSBAND mit Ohrenschlaufen, gefaltet	blau	IIR	62116	25	4

FLUIDSHIELD* LEVEL 1 • FLÜSSIGKEITSBESTÄNDIG 80 MM HG



BESCHREIBUNG	FARBE	TYP	ART.-NR.	STÜCK/ PACKUNG	PACKUNGEN/ KARTON
FLUIDSHIELD* PROZEDURENMASKE mit Ohrenschlaufen, gefaltet	gelb	II	25867	50	10
FLUIDSHIELD* PROZEDURENMASKE mit Ohrenschlaufen, gefaltet	blau	II	25869	50	10

ⁱ Früher bekannt als THE PROTECTOR* Masken

SPEZIAL-GESICHTSMASKEN

OP-MASKEN



BESCHREIBUNG	FARBE	TYP	ART.-NR.	STÜCK/ PACKUNG	PACKUNGEN/ KARTON
OP-MASKE MIT SO SOFT* FÜTTERUNG mit Bändern, gefaltet	weiß	II	48390	50	6
FOG-FREE OP-MASKE, MIT ANTIBESCHLAGSBAND mit Bändern, gefaltet	blau	II	49214	50	6
ANTI-FOG OP-MASKE MIT DERMA-TOUCH* TAPE mit Bändern, gefaltet	grün	II	49215	50	6
ANTI-FOG OP-MASKE, MIT ANTIBESCHLAGSFILM mit Bändern, gefaltet	grün	II	49235	50	6
FOG-FREE ULTI-MASK* OP-MASKE, MIT ANTIBESCHLAGSBAND mit Bändern, gefaltet	weiß	II	49310	50	6



PROZEDURENMASKEN



BESCHREIBUNG	FARBE	TYP	ART.-NR.	STÜCK/ PACKUNG	PACKUNGEN/ KARTON
FOG-FREE PROZEDURENMASKE MIT SO SOFT* FÜTTERUNG, MIT ANTIBESCHLAGSBAND mit Ohrenschlaufen, gefaltet	weiß	II	62363	50	10

SCHNABELFORMATMASKEN



BESCHREIBUNG	FARBE	TYP	ART.-NR.	STÜCK/ PACKUNG	PACKUNGEN/ KARTON
SCHNABELFORMATMASKE MIT POLYURETHAN- KOPFBÄNDERN Schnabelformat, universal	blau	II	47700	50	6

STANDARD-GESICHTSMASKEN

OP-MASKEN



BESCHREIBUNG	FARBE	TYP	ART.-NR.	STÜCK/ PACKUNG	PACKUNGEN/ KARTON
SOFT TOUCH II* OP-MASKE	blau	II	47500	50	6
mit horizontalen Bändern, gefaltet					
THE LITE ONE* OP-MASKE	blau	II	48100	50	6
mit Bändern, gefaltet					
TEDDYBÄR* OP-MASKE	Teddybär- Aufdruck (rosa/blau)	II	48296	50	6
mit Bändern, gefaltet					



PROZEDURENMASKEN



BESCHREIBUNG	FARBE	TYP	ART.-NR.	STÜCK/ PACKUNG	PACKUNGEN/ KARTON
PROZEDURENMASKE	blau	I	47080	50	10
PROZEDURENMASKE	gelb	I	47117	50	10
mit Ohrenschlaufen, gefaltet					
TEDDY BEAR SO-SOFT* KINDERMASKE	Teddybär-Aufdruck (rosa/blau)	I	47359	50	10
mit Ohrenschlaufen, gefaltet					
TEDDYBÄR* PROZEDURENMASKE	Teddybär-Aufdruck (rosa/blau)	II	47295	50	10
mit Ohrenschlaufen, gefaltet					
THE LITE ONE* PROZEDURENMASKE	blau	II	62356	50	10
mit Ohrenschlaufen, gefaltet					



PARTIKELFILTRIERENDE HALBMASKEN

PARTIKELFILTRIERENDE HALBMASKEN (EN 149, 2001)



BESCHREIBUNG	FARBE	TYP	ART.-NR.	STÜCK/ PACKUNG	PACKUNGEN/ KARTON
PFR P2, PARTIKELFILTRIERENDE HALBMASKE FFP2	gelb	IIR	62408	50	6

MASKEN - ZUBEHÖR

MASKEN - ZUBEHÖR



BESCHREIBUNG	FARBE	ART.-NR.	STÜCK/ PACKUNG	PACKUNGEN/ KARTON
GUARDALL SHIELD* VISIER, VOLLE LÄNGE (KEINE MASKE)	klar	41204	1	40
GUARDALL SHIELD* VISIER, 3/4-LÄNGE (KEINE MASKE)	klar	41205	1	40

AUGENSCHUTZBRILLEN

AUGENSCHUTZBRILLEN



- Auswechselbare Visiere und farbenfrohe, attraktive Gestelle
- Können leicht über den meisten Brillen getragen werden

BESCHREIBUNG	FARBE	ART.-NR.	STÜCK/ PACKUNG	PACKUNGEN/ KARTON
SAFEVIEW* FERTIGMONTIERTE SCHUTZBRILLEN	sortiert	SV50A	10	5
SAFEVIEW* RAHMEN	sortiert	SV100F	10	10
SAFEVIEW* ERSATZVISIERE	klar	SV250L	25	10

MEDIZINISCHE HANDSCHUHE

NITRIL-UNTERSUCHUNGSHANDSCHUHE - PUDERFREI

PURPLE NITRILE* MAX UNTERSUCHUNGSHANDSCHUHE



- latexfrei
- puderfrei
- unsteril
- texturierte Fingerspitzen und Handfläche
- beidhändig tragbar
- einmalige Anwendung
- Länge: > 400 mm
- PPE Kat. III

BESCHREIBUNG	ART.-NR.	STÜCK/ PACKUNG	PACKUNGEN/ KARTON
SMALL – 6,5	47195	50	8
MEDIUM – 7,5	47196	50	8
LARGE – 8,5	47197	50	8
X-LARGE – 9	47198	50	8

PURPLE NITRILE* UNTERSUCHUNGSHANDSCHUHE



- latexfrei
- puderfrei
- unsteril
- texturierte Fingerspitzen
- beidhändig tragbar
- einmalige Anwendung
- für Anwendung mit Chemotherapeutika geprüft
- Länge: > 240 mm
- PPE Cat. III

BESCHREIBUNG	ART.-NR.	STÜCK/ PACKUNG	PACKUNGEN/ KARTON
X-SMALL – 5,5	52000M	100	10
SMALL – 6,5	52001M	100	10
MEDIUM – 7,5	52002M	100	10
LARGE – 8,5	52003M	100	10
X-LARGE – 9	52004M	90	10



PURPLE NITRILE-XTRA* UNTERSUCHUNGSHANDSCHUHE

- latexfrei
- puderfrei
- unsteril
- texturierte Fingerspitzen
- beidhändig tragbar
- einmalige Anwendung
- für Anwendung mit Chemotherapeutika geprüft
- Länge: 310 mm
- PPE Cat. III

BESCHREIBUNG	ART.-NR.	STÜCK/ PACKUNG	PACKUNGEN/ KARTON
X-SMALL – 5,5	50600M	50	10
SMALL – 6,5	50601M	50	10
MEDIUM – 7,5	50602M	50	10
LARGE – 8,5	50603M	50	10
X-LARGE – 9	50604M	50	10



PURPLE NITRILE* UNTERSUCHUNGSHANDSCHUHE - STERILE PAARE

- latexfrei
- puderfrei
- steril
- texturierte Fingerspitzen
- beidhändig tragbar
- einmalige Anwendung
- Länge: > 240 mm

BESCHREIBUNG	ART.-NR.	STÜCK/ PACKUNG	PACKUNGEN/ KARTON
SMALL – 6,5	52201M	50	4
MEDIUM – 7,5	52202M	50	4
LARGE – 8,5	52203M	50	4

STERLING* NITRIL-UNTERSUCHUNGSHANDSCHUHE



- latexfrei
- puderfrei
- unsteril
- texturierte Fingerspitzen
- beidhändig tragbar
- mehr Stück pro Packung, deshalb platz- und abfallsparend
- einmalige Anwendung
- Länge: > 240 mm
- PPE Kat. III & freigegeben für den Umgang mit Lebensmitteln

BESCHREIBUNG	ART.-NR.	STÜCK/ PACKUNG	PACKUNGEN/ KARTON
X-SMALL – 5,5	13938	200	10
SMALL – 6,5	13940	200	10
MEDIUM – 7,5	13941	200	10
LARGE – 8,5	13942	200	10
X-LARGE – 9	13943	170	10

STERLING* NITRILE-XTRA* UNTERSUCHUNGSHANDSCHUHE



- latexfrei
- puderfrei
- unsteril
- texturierte Fingerspitzen
- beidhändig tragbar
- verlängerter Bund
- einmalige Anwendung
- Länge: 310 mm
- PPE Kat. III & freigegeben für den Umgang mit Lebensmitteln

BESCHREIBUNG	ART.-NR.	STÜCK/ PACKUNG	PACKUNGEN/ KARTON
X-SMALL – 5,5	44286	100	10
SMALL – 6,5	44287	100	10
MEDIUM – 7,5	44288	100	10
LARGE – 8,5	44289	100	10
X-LARGE – 9	44290	100	10

BASICS* BLUE NITRIL-UNTERSUCHUNGSHANDSCHUHE



- latexfrei
- puderfrei
- unsteril
- texturierte Fingerspitzen
- beidhändig tragbar
- mehr Stück pro Packung, deshalb platz- und abfallsparend
- einmalige Anwendung
- Länge: > 240 mm
- PPE Kat. III & & freigegeben für den Umgang mit Lebensmitteln

BESCHREIBUNG	ART.-NR.	STÜCK/ PACKUNG	PACKUNGEN/ KARTON
X-SMALL – 5,5	44749	200	10
SMALL – 6,5	44750	200	10
MEDIUM – 7,5	44751	200	10
LARGE – 8,5	44752	200	10
X-LARGE – 9	44753	170	10

BASICS* WHITE NITRIL-UNTERSUCHUNGSHANDSCHUHE



- latexfrei
- puderfrei
- unsteril
- texturierte Fingerspitzen
- beidhändig tragbar
- mehr Stück pro Packung, deshalb platz- und abfallsparend
- einmalige Anwendung
- Länge: > 240 mm
- PPE Kat. III & & freigegeben für den Umgang mit Lebensmitteln

BESCHREIBUNG	ART.-NR.	STÜCK/ PACKUNG	PACKUNGEN/ KARTON
X-SMALL – 5,5	44740	200	10
SMALL – 6,5	44741	200	10
MEDIUM – 7,5	44742	200	10
LARGE – 8,5	44743	200	10
X-LARGE – 9	44744	170	10



SKYBREEZE* NITRIL-UNTERSUCHUNGSHANDSCHUHE

- latexfrei
- puderfrei
- unsteril
- texturierte Fingerspitzen
- beidhändig tragbar
- mehr Stück pro Packung, deshalb platz- und abfallsparend
- einmalige Anwendung
- Länge: > 240 mm
- PPE Kat. III & freigegeben für den Umgang mit Lebensmitteln

BESCHREIBUNG	ART.-NR.	STÜCK/ PACKUNG	PACKUNGEN/ KARTON
X-SMALL – 5,5	47373	200	10
SMALL – 6,5	47374	200	10
MEDIUM – 7,5	47375	200	10
LARGE – 8,5	47376	200	10
X-LARGE – 9	47377	180	10

BLACK-FIRE* NITRIL-UNTERSUCHUNGSHANDSCHUHE



- geschützte QUICK CHECK* Technologie um Risse und Schnitte zu erkennen
- zweifarbiger Handschuh: orange & schwarz
- Alternate sites
- latexfrei
- puderfrei
- unsteril
- texturierte Fingerspitzen
- beidhändig tragbar
- einmalige Anwendung
- Länge: > 240 mm
- PPE Kat. III & freigegeben für den Umgang mit Lebensmitteln



BESCHREIBUNG	ART.-NR.	STÜCK/ PACKUNG	PACKUNGEN/ KARTON
X-SMALL – 5,5	45256	150	10
SMALL – 6,5	45257	150	10
MEDIUM – 7,5	45258	150	10
LARGE – 8,5	45259	150	10
X-LARGE – 9	45260	140	10

HANDSCHUHSPENDER



BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN	ART.-NR.	SPENDER/PACKUNG
HANDSCHUHSPENDER – STANDARD (1 BOX)	250 x 132 x 85 mm	GD001	3
HANDSCHUHSPENDER – STANDARD (3 BOXEN)	254 x 402 x 84 mm	GD002	3

SCHUTZBEKLEIDUNG

SCHUTZ- UND BESUCHERKITTEL

SPUNBOND ISOLATIONSKITTEL



- Material: Spunbond, 1-lagig
- Halsverschluss mit Bändern
- elastische Bündchen
- Taillenband

BESCHREIBUNG	ART.-NR.	STÜCK/PAKET	PAKETE/KARTON
GELB, LARGE	69124	10	10
GELB, X-LARGE	69125	10	10

TRI-LAYER AAMI1 ISOLATIONSKITTEL



- Material: leichtes SMS, 3-lagig
- elastische Bündchen
- Halsverschluss mit Tape
- Taillenband

BESCHREIBUNG	ART.-NR.	STÜCK/PAKET	PAKETE/KARTON
GELB, LARGE	54100	10	10
GELB, X-LARGE	54101	10	10

TRI-LAYER AAMI2 ISOLATIONSKITTEL



- Material: schützendes SMS, 3-lagig
- elastische Bündchen
- Halsverschluss mit Tape
- Taillenband

BESCHREIBUNG	ART.-NR.	STÜCK/PAKET	PAKETE/KARTON
GELB, LARGE	69979	10	10
BLAU, LARGE	69981	10	10
BLAU, X-LARGE	69987	10	10
GELB, X-LARGE	69988	10	10

TRI-LAYER AAM13 ISOLATIONSKITTEL



- Material: schützendes SMS, 3-lagig
- elastische Bündchen
- Halsverschluss mit Tape
- Taillenband

BESCHREIBUNG	ART.-NR.	STÜCK/PAKET	PAKETE/KARTON
BLAU, LARGE	54310	10	10
BLAU, X-LARGE	54311	10	10

PROZEDURENKITTEL MIT STRICKBÜNDCHEN



- Material: schützendes SMS, 3-lagig
- Strickbündchen
- Klettverschluss
- Taillenband
- kompletter Rückenteil

BESCHREIBUNG	ART.-NR.	STÜCK/PAKET	PAKETE/KARTON
BLAU, LARGE	69025	10	6
BLAU, X-LARGE	69028	10	6

SCHUTZKITTEL - FLÜSSIGKEITSUNDURCHLÄSSIG

FLÜSSIGKEITSUNDURCHLÄSSIGE SCHUTZKITTEL - KOMFORT



- Material: Flüssigkeitsundurchlässiger Laminatfilm
- rückenfrei

BESCHREIBUNG	ART.-NR.	STÜCK/PAKET	PAKETE/KARTON
STRICKBÜNDCHEN, BLAU, LARGE	69600	10	10
STRICKBÜNDCHEN, BLAU, XX-LARGE	69601	10	10
BÜNDCHEN MIT DAUMENSCHLAUFEN, BLAU, LARGE	69602	10	10
BÜNDCHEN MIT DAUMENSCHLAUFEN, BLAU, XX-LARGE	69603	10	10

LABORJACKEN

LABORJACKEN



- Material: schützendes SMS, 3-lagig
- GROßStrickkragen und -bündchen
- 5 Druckknöpfe
- 2 Verstärkte Taschen
- Namensschild

BESCHREIBUNG	ART.-NR.	STÜCK/KARTON
BLAU, MEDIUM	10067	24
BLAU, LARGE	10078	24
BLAU, X-LARGE	10087	24

BEREICHSBEKLEIDUNG

OP-HEMDEN



- blau
- Material: schützendes SMS, 3-lagig
- gerundeter Halsausschnitt
- verstärkte Tasche
- abgedichtete Nähte

BESCHREIBUNG	ART.-NR.	STÜCK/KARTON
MEDIUM	69701	48
LARGE	69702	48
X-LARGE	69703	48
XX-LARGE	69704	48

OP-HOSEN



- blau
- Material: schützendes SMS, 3-lagig
- Hüftband
- Seiten- und Rückentaschen
- verstärkte Innennähte

BESCHREIBUNG	ART.-NR.	STÜCK/KARTON
MEDIUM	69711	48

OP-HAUBEN

BARETTFORM



- Material: Spunbond, 1-lagig

BESCHREIBUNG	ART.-NR.	STÜCK/ PACKUNG	PACKUNGEN/ KARTON
BLAU, LARGE	69801	100	5

OP-HAUBE



- Material: KAYCEL*

BESCHREIBUNG	ART.-NR.	STÜCK/ PACKUNG	PACKUNGEN/ KARTON
BLAU, UNIVERSAL	69240	100	3

ASTROHAUBE



- Material: schützendes SMS, 3-lagig
- Halsverschluss mit Bändern

BESCHREIBUNG	ART.-NR.	STÜCK/ PACKUNG	PACKUNGEN/ KARTON
BLAU, UNIVERSAL	69110	100	3

SCHUHWERK

SCHUHÜBERZÜGE

EXTRASTARKER SCHUHÜBERZUG



- Material: extrastarkes SMS, 3-lagig
- keine Rutsch-Sicherheitsstreifen

BESCHREIBUNG	ART.-NR.	STÜCK/ PACKUNG	PACKUNGEN/ KARTON
UNIVERSAL	69551	100	3

X-TRA TRACTION* SCHUHÜBERZUG



- Material: schützendes SMS, 3-lagig
- X-TRA TRACTION*

BESCHREIBUNG	ART.-NR.	STÜCK/ PACKUNG	PACKUNGEN/ KARTON
BLAU, UNIVERSAL	69252	100	3

SCHUHÜBERZÜGE (INKL. KNÖCHEL)

ANKLE GUARD* SCHUHÜBERZÜGE (INKL. KNÖCHEL)



- Überzug: Schuhe und Knöchel
- Material: schützendes SMS, 3-lagig
- Rutsch-Sicherheitsstreifen

BESCHREIBUNG	ART.-NR.	STÜCK/ PACKUNG	PACKUNGEN/ KARTON
UNIVERSAL	69253	90	3
X-LARGE	69353	90	3

SCHUHÜBERZÜGE - KNIEHOCH

HI-GUARD* REGULÄRER SCHUHÜBERZUG - KNIEHOCH



- Überzug: Schuhe und Unterschenkel
- Material: schützendes SMS, 3-lagig
- leicht verstärkte Fußsohle
- Rutsch-Sicherheitsstreifen

BESCHREIBUNG	ART.-NR.	STÜCK/ PACKUNG	PACKUNGEN/ KARTON
UNIVERSAL	69571	50	3
X-LARGE	69671	50	3

PATIENTENVERSORGUNG

KÄLTETHERAPIE

STAY-DRY*-EISBEUTEL



- 3-Lagen-Konstruktion
- minimale Kondensation
- gleichmässige Kältebehandlung
- minimale Leckage
- weiche Außenlage
- Klammerverschluss

BESCHREIBUNG	ART.-NR.	STÜCK/ PACKUNG	PACKUNGEN/ KARTON
LARGE , 4 BÄNDER – 16,5 X 35 CM	33500	25	2

SECURE-ALL*-EISBEUTEL



- 3-Lagen-Konstruktion
- minimale Kondensation
- minimale Leckage
- weiche Außenlage
- Klammerverschluss
- elastische Klettbander
- gleichmässige Kältebehandlung

BESCHREIBUNG	ART.-NR.	STÜCK/ PACKUNG	PACKUNGEN/ KARTON
SMALL, 2 BÄNDER – 12,5 X 30 CM	33595	15	2
LARGE , 2 BÄNDER – 15 X 35 CM	33600	15	2

BILATERAL EISBEUTEL



- 3-Lagen-Konstruktion
- weiche Außenlage
- absorbierende Mittellage
- punktsichere Innenlage
- Befestigung mit blauem Klettband

BESCHREIBUNG	ART.-NR.	STÜCK/ PACKUNG	PACKUNGEN/ KARTON
1 BAND – 12,5 X 30 CM	33101	12	2

JUMBO-PLUS* EISBEUTEL



- Hülle: Polyester Strickhülle mit elastischem Drehgelenk und zwei Kammern. Inklusive 2 Ersatzbeutel
- Ersatzbeutel : 2-Lagen-Konstruktion, außen Vlies, innen punktursicheres Vinyl



BESCHREIBUNG	ART.-NR.	STÜCK/ PACKUNG	PACKUNGEN/ KARTON
2 BÄNDER – 27,5 X 52,5 CM	33724 ⁺	10	1
ERSATZBEUTEL – 21,5 X 27,5 CM	33725	12	2

PERINEAL-EISBEUTEL



- 3-Lagen-Konstruktion
- weiche Außenlage
- absorbierende Mittellage
- punktursichere Innenlage
- flexibler Verschluss

BESCHREIBUNG	ART.-NR.	STÜCK/ PACKUNG	PACKUNGEN/ KARTON
10 X 30 CM	33201 ⁺	50	2

IV THERAPIE-PRODUKTE



BESCHREIBUNG	ART.-NR.	STÜCK/ PACKUNG	PACKUNGEN/ KARTON
HAND-AID* I.V. HANDGELENKSTÜTZE, ERWACHSENE	29900*	10	2
16,25 x 6,9 cm, Bänder 22,5 cm			
HAND-AID* I.V. HANDGELENKSTÜTZE, PÄDIATRIE	29970	10	2
13,75 x 5 cm, Bänder 22,5 cm			



BESCHREIBUNG	ART.-NR.	STÜCK/ PACKUNG	PACKUNGEN/ KARTON
I.V. SUPPORT, SÄUGLINGE / PÄDIATRIE	29967	15	2
15,6 x 5 cm, Bänder 22,5 cm			
I.V. SUPPORT, NEUGEBORENE	29965	10	3
8,75 x 3,75 cm, Bänder 12,5 cm			



BESCHREIBUNG	ART.-NR.	STÜCK/ PACKUNG	PACKUNGEN/ KARTON
HAND-AID* ARTERIELLER ERSATZ	29985	25	2
HAND-AID* ARTERIAL HANDGELENKSTÜTZE, ERWACHSENE	29980	10	2
22,5 x 8,75 cm, Bänder 36,25 cm			



BESCHREIBUNG	ART.-NR.	STÜCK/ PACKUNG	PACKUNGEN/ KARTON
ANTI-KUBITUS I.V. SUPPORT	29920	10	1
31,25 x 11,25 cm, Bänder 47,5 cm			

SCHIENE MIT ARMFIXATION



BESCHREIBUNG	ART.-NR.	STÜCK/ PACKUNG	PACKUNGEN/ KARTON
SCHIENE MIT FIXATIONSGURT 47,5 x 8,75 cm	52712	10	4

TELEMETRIE-BEUTEL



BESCHREIBUNG	ART.-NR.	STÜCK/ PACKUNG	PACKUNGEN/ KARTON
TELEMETRIE-GERÄTEBEUTEL	71800	15	2

SCHUTZ FÜR BLUTLEEREMANSCHETTE



BESCHREIBUNG	ART.-NR.	STÜCK/ PACKUNG	PACKUNGEN/ KARTON
OP-SCHUTZ, SMALL	53600	15	2
OP-SCHUTZ, LARGE	53605	15	2

PATIENTENPFLEGE



BESCHREIBUNG	ART.-NR.	STÜCK/ PACKUNG	PACKUNGEN/ KARTON
PATIENTENHEMD, BLAU, UNIVERSAL, TAILLENBAND	69766	10	10

INDEX PRO ART.-NR.

ART.-NR.	PAGE	ART.-NR.	PAGE	ART.-NR.	PAGE	ART.-NR.	PAGE
10067	18	44744	15	48296	9	69110	20
10078	18	44749	14	48390	8	69124	16
10087	18	44750	14	49214	8	69125	16
13938	13	44751	14	49215	8	69240	20
13940	13	44752	14	49235	8	69252	20
13941	13	44753	14	49310	8	69253	21
13942	13	45256	15	50600M	12	69316	18
13943	13	45257	15	50601M	12	69353	21
25867	7	45258	15	50602M	12	69490	18
25869	7	45259	15	50603M	12	69551	20
28806	6	45260	15	50604M	12	69571	21
29900+	24	47080	9	52000M	11	69600	17
29920	24	47107	6	52001M	11	69601	17
29965	24	47117	9	52002M	11	69602	17
29967	24	47137	6	52003M	11	69603	17
29970	24	47147	6	52004M	11	69671	21
29980	24	47195	11	52201M	12	69701	19
29985	24	47196	11	52202M	12	69702	19
33101	22	47197	11	52203M	12	69703	19
33201+	23	47198	11	52712	25	69704	19
33500	22	47295	9	53600	25	69711	19
33595	22	47297	6	53605	25	69766	26
33600	22	47298	6	54100	16	69801	20
33724+	23	47359	9	54101	16	69979	16
33725	23	47373	15	54110	16	69981	16
41204	10	47374	15	54310	17	69987	16
41205	10	47375	15	54311	17	69988	16
44286	14	47376	15	62113	5	71800	25
44287	14	47377	15	62114	5	GD001	15
44288	14	47500	9	62115	7	GD002	15
44289	14	47700	8	62116	7	SV50A	10
44290	14	48100	9	62356	9	SV100F	10
44740	15	48207	5	62363	8	SV250L	10
44741	15	48208	5	62408	10		
44742	15	48237	5	69025	17		
44743	15	48247	5	69028	17		

* Ware erhältlich basierend auf Prognose Vorgabe



KNOWLEDGE NETWORK* Klinische Fortbildung
Kompetenter Kundenservice
Fachkundige Verkaufsmitarbeiter
Hilfsmittel & Optimale Verfahren
Klinische Forschung
Streben nach Perfektion

Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen
an Ihren Halyard Kundendienst:

kundendienst@hyh.com

* Eingetragenes Warenzeichen oder Marke von O&M Halyard oder verbundenen Unternehmen. Die Farbe GREY ist ein eingetragenes Warenzeichen oder eine Marke von O&M Halyard oder verbundenen Unternehmen. Die Farbe PURPLE ist ein eingetragenes Warenzeichen oder eine Marke von O&M Halyard oder verbundenen Unternehmen. Die Farbe Orange ist ein eingetragenes Warenzeichen oder eine Marke von O&M Halyard oder verbundenen Unternehmen. ©2020. Alle Rechte vorbehalten. HC111-06-DE; COPY-01732, COPY-01733, COPY-01734

www.halyardhealth.de