

HALYARD* PURPLE NITRILE* PUDERFREIE UNSTERILE & STERILE NITRIL-UNTERSUCHUNGSHANDSCHUHE

In jeder Einrichtung des Gesundheitswesens kommt es darauf an, die Menschen - also Sie und Ihre Patienten - vor Mikroorganismen zu schützen. Handschuhe sind der wichtigste Schutz gegen infektiöse Substanzen (auch gegen die durch Blut übertragenen Krankheitserreger) und sie verringern das Risiko einer Kreuzkontamination. Unser Angebot umfasst Handschuhe für die Erste Hilfe, zahnärztliche Behandlungen, diagnostische Untersuchungen sowie alltägliche Patientenpflege.

Die HALYARD* PURPLE NITRILE* Produktfamilie bietet ein umfassendes Angebot latexfreier unsteriler und steriler Untersuchungshandschuhe. Der PURPLE NITRILE* eignet sich für sehr viele unsterile medizinische Anwendungsbereiche. Der PURPLE NITRILE-XTRA* mit einer 5,5 cm längeren Manschette gibt Ihnen zusätzlichen Schutz bei Tätigkeiten mit erhöhtem Kontakt-Risiko im Umgang mit Blut, infektiösen Flüssigkeiten und Chemikalien. PURPLE NITRILE* - paarweise steril - eignet sich hervorragend für sterile, nicht-invasive Tätigkeiten in den Ambulanzen der verschiedenen Fachabteilungen, in der Anästhesie und ITS.



FUNKTIONELLE VORTEILE

- Die Farbe lila ermöglicht eine schnelle optische Differenzierung von Naturkautschuk-Latex- und anderen synthetischen Handschuhen.
- Texturierte Fingerspitzen erhöhen die Griffbarkeit bei nassen und trockenen Anwendungen.
- Ein den Kundenwünschen entsprechendes Design erhöht den Komfort und verbessert die Passform.
- Erhältlich in zwei Längen: >240 mm und 310 mm.
- Auch paarweise steril erhältlich.

KLINISCHE SPEZIFIKATIONEN

- Enthalten kein Naturkautschuk-Latex; Grundmaterial ist Acrylnitril-Butadien. Dadurch Verminderung handschuhbedingter allergischer Reaktionen des Typs I auf Naturkautschuk-Latexproteine.
- PURPLE NITRILE-XTRA* wurde mit einer großen Menge chemotherapeutischer Substanzen und Glutaraldehyd getestet, um die Durchdringungsfestigkeit und die Durchdringungsdauer zu bestimmen.¹
- Puderfrei (gemäß ASTM D 6124 und EN455-3), daher Minimierung von puderbedingten Komplikationen wie beispielsweise einer irritativen Kontaktdermatitis.

PURPLE NITRILE*

Medizinische Handschuhe

QUALITÄTSSTANDARDS

- Erreicht oder übertrifft einen AQL 1,0 nach der Europäischen Norm 455-1 und 455-2.
- CE-Kennzeichnung als Medizinprodukt Klasse I (93/42/EEC).
- Biokompatibel, gemäß ISO 10993 (1-2-5-10-12): primäre Hautirritation, wiederholte Sensibilisierung und modifizierter Draize-Test an 200 Personen.
- Sterilisiert gemäß EN ISO 11137 bei einem Sterilitätssicherungslevel (SAL) von 10^{-6} .
- Hergestellt in Übereinstimmung mit dem Qualitätssicherungssystem EN ISO 13485 und ISO 9001.

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

PURPLE NITRILE*

ABMESSUNGEN (MIN.-WERTE)	NORMALSTÄRKE (MESSUNG DER EINZELDICKE)	LÄNGE
Mittelfinger (15 mm von der Fingerspitze)	0,15	>240 mm/310 mm (gemessen von der Spitze des Mittelfingers bis zum Rollrand der Manschette)
Handfläche	0,12	
Manschette	0,09	

Physikalische Eigenschaften (Min.-Werte)

VOR DER ALTERUNG		NACH DER ALTERUNG	
Zugfestigkeit	Dehnung	Zugfestigkeit	Dehnung
>9 N (Median 13-15 N)	> 500 %	>6 N (Median 13-15 N)	> 450 %

Hinweis: Die angegebenen Größen und Merkmale können innerhalb spezifizierter Grenzen variieren. Dieses Dokument wurde auf Grundlage der aktuellsten Informationen erstellt. Im Interesse fortwährender Verbesserungen können Produktänderungen ohne vorherige Ankündigung vorgenommen werden.

BESTELLINFORMATIONEN

PURPLE NITRILE*

Länge: >240 mm

ART.-NR.	GRÖSSE	HAND-SCHUHE/ BOX	BOXEN/ KARTON
52000M	X-small	100	10
52001M	Small	100	10
52002M	Medium	100	10
52003M	Large	100	10
52004M	X-large	90	10

XTRA* - Länge: 310 mm

ART.-NR.	GRÖSSE	HAND-SCHUHE/ BOX	BOXEN/ KARTON
50600M	X-small	50	10
50601M	Small	50	10
50602M	Medium	50	10
50603M	Large	50	10
50604M	X-large	50	10

STERILE PAARE - Länge: >240 mm

ART.-NR.	GRÖSSE	HAND-SCHUHE/ BOX	BOXEN/ KARTON
52201M	Small	50	200
52202M	Medium	50	200
52203M	Large	50	200

References: 1. Testergebnisse auf Anfrage erhältlich. Achtung: Bitte verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn Sie allergisch gegenüber chemischen Additiven sind.



KNOWLEDGE NETWORK* Klinische Fortbildung
Kontinuierliche Kundenunterstützung
Fachkundige Verkaufsmitarbeiter
Hilfsmittel & optimale Verfahren
Klinische Forschung
Unser Streben nach Perfektion

Weitere Informationen erhalten Sie über unser Halyard Customer Care Team:

Tel: 0800 180 22 98
Fax: 0800 180 22 97
kundendienst@hyh.com

