

UNSERE EXPERTISE ZUM SCHUTZ VOR INFEKTIONEN IM OP


**Unsere
Zusage
an Sie**

**Überlegene
Infektions-
prävention**



POSTOPERATIVE WUNDINFEKTIONEN – LÖSUNGEN

O&M Halyard bietet ein umfangreiches Sortiment an hochwertigen Produkten um Wundinfektionen zu vermeiden. Dies umfasst OP-Abdecktücher und -Kittel, Gesichtsmasken und Sterilisationsvlies.



VERLASSEN SIE SICH BEI DER INFEKTIONSPRÄVENTION IM OP AUF DIE EXPERTISE VON HALYARD

Bei der Verwendung von HALYARD* OP-Kitteln, Abdecktüchern & -Sets können Sie sicher sein, dass Sie sich für Produkte mit innovativen Gewebetechnologien und Designs entschieden haben, welche einen hervorragenden Flüssigkeitsschutz und Komfort bieten.

O&M Halyard entwickelt und vertreibt mit großem Engagement qualitativ hochwertige Produkte für die Infektionsprävention – zum Schutz von Patienten, medizinischen Mitarbeitern und Einrichtungen. Auf diese Weise unterstützen wir Sie bei einer optimalen Patientenversorgung.


Da wir die Infektionsprävention im OP ebenso ernst nehmen wie Sie, haben wir unser OP-Kittel- und Abdecktücher-Portfolio in verschiedene Leistungsgruppen differenziert, damit Sie den am besten geeigneten Schutz wählen können, ohne Kompromisse bei der Qualität einzugehen.

Die Produkte in diesem Katalog enthalten keinen Naturlatex, dieses Produkt wurde auch nicht absichtlich während des Produktionsprozesses zugefügt.

ÜBERLEGENER SCHUTZ DURCH HOCHENTWICKELTES SMS-MATERIAL

Halyard bietet ein umfangreiches Sortiment an OP-Kitteln, -Abdecktüchern und Sterilisationsvliesen aus SMS (Spunbond, Meltblown, Spunbond) von HALYARD*. SMS besteht aus drei Polypropylenschichten:

- Die äußeren Spunbond-Spinnvliesschichten bieten außergewöhnliche Widerstandskraft und Strapazierfähigkeit
- Die mittlere Meltblown-Faserschicht bietet eine wirksame Barriere gegenüber Bakterien und Flüssigkeiten
- Das flusenarme Material trägt dazu bei, das Kontaminationsrisiko im OP zu reduzieren



DAS UMFANGREICHE PORTFOLIO AN KITTELN UND ABDECKTÜCHERN STELLT FÜR VERSCHIEDENSTE VERFAHREN DEN GEEIGNETEN SCHUTZ BEREIT

Kosteneffektiver Schutz für Standardanforderungen

- Für kurze Verfahren mit geringem Flüssigkeitskontakt
- Für kleinere ambulante und allgemeinchirurgische Eingriffe mit geringem Risiko

Basis-OP-Kittel

- HALYARD BASICS* Standard-Schutzkittel
- Standard-SMS-Material

HALYARD BASICS* OP-Abdecktücher und -Sets

- Flexible, benutzerfreundliche Designs
- Materialverstärkt

Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis für mehr Leistung und Schutz

- Für Verfahren mit geringem bis mäßigem Flüssigkeitskontakt
- Für allgemeinchirurgische Eingriffe mit geringem bis mäßigem Risiko

Standard-OP-Kittel

- EVOLUTION* 4 Standardkittel
- ULTRA Standardkittel
- EVOLUTION* 4 & ULTRA Kittel mit verstärktem SMS-Material

Standard OP-Abdecktücher und -Sets

- Große Auswahl für hunderte verschiedene Eingriffe
- CONTROL* Plus Materialverstärkung

Kosteneffektiver Schutz für anspruchsvolle Eingriffe

- Für flüssigkeitsintensive Verfahren
- Für spezielle Eingriffe mit mäßigem bis hohem Risiko

Materialverstärkte OP-Kittel

- ULTRA OP-Kittel, verstärktes Material

Materialverstärkte OP-Abdecktücher und -Sets

- Mit den ORTHOARTS[®] und CVARTS[®] Abdecktüchern
- CONTROL[®] Plus Materialverstärkung

Lösung für hohe Leistung & maximalen Schutz

- Für lange Verfahren mit starkem Flüssigkeitskontakt
- Für spezielle und komplexe chirurgische Eingriffe mit hohem Risiko

OP-Kittel mit hohem Flüssigkeitsschutz

- AeroChrome[®]
- Cool Shield Core Technologie, Aero Vent Rückenpartie
- Weiches S/F/SMS-Material

HALYARD[®] KUNDENINDIVIDUELLE SETS SIND PROFESSIONELL ZUSAMMENGESTELLT UND AUF IHRE BEDÜRFNISSE ZUGESCHNITTEN¹

ZIELGERICHTET

Ob vollständig maßgeschneiderte Sets oder preisgünstige Sets mit funktional gleichwertigen Komponenten, die Ihre Anforderungen erfüllen. Unser Team hilft Ihnen gerne bei der Zusammenstellung Ihrer individuellen Standardsets entsprechend Ihren Vorstellungen.

PROFESSIONELL

Hergestellt in einer auf kundenindividuelle Sets spezialisierten Produktionsstätte zur Gewährleistung eines logischen Set-Aufbaus und sterilen Darreichung im OP.



BEVORZUGTE KOMPONENTEN

HALYARD[®] Abdecktücher und Kittel verfügen über hervorragende Eigenschaften, um Personal und Patienten im OP zu schützen:

- flüssigkeitsbeständig
- flammbeständig
- partikelarm und abriebfest

1. In Großbritannien nicht verfügbar.

INHALTSVERZEICHNIS

INHALT

ARCROYAL® KUNDENSPEZIFISCHE OP-SETS 10

KUNDENSPEZIFISCHE OP-SETS	10
---------------------------------	----

ALLGEMEINCHIRURGIE 15

ALLGEMEINCHIRURGIE – ABDECKTÜCHER	28
LOCHTÜCHER	28
U-TÜCHER	32
QUERTÜCHER	35
ABDECKTÜCHER UNTEN	36
ABDECKTÜCHER – SEITLICH	38
ABDECKTÜCHER OBEN	39
ABSORBIERENDE UNTERLAGE	40
EINZELTÜCHER	40
MEHRZWECKTÜCHER	42
LAPAROTOMIETÜCHER	46
THORAXTÜCHER	48
LAPAROSKOPIETÜCHER	49

ORTHOPÄDIE 50

ORTHOPÄDIE – ABDECKSETS	50
ORTHOPÄDIE – ABDECKTÜCHER	62
ORTHOARTS* SCHLITZTÜCHER / QUERTÜCHER	62
FLÜSSIGKEITSUNDURCHLÄSSIGE SCHLITZTÜCHER	62
EXTREMITÄTENTÜCHER	63
TÜCHER FÜR UNTERE EXTREMITÄTEN	63
TÜCHER FÜR OBERE EXTREMITÄTEN	65
SCHULTERTÜCHER	65
HAND-ABDECKTÜCHER	66
HÜFTTÜCHER	66
VERTIKALE ISOLATIONSTÜCHER	68
KNIE-ARTHROSKOPIETÜCHER	68
UNIVERSAL SPINAL-ABDECKTÜCHER	69
U-TÜCHER	69

GYNÄKOLOGIE & OBSTETRIK	70
GYNÄKOLOGIE & OBSTETRIK – ABDECKSETS	70
GYNÄKOLOGIE & OBSTETRIK – ABDECKTÜCHER	76
GYNÄKOLOGIE-/UROLOGIETÜCHER	76
SECTIO-TÜCHER	76
LITHOTOMIETÜCHER	78
UROLOGIE	79
UROLOGIE – ABDECKSETS	79
UROLOGIE – ABDECKSETS & ABDECKTÜCHER	80
UROLOGIE – ABDECKTÜCHER	81
AUGENHEILKUNDE	82
AUGENHEILKUNDE – ABDECKSETS	82
AUGENHEILKUNDE – ABDECKTÜCHER	83
HNO	86
HNO-CHIRURGIE – ABDECKSETS	86
HNO-CHIRURGIE – ABDECKTÜCHER	88
HNO-CHIRURGIE – ABDECKTÜCHER	88
KOPFABDECKTÜCHER	88
DENTALTÜCHER	88
NEUROCHIRURGIE	89
KRANIOTOMIE-TÜCHER	89
KARDIOVASKULÄRE CHIRURGIE & ANGIOGRAPHIE	90
KARDIOVASKULÄRE CHIRURGIE & ANGIOGRAPHIE – ABDECKSETS	90
KARDIOVASKULÄRE CHIRURGIE-TÜCHER	93
KARDIOVASKULÄRE CHIRURGIE & ANGIOGRAPHIE – ABDECKTÜCHER	94
ANGIOGRAPHIETÜCHER	97

KATHETERPLATZIERUNG	103
KATHETERPLATZIERUNG – ABDECKTÜCHER	103
PÄDIATRIE	104
PÄDIATRIE – ABDECKSETS	104
PÄDIATRIE – ABDECKTÜCHER	108
LOCHTÜCHER	108
THORAXTÜCHER	109
ANGIOGRAPHIETÜCHER	109
BABYTÜCHER	109
ZUBEHÖRABDECKUNGEN	110
INSTRUMENTENTISCHBEZÜGE	110
HOCKER-ABDECKUNGEN	110
TISCHABDECKUNGEN	111
ZUBEHÖR	112
STEISSUNTERLAGEN	112
TRANSPARENTE ABDECKTÜCHER	112
PERINEALE ABDECKTÜCHER	113
UNDURCHLÄSSIGE STOCKINETTEN	113
ARMSTÜTZENABDECKUNGEN	114
BEINLINGE	114
HANDTÜCHER	114
KLEBESTREIFEN	115
ÄRMELSCHÜTZER	115
BEUTEL	115
FUSSÜBERZÜGE	116
BECHER	116
OP-ABDECKSETS	117

HALYARD BASICS*	118
HALYARD BASICS* OP-KITTEL	118
EVOLUTION* 4	119
EVOLUTION* 4 OP-KITTEL	119
ULTRA	121
ULTRA OP-KITTEL	121
VALUESELECT*	123
VALUESELECT* OP-KITTEL	123
AERO CHROME*	124
AERO CHROME* OP-KITTEL	124
SICHERHEITSPRODUKTE FÜR DEN OPERATIONSSAAL	125
SICHERHEITSPRODUKTE	125
LAMPENGRIFFBEZÜGE	125
NADELZÄHLER	126
INSTRUMENTEN-MATTEN	127
ZUBEHÖRABDECKUNGEN	128
SICHERHEITSZUBEHÖR	131
ENDOSKOPIE-, LAPAROSKOPIE- & ELEKTROCHIRURGIE-PRODUKTE	133
TEMPERATURMANAGEMENT	134
HOLLOWARE MEHRZWECK-SCHALEN, -BECKEN UND -TRAYS	135
INDEX NACH ART.-NR.	138

ARCROYAL® KUNDENSPEZIFISCHE OP-SETS

KUNDENSPEZIFISCHE OP-SETS

Die ArcRoyal® kundenspezifischen OP-Sets von Owens & Minor enthalten alle Einweg-Medizinprodukte, die für einen bestimmten chirurgischen Eingriff benötigt werden.

Als markenneutraler Anbieter arbeiten wir mit allen führenden Herstellern von Set-Komponenten auf der ganzen Welt zusammen. So stellen wir sicher, dass wir unabhängig vom jeweiligen Verfahren über das breiteste Angebot an Komponenten und die höchste Qualität verfügen. Sie als Kunde entscheiden über jede einzelne Komponente, die in Ihrem ArcRoyal® kundenspezifischen OP-Set enthalten sein soll.



DAS UNTERSCHIEDET ARCROYAL® VON ANDEREN KUNDENSPEZIFISCHEN OP-SETS:

WIR BIETEN ECHTEN SERVICE

Unser Versprechen für unsere Kunden:

- Kein Ersatz von Markenprodukten – keine Überraschungen im OP-Saal!
- Effiziente Revisionsbearbeitung – weniger Verschwendung durch weniger nicht verwendete Instrumente
- Erstklassige Qualität und IT-Support – konstant zuverlässige Qualität

Service liegt in unserer DNA

WIR BIETEN ECHTE AUSWAHL

Der Kunde hat die Wahl:

- Wir bieten das größte Sortiment an Komponenten
- Wir bieten verschiedene Lösungen für Abdecktücher und Kittel
- Unser globales Beschaffungsteam findet stets die hochwertigsten Optionen zum besten Preis
- Wir sind ein markenneutraler Lieferant

Your Tray. Your Way

WIR LIEFERN BESTE QUALITÄT

Qualität immer an erster Stelle:

- Firmeneigene Systeme: VidViz – visuelle Stückliste
- Höchste Standards bei der Reinraumkontrolle – umfassende Kleidungsvorschriften werden eingehalten
- Gewissenhaftigkeit und Detailgenauigkeit – Komponenten werden einzeln für die Aufnahme in die Sets genehmigt

Qualität hat bei allen unseren Arbeitsschritten Vorrang

WIR LIEFERN IMMER PÜNKTLICH

Unsere Kultur:

Die Teams von Owens & Minor engagieren sich für unsere Kunden und setzen alles daran, um sicherzustellen, dass das Produkt richtig hergestellt, richtig verpackt, richtig versandt und richtig ausgeliefert wird – und dies stets pünktlich über unser Netzwerk von Vertriebszentren.

Kundenzufriedenheit ist oberstes Gebot



KUNDENSPEZIFISCHE OP-SETS

KOMPONENTENAUSWAHL:

ArcRoyal® kundenspezifische OP-Sets bieten eine größere Auswahl, da Sie im Einzelnen über die Komponentenzusammenstellung entscheiden – bis hin zur Marke Ihrer bevorzugten Abdecktücher und Kittel.



ANWENDUNGSBEREICH

Bei Owens & Minor bieten wir sowohl kundenspezifische OP-Sets für die Chirurgie als auch für kleinere Eingriffe an. Dazu gehören folgende Bereiche:

Robotik, Orthopädie, Kardiovaskuläre Chirurgie, Katheterlabor, Geburtshilfe, Laparoskopie, Gastrochirurgie, Trauma, Allgemeinchirurgie, Neurochirurgie, Plastische Chirurgie, HNO, Angiographie, Augenheilkunde und Gynäkologie.



ARCROYAL® KUNDENSPEZIFISCHE OP-SETS – HERGESTELLT NACH HÖCHSTEN QUALITÄTSSTANDARDS

Owens & Minor setzt alles daran, seinen Kunden hochwertige Produkte und Dienstleistungen zeitnah und kostengünstig zu liefern. Zu diesem Zweck messen, analysieren und verbessern wir die Qualität in allen Aspekten unseres Geschäfts. Dies geschieht durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem, das die Anforderungen der folgenden Vorschriften erfüllt:

- DIN EN ISO 13485:2016
- Anhang V und Anhang VII der Medizinprodukterichtlinie (93/42/EWG)
- Alle relevanten Vorschriften der EMEA-Länder, in die wir unsere kundenspezifischen OP-Sets liefern

Jede einzelne Komponente unserer kundenspezifischen OP-Sets trägt das CE-Kennzeichen und unterliegt einem strengen Qualitäts- und Prüfverfahren. Über unser umfassendes Rückverfolgbarkeitssystem kann jedes Set und jede darin enthaltene Komponente bis zu einer bestimmten Charge des Lieferanten zurückverfolgt werden. In unserem Reinraum der Klasse 8 haben wir ein firmeneigenes visuelles Stücklisten-IT-System entwickelt, das sicherstellt, dass in jedem Set alle Komponenten enthalten sind und die Sets genau nach den Spezifikationen und Wünschen des Kunden zusammengestellt werden.

GARANTIERTE STERILITÄTSERHALTUNG VON ARCROYAL® KUNDENSPEZIFISCHEN OP-SETS

Nachdem die ArcRoyal® kundenspezifischen OP-Sets zusammengestellt, verpackt und für den endgültigen Versand vorbereitet wurden, werden sie sterilisiert. Die Sterilität wird durch eine spezielle Tyvek-Verpackung gemäß der Verpackungsnorm ISO 11607-1:2020 gewährleistet. Unser Sterilisationssystem entspricht der Norm ISO 11135-1:2014. Alle Kammern, die in den verschiedenen Einrichtungen für die Sterilisation der Produkte verwendet werden, sind validiert.

Owens & Minor kontrolliert den gesamten Transport zum und vom Sterilisator, wobei alle Sterilisator- und Frachtzulieferer unseren strengen Validierungsprozessen unterliegen.



KUNDENSPEZIFISCHE OP-SETS

EIGENSCHAFTEN

- ArcRoyal® kundenspezifische OP-Sets enthalten eine Auswahl an individuell zusammengestellten Einweg-Medizinprodukten, die für einen bestimmten chirurgischen Eingriff benötigt werden.
- Alle Sets werden exakt nach den Vorgaben des Arztes bzw. des Krankenhauses zusammengestellt und nach Bedarf nacheinander geöffnet.
- ArcRoyal® kundenspezifische OP-Sets werden in einer kompakten und lagerfreundlichen Verpackung geliefert, die den Anforderungen des chirurgischen Eingriffs entspricht.
- Alle ArcRoyal® kundenspezifischen OP-Sets sind steril und sofort einsatzbereit.



VORTEILE

- Kürzere Vorbereitungszeit: Es müssen weniger Produkte geöffnet werden, wodurch das OP-Personal mehr Zeit für andere Aufgaben hat.
- Effizientere Produktbestellung: Es müssen weniger Produkte bestellt werden, was zu effizienteren Bestell- und Bestandskontrollvorgängen führt.
- Abfallreduzierung: weniger zu entsorgende Verpackungen.
- Kostenersparnis: weniger Kosten für die einzelnen Komponenten, die nachverfolgt werden müssen, was zu einer effizienteren Kostenkontrolle führt.
- Höhere Sicherheit: Das leicht zu sterilisierende Format verringert das Kontaminationsrisiko.
- Qualitätszertifizierung: Alle ArcRoyal® kundenspezifischen OP-Sets sind nach EN ISO 13485:2003 und ISO 9001:2008 zertifiziert und entsprechen in vollem Umfang den europäischen Richtlinien über Medizinprodukte.
- Bessere Rückverfolgbarkeit: Jede in einem ArcRoyal® kundenspezifischen OP-Set verwendete Komponente kann auf eine bestimmte Charge des Herstellers zurückverfolgt werden.

ALLGEMEINCHIRURGIE


ALLGEMEINCHIRURGIE – ABDECKSETS

UNIVERSAL SET, KLEIN

ART.-NR.	BESCHREIBUNG			STÜCK/KARTON
88762	Universal Set, klein, inkl. Instrumententischbezug			11
STERIL	UNSTERIL	INHALT		
-	-	1 Sterilisationsvlies 96 x 96 cm		
89603	79603	1 Instrumententischbezug 80 x 145 cm		
42222	42428	1 Tischabdeckung, verstärkt 152 x 191 cm		
89053	79053	1 Klebestreifen 10 x 55 cm		
89701	79720	1 Saugtuch 38 x 56 cm		
-	-	1 Abwurfbeutel		
-	-	2 Abdecktücher seitlich 90 x 75 cm: • Klebestreifen, 2,5 cm breit • CONTROL [®] Saugauflage		
-	79214	1 Abdecktuch unten 149 x 180 cm: • Klebestreifen, 2,5 cm breit • CONTROL [®] Saugauflage		
-	79215	1 Abdecktuch oben 149 x 180 cm: • Klebestreifen, 2,5 cm breit • CONTROL [®] Saugauflage		

UNIVERSAL SET, KLEIN

ART.-NR.	BESCHREIBUNG			STÜCK/KARTON
88763	Universal Set, klein, exkl. Instrumententischbezug			11
STERIL	UNSTERIL	INHALT		
-	-	1 Sterilisationsvlies 96 x 96 cm		
42222	42428	1 Tischabdeckung, verstärkt 152 x 191 cm		
89053	79053	1 Klebestreifen 10 x 55 cm		
89701	79720	1 Saugtuch 38 x 56 cm		
-	-	1 Abwurfbeutel		
-	-	2 Abdecktücher seitlich 90 x 75 cm: • Klebestreifen, 2,5 cm breit • CONTROL [®] Saugauflage		
-	79214	1 Abdecktuch unten 149 x 180 cm: • Klebestreifen, 2,5 cm breit • CONTROL [®] Saugauflage		
-	79215	1 Abdecktuch oben 149 x 180 cm: • Klebestreifen, 2,5 cm breit • CONTROL [®] Saugauflage		




Alle sterilen Produkte haben **fettgedruckte** Artikelnummern.

Siehe Rückseite für Informationen bzgl. Warenzeichen

Allgemeinchirurgie – Abdecksets

ALLGEMEINCHIRURGIE – ABDECKSETS



UNIVERSAL SET, GROSS

ART.-NR.	BESCHREIBUNG		STÜCK/KARTON
88764	Universal Set, groß, inkl. Instrumententischbezug		10
	STERIL	UNSTERIL	INHALT
	-	-	1 Sterilisationsvlies 96 x 96 cm
89603		79603	1 Instrumententischbezug 80 x 145 cm
42222		42428	1 Tischabdeckung, verstärkt 152 x 191 cm
89053		79053	1 Klebestreifen 10 x 55 cm
89701		79720	1 Saugtuch 38 x 56 cm
-	-	-	1 Abwurfbeutel
-	-	79216	2 Abdecktücher seitlich 100 x 90 cm: • Klebestreifen • CONTROL* Saugauflage
-	-	79217	1 Abdecktuch unten 175 x 180 cm: • Klebestreifen • CONTROL* Saugauflage
-	-	79218	1 Abdecktuch oben 149 x 241 cm: • Klebestreifen • CONTROL* Saugauflage

UNIVERSAL SET, GROSS


ART.-NR.	BESCHREIBUNG		STÜCK/KARTON
88765	Universal Set, groß, exkl. Instrumententischbezug		10
	STERIL	UNSTERIL	INHALT
	-	-	1 Sterilisationsvlies 96 x 96 cm
42222		42428	1 Tischabdeckung, verstärkt 152 x 191 cm
89053		79053	1 Klebestreifen 10 x 55 cm
89701		79720	1 Saugtuch 38 x 56 cm
-	-	-	1 Abwurfbeutel
-	-	79216	2 Abdecktücher seitlich 100 x 90 cm: • Klebestreifen • CONTROL* Saugauflage
-	-	79217	1 Abdecktuch unten 175 x 180 cm: • Klebestreifen • CONTROL* Saugauflage
-	-	79218	1 Abdecktuch oben 149 x 241 cm: • Klebestreifen • CONTROL* Saugauflage

Alle sterilen Produkte haben **fettgedruckte** Artikelnummern.

ALLGEMEINCHIRURGIE – ABDECKSETS

UNIVERSAL SET PLUS

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
88760	Universal Set Plus, inkl. Instrumententischbezug	8
STERIL	UNSTERIL	INHALT
-	-	1 Sterilisationsvlies 89 x 89 cm
42222	42428	1 Tischabdeckung, verstärkt 152 x 191 cm
89603	79603	1 Instrumententischbezug 80 x 145 cm
89053	79053	1 Klebestreifen 10 x 55 cm
89701	79720	1 Saugtuch 38 x 56 cm
-	-	1 Abwurfbeutel
-	76365	2 Abdecktücher seitlich 91 x 112 cm: • Klebestreifen • CONTROL® Plus Saugauflage
-	78961	1 Abdecktuch unten 193 x 239 cm: • Klebestreifen • CONTROL® Plus Saugauflage • Schlauchhalter
-	76363	1 Quertuch 157 x 269 cm: • Armstützenabdeckungen • Klebestreifen • CONTROL® Plus Saugauflage • Schlauchhalter



UNIVERSAL SET PLUS


ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
88767	Universal Set Plus, exkl. Instrumententischbezug	9
STERIL	UNSTERIL	INHALT
-	-	1 Sterilisationsvlies 89 x 89 cm
42222	42428	1 Tischabdeckung, verstärkt 152 x 191 cm
89053	79053	1 Klebestreifen 10 x 55 cm
89701	79720	1 Saugtuch 38 x 56 cm
-	-	1 Abwurfbeutel
-	76365	2 Abdecktücher seitlich 91 x 112 cm: • Klebestreifen • CONTROL® Plus Saugauflage
-	78961	1 Abdecktuch unten 193 x 239 cm: • Klebestreifen • CONTROL® Plus Saugauflage • Schlauchhalter
-	76363	1 Quertuch 157 x 269 cm: • Armstützenabdeckungen • Klebestreifen • CONTROL® Plus Saugauflage • Schlauchhalter

Alle sterilen Produkte haben **fettgedruckte** Artikelnummern.

Siehe Rückseite für Informationen bzgl. Warenzeichen

Allgemeinchirurgie – Abdecksets

ALLGEMEINCHIRURGIE – ABDECKSETS



UNIVERSAL SET

ART.-NR.	BESCHREIBUNG		STÜCK/KARTON
88100	Universal Set, inkl. Instrumententischbezug		12
	STERIL	UNSTERIL	INHALT
42224		42451	1 Tischabdeckung, verstärkt 152 x 229 cm
89603		79603	1 Instrumententischbezug 80 x 145 cm
89053		79053	1 Klebestreifen 10 x 55 cm
89701		79720	2 Saugtücher 38 x 56 cm
-		79012	2 Abdecktücher seitlich 75 x 100 cm: • Klebestreifen • CONTROL* Plus Saugauflage
-		79011	1 Abdecktuch unten 173 x 180 cm: • Klebestreifen • CONTROL* Plus Saugauflage
-		79010	1 Abdecktuch oben 148 x 240 cm: • Klebestreifen • CONTROL* Plus Saugauflage


UNIVERSAL SET

ART.-NR.	BESCHREIBUNG		STÜCK/KARTON
88103	Universal Set, exkl. Instrumententischbezug		12
	STERIL	UNSTERIL	INHALT
-		-	1 Sterilisationsvlies 96 x 96 cm
42224		42451	1 Tischabdeckung, verstärkt 152 x 229 cm
89053		79053	1 Klebestreifen 10 x 55 cm
89701		79720	2 Saugtücher 38 x 56 cm
-		79012	2 Abdecktücher seitlich 75 x 100 cm: • Klebestreifen • CONTROL* Plus Saugauflage
-		79011	1 Abdecktuch unten 173 x 180 cm: • Klebestreifen • CONTROL* Plus Saugauflage
-		79010	1 Abdecktuch oben 148 x 240 cm: • Klebestreifen • CONTROL* Plus Saugauflage

Alle sterilen Produkte haben **fettgedruckte** Artikelnummern.


UNIVERSAL SET IV

ART.-NR.	BESCHREIBUNG			STÜCK/KARTON
7772	Universal Set IV, inkl. Instrumententischbezug			8
	STERIL	UNSTERIL	INHALT	
-	-	-	1 Sterilisationsvlies 89 x 89 cm	
-	-	42451	1 Tischabdeckung, verstärkt 152 x 229 cm	
89603	-	79603	1 Instrumententischbezug 80 x 145 cm	
89701	-	79720	1 Saugtuch 38 x 56 cm	
-	-	-	1 Abwurfbeutel	
-	-	76365	2 Abdecktücher seitlich 91 x 112 cm: • Klebestreifen • CONTROL* Plus Saugauflage	
-	-	76366	1 Abdecktuch unten 157 x 178 cm: • Klebestreifen • CONTROL* Plus Saugauflage • Schlauchhalter	
-	-	76367	1 Abdecktuch oben 157 x 241 cm: • Klebestreifen • CONTROL* Plus Saugauflage	



Alle sterilen Produkte haben **fettgedruckte** Artikelnummern.

ALLGEMEINCHIRURGIE – ABDECKSETS



HALYARD BASICS* UNIVERSAL SET I

ART.-NR.	BESCHREIBUNG		STÜCK/KARTON
88900	HALYARD BASICS* Universal Set I, inkl. Instrumententischbezug		5
	STERIL	UNSTERIL	INHALT
88673		78669	1 Tischabdeckung, verstärkte Zonen 152 x 191 cm
47348		-	1 Instrumententischbezug, verstärkte Zonen 80 x 144 cm
-		79790	1 Abdecktuch oben 275 x 150 cm:
-		79787	1 Abdecktuch unten 195 x 195 cm
-		-	2 Abdecktücher seitlich 90 x 100 cm
-		-	1 Klebestreifen 10 x 55 cm
-		-	2 Saugtücher 33 x 39 cm

HALYARD BASICS* UNIVERSAL SET II

ART.-NR.	BESCHREIBUNG		STÜCK/KARTON
88901	HALYARD BASICS* Universal Set II, exkl. Instrumententischbezug		5
	STERIL	UNSTERIL	INHALT
88673		78669	1 Tischabdeckung, verstärkte Zonen 152 x 191 cm
-		79790	1 Abdecktuch oben 275 x 150 cm:
-		79787	1 Abdecktuch unten 195 x 195 cm
-		-	2 Abdecktücher seitlich 90 x 100 cm
-		-	1 Klebestreifen 10 x 55 cm
-		-	2 Saugtücher 33 x 39 cm

UNIVERSAL SET

ART.-NR.	BESCHREIBUNG		STÜCK/KARTON
K887603	Universal Set, inkl. Instrumententischbezug		54
	STERIL	UNSTERIL	INHALT
-		-	1 Instrumententischbezug, 80 x 145 cm
-		-	1 Tischabdeckung, 152 x 190 cm
-		-	2 Abdecktücher seitlich 91 x 115 cm:
			• Klebestreifen
			• CONTROL* Saugauflage 40,5 x 61 cm
-		-	2 OP-Abdecktücher 193 x 239 cm:
			• Klebestreifen
			• CONTROL* Saugauflage 61 x 81 cm

Alle sterilen Produkte haben **fettgedruckte** Artikelnummern.

UNIVERSAL SET

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
K887621	Universal Set, zweifach laminiertes Material, steril	6
GRÖSSE	BESCHREIBUNG	
152 x 254 cm	Abdecktuch oben - Klebestreifen	
90 x 90 cm	Einschlagtuch	
152 x 191 cm	Tischabdeckung	
76 x 89 cm	2 Abdecktücher seitlich - Klebestreifen	
196 x 196 cm	Abdecktücher – unten - Klebestreifen	
10 x 51 cm	ISO-SEAL OP-Tape	
43 x 51 cm	Saugtuch	

UNIVERSAL SET MIT INSTRUMENTENTISCHBEZUG

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
K887625	Universal Set, inkl. Instrumententischbezug, zweifach laminiert, steril	6
GRÖSSE	BESCHREIBUNG	
152 x 254 cm	Abdecktuch oben - Klebestreifen	
75 x 127 cm	Instrumententischbezug	
90 x 90 cm	Einschlagtuch	
152 x 191 cm	Tischabdeckung	
76 x 89 cm	2 Abdecktücher seitlich - Klebestreifen	
196 x 196 cm	Abdecktücher – unten - Klebestreifen	
10 x 51 cm	ISO-SEAL OP-Tape	
43 x 51 cm	Saugtuch	


UNIVERSAL SET MIT GROSSEM ABDECKTUCH OBEN

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
K887623	Universal Set, Abdecktuch oben L, zweifach laminiertes Material, steril	6
GRÖSSE	BESCHREIBUNG	
176 x 300 cm	Abdecktuch oben - Klebestreifen	
90 x 90 cm	Einschlagtuch	
152 x 191 cm	Tischabdeckung	
76 x 89 cm	2 Abdecktücher seitlich - Klebestreifen	
196 x 196 cm	Abdecktücher – unten - Klebestreifen	
10 x 51 cm	ISO-SEAL OP-Tape	
43 x 51 cm	Saugtuch	



Alle sterilen Produkte haben **fettgedruckte** Artikelnummern.

ALLGEMEINCHIRURGIE – ABDECKSETS



UNIVERSAL SET MIT INSTRUMENTENTISCHBEZUG UND GROSSEM ABDECKTUCH OBEN

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
K887626	Universal Set inkl. Instrumententischbezug, Abdecktuch oben L, zweifach laminiertes Material, steril	6
GRÖSSE	BESCHREIBUNG	
175 x 300 cm	Abdecktuch oben - Klebestreifen	
80 x 127 cm	Instrumententischbezug	
90 x 90 cm	Einschlagtuch	
152 x 191 cm	Tischabdeckung	
76 x 89 cm	2 Abdecktücher seitlich - Klebestreifen	
196 x 196 cm	Abdecktücher – unten - Klebestreifen	
10 x 51 cm	ISO-SEAL OP-Tape	
43 x 51 cm	Saugtuch	

BASIS-SET VIII

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
88113	Basis-Set VIII	24
STERIL	UNSTERIL	INHALT
42224	42451	1 Tischabdeckung, verstärkt 152 x 229 cm
89603	79603	1 Instrumententischbezug 80 x 145 cm
-	-	1 Abwurfbeutel

U-BAR*-SET VI

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
77794	U-BAR*-Set VI	9
STERIL	UNSTERIL	INHALT
-	-	1 Sterilisationsvlies 96 x 96 cm
-	42451	1 Tischabdeckung, verstärkt 152 x 229 cm
89603	79603	1 Instrumententischbezug 80 x 145 cm
89701	79720	1 Saugtuch 38 x 56 cm
-	-	1 Abwurfbeutel
-	76361	1 U-Tuch 193 x 305 cm: • Schlitz 10 x 101 cm • Klebestreifen • CONTROL* Plus Saugauflage • Schlauchhalter
-	76363	1 Quertuch 157 x 269 cm: • Armstützenabdeckungen • Klebestreifen • CONTROL* Plus Saugauflage • Schlauchhalter


Alle sterilen Produkte haben **fettgedruckte** Artikelnummern.

U-BAR*-SET


ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
77853	U-BAR*-Set VI	10
STERIL	UNSTERIL	INHALT
-	-	1 Sterilisationsvlies 89 x 89 cm
-	42451	1 Tischabdeckung, verstärkt 152 x 229 cm
89701	79720	1 Saugtuch 38 x 56 cm
-	-	1 Abwurfbeutel
-	76361	1 U-Tuch 193 x 305 cm: • Schlitz 10 x 101 cm • Klebestreifen • CONTROL* Plus Saugauflage • Schlauchhalter
-	76363	1 Quertuch 157 x 269 cm: • Armstützenabdeckungen • Klebestreifen • CONTROL* Plus Saugauflage • Schlauchhalter
89053	79053	1 Klebestreifen 10 x 55 cm

U-BAR*-SET VII

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
77769	U-BAR*-Set VII	10
STERIL	UNSTERIL	INHALT
-	-	1 Sterilisationsvlies 89 x 89 cm
-	42451	1 Tischabdeckung, verstärkt 152 x 229 cm
89603	79603	1 Instrumententischbezug 80 x 145 cm
89701	79720	1 Saugtuch 38 x 56 cm
-	-	1 Abwurfbeutel
-	76364	1 Thorax-U-Tuch 193 x 305 cm: • Schlitz 30 x 76 cm • Klebestreifen • CONTROL* Plus Saugauflage • Schlauchhalter
-	76363	1 Quertuch 157 x 269 cm: • Armstützenabdeckungen • Klebestreifen • CONTROL* Plus Saugauflage • Schlauchhalter



ALLGEMEINCHIRURGIE – ABDECKSETS



HALYARD BASICS* U-BAR*-SET I

ART.-NR.	BESCHREIBUNG		STÜCK/KARTON
88902	HALYARD BASICS* U-BAR*-Set I		10
	STERIL	UNSTERIL	INHALT
88673		78669	1 Tischabdeckung, verstärkte Zonen 152 x 191 cm
47348		-	1 Instrumententischbezug, verstärkte Zonen 80 x 144 cm
-		79790	1 Abdecktuch oben 275 x 150 cm:
-		79532	1 U-Tuch 203 x 315 cm: • Schlitz 10 x 112 cm
-		-	1 Klebestreifen 10 x 55 cm
-		-	2 Saugtücher 33 x 39 cm


HALYARD BASICS* U-BAR*-SET III

ART.-NR.	BESCHREIBUNG		STÜCK/KARTON
88904	HALYARD BASICS* U-BAR*-Set III		10
	STERIL	UNSTERIL	INHALT
88673		78669	1 Tischabdeckung, verstärkte Zonen 152 x 191 cm
47348		-	1 Instrumententischbezug, verstärkte Zonen 80 x 144 cm
-		79790	1 Abdecktuch oben 275 x 150 cm:
-		-	1 Thorax U-Tuch 193 x 305 cm: • Schlitz 30 x 76 cm
-		-	1 Klebestreifen 10 x 55 cm
-		-	2 Saugtücher 33 x 39 cm

Alle sterilen Produkte haben **fettgedruckte** Artikelnummern.


VARIZEN-SET

ART.-NR.	BESCHREIBUNG			STÜCK/KARTON
59709	Varizen-Set			5
	STERIL	UNSTERIL	INHALT	
42222		42428	1 Tischabdeckung, verstärkt 152 x 191 cm	
89603		79603	1 Instrumententischbezug 80 x 145 cm	
89701		79720	4 Saugtücher 38 x 56 cm	
-		-	1 Abwurfbeutel	
47622		47623	1 großes Tuch 193 x 139 cm	
-		76356	1 Perinealtuch 187 x 241 cm: • Schlitz 44 x 95 cm • Klebestreifen • CONTROL⁺ Plus Saugauflage	
76291		76492	1 Einzeltuch mit Klebestreifen 157 x 241 cm	



Alle sterilen Produkte haben **fettgedruckte** Artikelnummern.

ALLGEMEINCHIRURGIE – ABDECKSETS



KLEINES OPERATIONS-SET II

ART.-NR.	BESCHREIBUNG		STÜCK/KARTON
77717	Kleines Operations-Set II		10
	STERIL	UNSTERIL	INHALT
-	-	-	1 Sterilisationsvlies 89 x 89 cm
42222	-	42428	1 Tischabdeckung, verstärkt 152 x 191 cm
-	-	-	1 Lochtuch 211 x 241 cm: • Runde Fensteröffnung (Ø 12 cm), zentriert • CONTROL⁺ Plus Saugauflage
89701	-	79720	2 Saugtücher 38 x 56 cm
89053	-	79053	1 Klebestreifen 10 x 55 cm

HALYARD BASICS* KLEINES OPERATIONS-SET II

ART.-NR.	BESCHREIBUNG		STÜCK/KARTON
89686	HALYARD BASICS* Kleines Operations-Set II		10
	STERIL	UNSTERIL	INHALT
88673	-	78669	1 Tischabdeckung, verstärkte Zonen 152 x 191 cm
-	-	79745	1 Lochtuch 211 x 241 cm: • Runde Fensteröffnung (Ø 12 cm), zentriert • Absorbierende Saugauflage
-	-	-	1 Klebestreifen 10 x 55 cm
-	-	-	2 Saugtücher 33 x 39 cm

LAPAROSKOPIE-SET

ART.-NR.	BESCHREIBUNG		STÜCK/KARTON
76216	Laparoskopie-Set		6
	STERIL	UNSTERIL	INHALT
-	-	-	1 Sterilisationsvlies 63 x 63 cm
42224	-	42451	1 Tischabdeckung, verstärkt 152 x 229 cm
89603	-	79603	1 Instrumententischbezug 80 x 145 cm
90013	-	79973	3 OP-Kittel, Groß, X-Lang
89701	-	79720	7 Saugtücher 38 x 56 cm
-	-	-	2 Iso-Seal Klebestreifen 12 x 59 cm
-	-	76374	1 Laparoskopietuch mit integrierten Beinlingen 254 x 177 x 279 cm • 2 Taschen (27 x 71 cm) • Abdominalöffnung 30 x 33 cm • Klebestreifen


Alle sterilen Produkte haben **fettgedruckte** Artikelnummern.

UNIVERSAL LAPAROSKOPIE-/PELVISKOPIE-SET MIT SEITENTASCHEN


ART.-NR.	BESCHREIBUNG		STÜCK/KARTON
76263	Universal Laparoskopie-/Pelviskopie-Set		8
	STERIL	UNSTERIL	INHALT
	-	-	1 Sterilisationsvlies 89 x 89 cm
	42222	42428	1 Tischabdeckung, verstärkt 152 x 191 cm
	-	76377	1 Laparoskopietuch mit integrierten Beinlingen 254 x 279 x 178 cm und Seitentaschen 28 x 58 cm: • Abdominalöffnung (30 x 33 cm) mit 5 cm breitem Klebestreifen • Perinealöffnung (22 x 10 cm) mit 2,5 cm breitem Klebestreifen • CONTROL* Plus Saugauflage • Mit integrierter Abdeckung über beiden Fensteröffnungen
	-	-	2 Iso-Seal Klebestreifen 12 x 59 cm

LAPAROSKOPIE-/PELVISKOPIE-SET V

ART.-NR.	BESCHREIBUNG		STÜCK/KARTON
77792	Laparoskopie-/Pelviskopie-Set V		6
	STERIL	UNSTERIL	INHALT
	-	-	1 Sterilisationsvlies 89 x 89 cm
	42222	42428	1 Tischabdeckung, verstärkt 152 x 191 cm
	89603	79603	1 Instrumententischbezug 80 x 145 cm
	-	-	1 Abwurfbeutel
	-	76380	1 Laparoskopietuch 254 x 312 x 74 cm, mit integrierten Beinlingen: • Abdominalöffnung 23 x 28 cm • Trapezförmige Perinealöffnung 7,6 x 18 cm mit integrierter Abdeckung • Klebestreifen an beiden Fensteröffnungen • Schlauchhalter • CONTROL* Saugauflage



ALLGEMEINCHIRURGIE – ABDECKTÜCHER



KLEINES OP-ABDECKTUCH-SET

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
76243	Kleines OP-Abdecktuch-Set	25
STERIL	UNSTERIL	INHALT
-	-	1 Sterilisationsvlies 89 x 89 cm
-	42446	1 Tischabdeckung, verstärkt 112 x 112 cm
89363	79293	4 Mehrzwecktücher 90 x 90 cm

LOCHTÜCHER

LOCHTUCH FÜR KLEINE EINGRIFFE, 76 X 76 CM

- Fensteröffnung 3 x 5 cm
- CONTROL* Saugauflage 12 x 20 cm
- Klebestreifen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/ KARTON	STÜCK/ SPENDERBOX	SPENDERBOXEN/ KARTON
89206	Lochtuch für kleine Eingriffe steril	100	25 x 4	4
79206	Lochtuch für kleine Eingriffe unsteril	250	-	-

LOCHTUCH FÜR KLEINE EINGRIFFE, 122 X 152 CM

- Fensteröffnung (Ø 7 cm)
- CONTROL* Saugauflage 31 x 31 cm
- Klebestreifen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
89207	Lochtuch für kleine Eingriffe, steril	40
79207	Lochtuch für kleine Eingriffe, unsteril	60

LOCHTUCH FÜR KLEINE EINGRIFFE, 122 X 152 CM

- Fensteröffnung 12 x 15 cm
- CONTROL* Saugauflage 41 x 31 cm
- Klebestreifen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
89208	Lochtuch für kleine Eingriffe, steril	40
79208	Lochtuch für kleine Eingriffe, unsteril	60

Alle sterilen Produkte haben **fettgedruckte** Artikelnummern.

LOCHTUCH FÜR KLEINE EINGRIFFE, 193 X 315 CM

- Fensteröffnung 15 x 15 cm
- CONTROL* Saugauflage 51 x 67 cm
- Klebestreifen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
89209	Lochtuch für kleine Eingriffe, steril	19
79209	Lochtuch für kleine Eingriffe, unsteril	23

LOCHTUCH FÜR KLEINE EINGRIFFE, 119 X 152 CM

- SMS-Material
- Fensteröffnung 12 x 15 cm
- CONTROL* Plus Saugauflage 30 x 40 cm

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
K792610	Lochtuch für kleine Eingriffe, unsteril	60

HALYARD BASICS* PERIDURALANÄSTHESIETUCH MIT KLEBESTREIFEN, 50 X 75 CM

- Ovale Fensteröffnung 8 x 10 cm, zentriert
- Spunbond Film
- Lateraler Klebestreifen 50 x 2,5 cm
- Klebestreifen rund um die Fensteröffnung
- Klebestreifen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
14364	HALYARD BASICS* Periduralanästhesietuch mit Klebestreifen, steril	40
14365	HALYARD BASICS* Periduralanästhesietuch mit Klebestreifen, unsteril	160

HALYARD BASICS* LOCHTUCH, 75 X 75 CM


- Ovale Fensteröffnung 7 x 10 cm, zentriert
- Spunbond Film

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
89638	HALYARD BASICS* Lochtuch, steril	35

HALYARD BASICS* LOCHTUCH, 90 X 90 CM

- Runde Fensteröffnung (Ø 10 cm), zentriert
- Spunbond Film

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
89670	HALYARD BASICS* Lochtuch, steril	30
79692	HALYARD BASICS* Lochtuch, unsteril	120



Alle sterilen Produkte haben **fettgedruckte** Artikelnummern.

ALLGEMEINCHIRURGIE – ABDECKTÜCHER

KLEINES LOCHTUCH

- 40 g/m², zweifach laminiert
- Runde Fensteröffnung (Ø 5 cm)

ART.-NR.	GRÖSSE	STÜCK/KARTON
K891027	50 x 60 cm	400
K791027	70 x 60 cm	470

HALYARD BASICS* LOCHTUCH MIT KLEBESTREIFEN, 90 X 90 CM

- Runde Fensteröffnung (Ø 10 cm), zentriert
- Spunbond Film
- Klebestreifen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
89671	HALYARD BASICS* Lochtuch mit Klebestreifen, steril	30
79693	HALYARD BASICS* Lochtuch mit Klebestreifen, unsteril	50

HALYARD BASICS* VARIABLES LOCHTUCH MIT KLEBESTREIFEN, 75 X 100 CM

- Variable Fensteröffnung: halber Kreis auf jedem Tuch
- Spunbond Film
- Klebestreifen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
89680	HALYARD BASICS* variables Lochtuch mit Klebestreifen, steril	30
79784	HALYARD BASICS* variables Lochtuch, mit Klebestreifen, unsteril	120

HALYARD BASICS* LOCHTUCH, 211 X 241 CM

- Runde Fensteröffnung (Ø 12 cm), zentriert, mit Klebestreifen
- SMS-Material
- Absorbierende Saugauflage

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
79745	HALYARD BASICS* Lochtuch, unsteril	30

Alle sterilen Produkte haben **fettgedruckte** Artikelnummern.

VARIABLES, SAUGFÄHIGES LOCHTUCH

- 40 g/m², zweifach laminiert
- Fensteröffnung 1 & 2, 4 x 6 cm
- Klebestreifen

ART.-NR.	GRÖSSE	STÜCK/KARTON
K892031	45 x 75 cm pro Hälfte	140
K792031	45 x 75 cm pro Hälfte	1700

LOCHTUCH, 68 X 68 CM

- SMS-Material
- Runde Fensteröffnung (Ø 18 cm), zentriert
- CONTROL* Saugauflage 30 x 30 cm

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
K792015	Lochtuch, unsteril	180

SAUGFÄHIGES LOCHTUCH





- 40 g/m², zweifach laminiert
- Ovale Fensteröffnung 6,5 x 8,25 cm
- Klebestreifen 13 cm

ART.-NR.	GRÖSSE	STÜCK/KARTON
K892036	120 x 150 cm	180
K792036	120 x 150 cm	235
K792035	50 x 60 cm	450
K892034	75 x 75 cm	230
K792034	75 x 75 cm	230

SAUGFÄHIGES LOCHTUCH

- 40 g/m², zweifach laminiert
- Runde Fensteröffnung (Ø 10 cm)
- Klebestreifen 15 cm

ART.-NR.	GRÖSSE	STÜCK/KARTON
K892033	75 x 90 cm	180
K792033	75 x 90 cm	230



SAUGFÄHIGES LOCHTUCH

- 40 g/m², zweifach laminiert
- runde Fensteröffnung (Ø 5 cm)
- Klebestreifen 10 cm

ART.-NR.	GRÖSSE	STÜCK/KARTON
K892032	50 x 60cm	400
K792032	50 x 60 cm	450

U-TÜCHER

U-TUCH, 193 X 305 CM

- Schlitz 10 x 102 cm
- CONTROL* oder CONTROL* Plus Saugauflage 122 x 61 cm
- Schlauchhalter
- Klebestreifen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
76361	U-Tuch, CONTROL* Plus, unsteril	15
13231	U-Tuch, CONTROL*, unsteril – handi-bin	190

U-TUCH, 193 X 305 CM

- Schlitz 10 x 102 cm
- CONTROL* Plus Saugauflage 122 x 61 cm
- Schlauchhalter
- Klebestreifen, 2 cm breit

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
89301	U-Tuch, CONTROL* Plus, steril	17

U-TUCH, 200 X 150 CM

- Schlitz 8 x 64 cm
- SMS-Material
- CONTROL* Saugauflage

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
K790790	U-Tuch, unsteril	22

GROßES ORTHO-U-TUCH, 224 X 318 CM

- Schlitz 15 x 137 cm
- CONTROL* oder CONTROL* Plus
- Saugauflage 81 x 170 cm
- Schlauchhalter
- Klebestreifen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
89311	Großes Ortho-U-Tuch, CONTROL* Plus, steril	11
79363	Großes Ortho-U-Tuch, CONTROL*, unsteril	15
K793630	Großes Ortho-U-Tuch, CONTROL*, unsteril	22
76368	Großes Ortho-U-Tuch, CONTROL* Plus, unsteril	15

HALYARD BASICS* U-TUCH, 203 X 315 CM

- Schlitz 10 x 112 cm
- SMS-Material
- Absorbierende Saugauflage

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
79532	HALYARD BASICS* U-Tuch, unsteril	30

SCHLITZTUCH 228 X 260 CM MIT U 20 X 100 CM


- Größe des Tuchs: 228 x 260 cm
- Größe der U-Öffnung: 20 x 100 cm
- Größe der Verstärkung: 81,28 x 121,92 cm
- SMS-Material

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
K793214	Schlitztuch, 228 x 260 cm. Schlitz 20 x 100 cm, unsteril	40

SCHLITZTUCH AUS DREIFACH LAMINIERTEM MATERIAL, 228 X 260 CM U 20 X 100 CM

- Größe des Tuchs: 228 x 260 cm
- Größe der U-Öffnung: 20 x 100 cm
- Dreifach laminiertes Material

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
K793215	Schlitztuch, 228 x 260 cm. Schlitz 20 x 100 cm, unsteril	40



HYBRIDES SCHLITZTUCH, 250 X 430 CM

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
K893330	Hybrides Schlitztuch, steril	10
K793330	Hybrides Schlitztuch, unsteril	12

SCHLITZTUCH AUS ZWEIFACH LAMINIERTEM MATERIAL, 228 X 256 CM U 20 X 100 CM

- Größe des Tuchs: 228 x 256 cm
- Größe der U-Öffnung: 20 x 100 cm
- Basismaterial: Zweifach laminiertes Material

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
K793216	Schlitztuch, 228 x 256 cm. Schlitz 20 x 100 cm, unsteril	40

DREIFACH LAMINIERTES MATERIAL 152 X 183 CM. U 7 X 70 CM

- Größe des Tuchs: 152 x 183 cm
- Größe der U-Öffnung: 7 x 70 cm
- Größe der Verstärkung: 81,28 x 121,92 cm
- Basismaterial: SMS-Material

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
K793219	Schlitztuch, 152 x 183 cm. Schlitz 7 x 70 cm, unsteril	40

SMS-MATERIAL 152 X 183 CM. U 7 X 70 CM

- Größe des dreifach laminierten Tuchs: 152 x 183 cm
- Größe der U-Öffnung mit umlaufendem medizinischen Klebeband: 7 x 70 cm
- Dreifach laminiertes, blaues Material

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
K893217	Schlitztuch, steril	40

QUERTÜCHER

ORTHO-QUERTUCH, 254 X 152 CM

- CONTROL* Plus Saugauflage 41 x 61 cm
- Schlauchhalter
- Klebestreifen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
89381	Ortho-Quertuch, steril	18
79360	Ortho-Quertuch, unsteril	28

QUERTUCH MIT ARMSTÜTZENABDECKUNGEN, 269 X 157 CM

- Armstützenabdeckungen
- Schlauchhalter
- CONTROL* oder CONTROL* Plus Saugauflage 41 x 61 cm
- Klebestreifen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
79375	Quertuch, CONTROL*, unsteril	28
76363	Quertuch, CONTROL* Plus, unsteril	26

OP-ABDECKTUCH, 195 X 241 CM





- SMS-Material
- CONTROL* Saugauflage
- Klebestreifen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
K791412	OP-Abdecktuch, unsteril	50

QUERTUCH, 183 X 300 CM

- SMS-Material
- CONTROL* Saugauflage 20 x 150 cm
- Klebestreifen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
K793703	Quertuch, Unsteril	40



ABDECKTÜCHER UNTEN

HALYARD BASICS* ABDECKTUCH UNTEN, 195 X 195 CM

- SMS-Material

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
79787	HALYARD BASICS* Abdecktuch unten, unsteril	35

ABDECKTUCH UNTEN, 180 X 149 CM

- CONTROL* Saugauflage 30 x 89 cm
- Klebestreifen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
79214	Abdecktuch unten, unsteril	40

ABDECKTUCH UNTEN, 180 X 175 CM

- CONTROL* Saugauflage 30 x 89 cm
- Klebestreifen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
79217	Abdecktuch unten, unsteril	35

ABDECKTUCH UNTEN, 157 X 178 CM

- CONTROL* Plus Saugauflage 81 x 61 cm
- Schlauchhalter
- Klebestreifen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
76366	Abdecktuch unten, unsteril	22

ABDECKTUCH UNTEN, 173 X 180 CM

- CONTROL* Plus Saugauflage 63 x 61 cm
- Klebestreifen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
79011	Abdecktuch unten, unsteril	50

ABDECKTUCH UNTEN, 183 X 230 CM

- CONTROL* Saugauflage 10,6 x 50,8 cm
- Klebestreifen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
K795610	Abdecktuch unten, unsteril	50
K795616	Abdecktuch unten, unsteril	60

ABDECKTUCH UNTEN MIT KLEBESTREIFEN, 220 X 175 CM




- Größe des Tuchs: 220 x 175 cm
- Größe der Verstärkung: 30,5 x 101,6 cm
- Größe des Klebestreifens: 2,5 x 101,6 cm
- Basismaterial: SMS-Material
- Verstärkung: Control Plus

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
K795613	Abdecktuch unten mit Klebestreifen, unsteril	50
K795614	Abdecktuch unten mit Klebestreifen, unsteril	50

ABDECKTUCH UNTEN, 196 X 196 CM

- Zweifach laminiertes, blaues Material

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
K795615	Abdecktuch unten, unsteril	50



ABDECKTÜCHER – SEITLICH

ABDECKTUCH SEITLICH, 90 X 100 CM

- CONTROL* Saugauflage 99 x 31 cm
- Klebestreifen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
79216	Abdecktuch seitlich, unsteril	70

ABDECKTUCH SEITLICH, 75 X 100 CM

- CONTROL* Plus Saugauflage 41 x 51 cm
- Klebestreifen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
79012	Abdecktuch seitlich, unsteril	150

ABDECKTUCH SEITLICH, 76 X 91 CM

- SMS-Material
- CONTROL* Saugauflage
- Klebestreifen, 2,5 cm breit

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
K792130	Abdecktuch seitlich, unsteril	200

ABDECKTUCH SEITLICH, 91 X 112 CM

- CONTROL* Plus Saugauflage 46 x 112 cm
- Klebestreifen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
76365	Abdecktuch seitlich, unsteril	54

ABDECKTUCH SEITLICH MIT KLEBESTREIFEN, 75 X 89 CM

- Basismaterial: Zweifach laminiert

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
K795806	Abdecktuch seitlich, unsteril	50

ABDECKTUCH SEITLICH MIT KLEBESTREIFEN, 120 X 100 CM

- SMS-Material
- Größe des Klebestreifens: 2,5 x 120 cm

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
K795805	Abdecktuch seitlich mit Klebestreifen	70

ABDECKTUCH SEITLICH 100 X 130 CM

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
K795809	Abdecktuch seitlich, unsteril	100

Alle sterilen Produkte haben **fettgedruckte** Artikelnummern.

ABDECKTÜCHER OBEN

ABDECKTUCH OBEN, 149 X 241 CM

- CONTROL* Saugauflage
- Klebestreifen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
79218	Abdecktuch oben, unsteril	35

ABDECKTUCH OBEN, 149 X 180 CM

- CONTROL* Saugauflage 30 x 89 cm
- Klebestreifen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
79215	Abdecktuch oben, unsteril	4

ABDECKTUCH OBEN, 148 X 240 CM

- CONTROL* Plus Saugauflage 42 x 61 cm
- Klebestreifen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
79010	Abdecktuch oben, unsteril	50

ABDECKTUCH OBEN, 152 X 254 CM

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
K795713	Abdecktuch oben, unsteril	34

ABDECKTUCH OBEN, 157 X 241 CM

- CONTROL* Plus Saugauflage 30 x 61 cm
- Klebestreifen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
76367	Abdecktuch oben, unsteril	33


ABDECKTUCH OBEN, 175 X 300 CM

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
K795714	Abdecktuch oben, unsteril	34


HALYARD BASICS* ABDECKTUCH OBEN, 275 X 150 CM

- SMS-Material

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
79790	HALYARD BASICS* Abdecktuch oben, unsteril	35



ALLGEMEINCHIRURGIE – ABDECKTÜCHER



ABDECKTUCH OBEN MIT KLEBESTREIFEN, 300 X 175 CM

- Größe des Tuchs: 300 x 175 cm
- Größe der Verstärkung: 30,5 x 101,6 cm
- Basismaterial: SMS-Material
- Verstärkung: Control Plus

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
K795711	Abdecktuch oben mit Klebestreifen, unsteril	40

ABSORBIERENDE UNTERLAGE

PLASTIKUNTERLAGE, 158 X 235 CM

- CONTROL* Plus Saugauflage 157 x 104 cm

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
59705	Plastikunterlage, steril	14

EINZELTÜCHER

KLEINE SAUGTÜCHER

- 40 g/m², zweifach laminiert

ART.-NR.	GRÖSSE	STÜCK/KARTON
K891022	45 x 50 cm	400
K791022	45 x 50 cm	470
K891025	75 x 90 cm	440
K791025	75 x 90 cm	450
K791026	112 x 145 cm	235
K891023	45 x 75 cm	400
K791023	45 x 75 cm	460
K891024	75 x 75 cm	400
K791024	75 x 75 cm	450

EINZELTUCH, 90 X 90 CM

- SMS-Material

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
89353	Einzel Tuch, steril	120
76323	Einzel Tuch, unsteril	200

HALYARD BASICS* EINZELTUCH, 90 X 90 CM

- Spunbond Film

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
89678	HALYARD BASICS* Einzel Tuch, Steril	30
79782	HALYARD BASICS* Einzel Tuch, unsteril	90

Alle sterilen Produkte haben **fettgedruckte** Artikelnummern.

HALBE ABDECKUNG 147 X 101 CM

- SMS-Material

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
47614	Halbe Abdeckung, steril	60
47616	Halbe Abdeckung, unsteril	80

HALYARD BASICS* HALBE ABDECKUNG, 112 X 150 CM

- Spunbond Film

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
89672	HALYARD BASICS* Halbe Abdeckung, steril	40
79694	HALYARD BASICS* Halbe Abdeckung, unsteril	50

GROßES TUCH, 139 X 193 CM

- SMS-Material

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
47622	Großes Tuch, steril	32
47623	Großes Tuch, unsteril	32

HALYARD BASICS* GROßES TUCH, 150 X 193 CM

- Spunbond Film

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
89674	HALYARD BASICS* großes Tuch, steril	30
79696	HALYARD BASICS* großes Tuch, unsteril	40

EINZELTUCH, MEDIUM, 185 X 101 CM


- SMS-Material

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
47618	Einzeltuch, Medium, unsteril	64

EINZELTUCH, X-GROß, 193 X 243 CM


- SMS-Material

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
47631	Einzeltuch, X-Groß, unsteril	24



Alle sterilen Produkte haben **fettgedruckte** Artikelnummern.

ALLGEMEINCHIRURGIE – ABDECKTÜCHER



SAUGTUCH, 100 X 152 CM

- Größe des zweifach laminierten Tuchs: 100 x 152 cm

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
K791020	Saugtuch, unsteril	110

MEHRZWECKTÜCHER

KLEINES SAUGTUCH MIT KLEBESTREIFEN

- 40 g/m², zweifach laminiert
- Klebestreifen an einer Seite über die ganze Länge

ART.-NR.	GRÖSSE	LÄNGE DES KLEBESTREIFENS	STÜCK/KARTON
K897322	75 x 75 cm	75 cm	200
K797322	75 x 75 cm	75 cm	300
K897320	75 x 90 cm	90 cm	440
K797320	75 x 90 cm	90 cm	440
K897321	45 x 50 cm	45 cm	460
K797321	45 x 50 cm	45 cm	460
K797316	50 x 50 cm	50 cm	780

MEHRZWECKTUCH MIT KLEBESTREIFEN, 76 X 76 CM, PRO PAAR

- SMS-Material

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
89313	Mehrwecktuch mit Klebestreifen, steril	180 (2 x 90)
79313	Mehrwecktuch mit Klebestreifen, unsteril	200

HALYARD BASICS* MEHRZWECKTUCH MIT KLEBESTREIFEN, 75 X 75 CM

- Spunbond Film

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
89677	HALYARD BASICS* Mehrwecktuch mit Klebestreifen, steril	35
79699	HALYARD BASICS* Mehrwecktuch mit Klebestreifen, unsteril	60

MEHRZWECKTUCH MIT KLEBESTREIFEN, 90 X 90 CM, PRO PAAR

- SMS-Material

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
89293	Mehrwecktuch mit Klebestreifen, steril	160 (2 x 80)
79293	Mehrwecktuch mit Klebestreifen, unsteril	170

Alle sterilen Produkte haben **fettgedruckte** Artikelnummern.

MEHRZWECKTUCH MIT KLEBESTREIFEN, 90 X 90 CM

- SMS-Material

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
89363	Mehrzwecktuch mit Klebestreifen, steril	100
79293	Mehrzwecktuch mit Klebestreifen, unsteril	170

HALYARD BASICS* MEHRZWECKTUCH MIT KLEBESTREIFEN, 90 X 90 CM

- Spunbond Film

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
89679	HALYARD BASICS* Mehrzwecktuch mit Klebestreifen, steril	30
79783	HALYARD BASICS* Mehrzwecktuch mit Klebestreifen, unsteril	90

STANDARDSAUGTUCH, 91 X 91 CM

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
89343	Standardsaugtuch, steril	50
79343	Standardsaugtuch, unsteril	70

MEHRZWECKTUCH, 157 X 241 CM


- SMS-Material
- Klebestreifen an der langen Seite

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
76291	Mehrzwecktuch, steril	30
76492	Mehrzwecktuch, unsteril	32

HALYARD BASICS* MEHRZWECKTUCH MIT KLEBESTREIFEN, 150 X 240 CM

- SMS-Material
- Klebestreifen an der langen Seite

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
89676	HALYARD BASICS* Mehrzwecktuch mit Klebestreifen, steril	30



ALLGEMEINCHIRURGIE – ABDECKTÜCHER

EINFACHES ABDECKTUCH 150 X 200 CM

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
K791021	Einfaches Abdecktuch, unsteril	60

MEHRZWECKTUCH, 90 X 157 CM

- SMS-Material
- Klebestreifen an der langen Seite

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
76293	Mehrwecktuch, steril	60
78965	Mehrwecktuch, unsteril	120

MEHRZWECKTUCH MIT KLEBESTREIFEN, 64 X 38 CM

- SMS-Material
- Klebestreifen an der langen Seite

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
79731	Mehrwecktuch mit Klebestreifen, unsteril	550

MEHRZWECKTUCH MIT KLEBESTREIFEN, 75 X 90 CM

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
K797310	Mehrwecktuch mit Klebestreifen, unsteril	200





STANDARDSAUGTUCH, 50 X 50 CM

- Klebestreifen an einer Seite über die ganze Länge

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
K897312	Mehrwecktuch mit Klebestreifen, steril	100

OP-ABDECKTUCH, XX-GROß, 195 X 241 CM

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
K791413	OP-Abdecktuch, XX-Groß, unsteril	50



LOCHTUCH MIT KLEBESTREIFEN 90 X 190 CM

- Größe des Tuchs: 190 x 90 cm
- Größe der Fensteröffnung: Ø 10,2 cm
- Basismaterial: Dreifach laminiertes Material (hydrophil)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
K796710	Lochtuch mit Klebestreifen, unsteril	50

ABDECKTUCH AUS ZWEIFACH LAMINIERTEM MATERIAL 75 X 90 CM MIT KLEBESTREIFEN


- Größe des Tuchs: 76 x 90 cm
- Basismaterial: Zweifach laminiertes Material (hydrophil)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
K891013	Abdecktuch mit Klebestreifen, steril	100

ABDECKTUCH AUS ZWEIFACH LAMINIERTEM MATERIAL 75 X 90 CM OHNE KLEBESTREIFEN

- Größe des Tuchs: 76 x 90 cm
- Basismaterial: Zweifach laminiertes Material (hydrophil)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
K891012	Einfaches Abdecktuch, steril	150



LAPAROTOMIETÜCHER

LAPAROTOMIETUCH MIT INZISIONSFOLIE, 254 X 305 X 183 CM



- Fensteröffnung 20 x 33 cm
- CONTROL* Plus Saugauflage 61 x 96 cm
- Schlauchhalter
- Armstützenabdeckungen
- Klebestreifen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
89282	Laparotomietuch mit Inzisionsfolie, steril	15
79282	Laparotomietuch mit Inzisionsfolie, unsteril	15

LAPAROTOMIETUCH MIT INTEGRIERTEN BEINLINGEN, 254 X 312 X 74 CM

- Abdominalöffnung 23 x 28 cm
- Trapezförmige Perinealöffnung mit integrierter Abdeckung 7,6 x 18 cm
- CONTROL* Plus Saugauflage 76 x 38 cm
- Schlauchhalter mit Klettverschluss
- Klebestreifen an beiden Fensteröffnungen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
76380	Laparotomietuch mit integrierten Beinlingen, unsteril	8



LAPAROTOMIETUCH MIT INTEGRIERTEN BEINLINGEN, 255 X 317 X 284 CM


- SMS-Material
- Abdominalöffnung 33 x 37 cm, mit Inzisionsfolie
- Perinealöffnung 11 x 16 cm
- CONTROL* Materialverstärkung
- Klettverschluss und Beutel mit 2 Fächern

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
K892245	Laparotomietuch mit integrierten Beinlingen, steril	12
K792245	Laparotomietuch mit integrierten Beinlingen, unsteril	8

LAPAROTOMIETUCH MIT INTEGRIERTEN BEINLINGEN, 255 X 317 X 284 CM

- SMS-Material
- Abdominalöffnung 33 x 37 cm
- Perinealöffnung 11 x 16 cm
- CONTROL* Materialverstärkung
- Klettverschluss und Beutel mit 2 Fächern

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
K892246	Laparotomietuch mit integrierten Beinlingen, steril	12
K792246	Laparotomietuch mit integrierten Beinlingen, unsteril	12



Alle sterilen Produkte haben **fettgedruckte** Artikelnummern.

THORAXTÜCHER

THORAXTUCH, 254 X 315 X 193 CM



- Fensteröffnung 15 x 15 cm
- CONTROL* Saugauflage 51 x 71 cm
- 2 Klettverschlüsse – selbstklebende Öffnung mit 2,5 cm breiten Klebestreifen
- Armstützenabdeckungen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
89236	Thoraxtuch, steril	10
79236	Thoraxtuch, unsteril	20

THORAX-U-TUCH, 193 X 305 CM

- CONTROL* Plus Saugauflage 102 x 61 cm
- Schlauchhalter
- Klebestreifen
- Schlitz 30 x 76 cm

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
76364	Thorax-U-Tuch, unsteril	19




LAPAROSKOPIETÜCHER

LAPAROSKOPIETUCH MIT INTEGRIERTEN BEINLINGEN, 254 X 279 X 178 CM MIT SEITENTASCHEN 28 X 58 CM

- Abdominalöffnung 30 x 33 cm
- Perinealöffnung 22 x 10 cm
- Mit integrierter Abdeckung über beiden Fensteröffnungen
- CONTROL* Plus Saugauflage 96 x 152 cm

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
76377	Laparoskopietuch mit integrierten Beinlingen, unsteril	10




254 cm x 279 cm x 178 cm

LAPAROSKOPIE-/PELVISKOPIETUCH, 264 X 89 X 264 CM

- SMS-Material
- CONTROL* Plus Saugauflage 38 x 76 cm
- Trapezförmige Abdominalöffnung 18 x 23 x L 18 cm
- Perinealöffnung 7 x 15 cm
- Mit integrierter Abdeckung über beiden Fensteröffnungen
- Klebestreifen rund um die Abdominalöffnung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
79222	Laparoskopie-/Pelviskopietuch, unsteril	22

264 cm x 89 cm x 264 cm




ABDECKTUCH FÜR DIE LAPAROSKOPISCHE CHOLEZYSTEKTOMIE, 295 X 193 X 304 CM

- SMS-Material
- CONTROL* Plus Saugauflage 61 x 71 cm
- Fensteröffnung 30 x 33 cm
- Instrumententasche 48 x 33 cm
- Armstützenabdeckungen
- Schlauchhalter
- Klebestreifen


ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
79223	Abdecktuch für die laparoskopische Cholezystektomie, unsteril	13

295 cm x 193 cm x 304 cm



ORTHOPÄDIE

ORTHOPÄDIE – ABDECKSETS



SET FÜR OBERE EXTREMITÄTEN

ART.-NR.	BESCHREIBUNG		STÜCK/KARTON
77781	Set für obere Extremitäten		9
	STERIL	UNSTERIL	INHALT
-	-	-	1 Sterilisationsvlies 89 x 89 cm
42222	42428	-	1 Tischabdeckung, verstärkt 152 x 191 cm
89053	79053	-	1 Klebestreifen 10 x 55 cm
89271	79273	-	1 Extremitätentuch 193 x 305 cm: • Runde elastische Fensteröffnung (Ø 3 cm) • CONTROL* Saugauflage • Schlauchhalter


HALYARD BASICS* EXTREMITÄTENSET II

ART.-NR.	BESCHREIBUNG		STÜCK/KARTON
89684	HALYARD BASICS* Extremitätenset II		10
	STERIL	UNSTERIL	INHALT
88673	78669	-	1 Tischabdeckung, verstärkte Zonen 152 x 191 cm
-	-	-	1 Extremitätentuch 228 x 300 cm: • Ovale Fensteröffnung 8 x 6 cm, zentriert • Spunbond Film
89672	79694	-	1 Halbe Abdeckung 112 x 150 cm
-	-	-	1 Klebestreifen 10 x 55 cm

Alle sterilen Produkte haben **fettgedruckte** Artikelnummern.


HAND-SET I

ART.-NR.	BESCHREIBUNG			STÜCK/KARTON
76226	Hand-Set I			7
	STERIL	UNSTERIL	INHALT	
	42345	-	1 Tischabdeckung, verstärkt 140 x 190 cm	
	89601	79601	1 Instrumententischbezug 58 x 137 cm	
	90012	79970	1 standard-OP-Kittel mit eingesetzte Ärmel, Groß	
	90043	79983	1 standard-OP-Kittel mit Raglanärmel, X-Groß,	
X-Lang				
	89053	79053	2 Klebestreifen 10 x 55 cm	
	47622	47623	1 großes Tuch 193 x 139 cm	
	-	-	1 Handabdecktuch 193 x 305 cm • Mit integriertem ärmelschützer • Schlauchhalter • CONTROL* Plus Saugauflage	




HAND-SET

ART.-NR.	BESCHREIBUNG			STÜCK/KARTON
77783	Hand-Set			7
	STERIL	UNSTERIL	INHALT	
	-	-	1 Sterilisationsvlies 89 x 89 cm	
	42222	42428	1 Tischabdeckung, verstärkt 152 x 191 cm	
	89053	79053	1 Klebestreifen 10 x 55 cm	
	77450	13227 (handi-bin)	1 Handabdecktuch 290 x 361 x 157 cm: • Runde elastische Fensteröffnung (Ø 3 cm) • CONTROL* Plus Saugauflage • Schlauchhalter • Abdeckung für Hand-OP-Tisch mit Faltung 157 x 147 cm • Klebestreifen	



HALYARD BASICS* HAND-SET

ART.-NR.	BESCHREIBUNG			STÜCK/KARTON
88910	HALYARD BASICS* Hand-Set			10
	STERIL	UNSTERIL	INHALT	
	88673	78669	1 Tischabdeckung, verstärkte Zonen 152 x 191 cm	
	47348	-	1 Instrumententischbezug, verstärkte Zonen 80 x 144 cm	
	-	-	1 Handabdecktuch 290 x 361 cm: • Runde elastische Fensteröffnung (Ø 3 cm), zentriert • Absorbierende Saugauflage	
	89672	79694	1 Halbe Abdeckung 112 x 150 cm	




Alle sterilen Produkte haben **fettgedruckte** Artikelnummern.

Siehe Rückseite für Informationen bzgl. Warenzeichen

Orthopädie – Abdecksets

ORTHOPÄDIE – ABDECKSETS



HALYARD BASICS* HAND-SET II

ART.-NR.	BESCHREIBUNG		STÜCK/KARTON
89687	HALYARD BASICS* Hand-Set II		10
	STERIL	UNSTERIL	INHALT
88673		78669	1 Tischabdeckung, verstärkte Zonen 152 x 191 cm
-	-	-	1 Handabdecktuch 290 x 361 cm: • Runde elastische Fensteröffnung (Ø 3 cm), zentriert • Absorbierende Saugauflage
89672		79694	1 Halbe Abdeckung 112 x 150 cm

HALYARD BASICS* HAND- & FUSS-SET

ART.-NR.	BESCHREIBUNG		STÜCK/KARTON
88909	HALYARD BASICS* Hand- & Fuß-Set		10
	STERIL	UNSTERIL	INHALT
88673		78669	1 Tischabdeckung, verstärkte Zonen 152 x 191 cm
47348		-	1 Instrumententischbezug, verstärkte Zonen 80 x 144 cm
89673		-	1 Hand- & Fuß-Tuch 180 x 300 cm: • Runde elastische Fensteröffnung (Ø 3 cm), zentriert • Spunbond Film
89672		79694	1 Halbe Abdeckung 112 x 150 cm
-	-	-	1 Klebestreifen 10 x 55 cm

HALYARD BASICS* HAND- & FUSS-SET II

ART.-NR.	BESCHREIBUNG		STÜCK/KARTON
89685	HALYARD BASICS* Hand- & Fuß-Set II		10
	STERIL	UNSTERIL	INHALT
88673		78669	1 Tischabdeckung, verstärkte Zonen 152 x 191 cm
89673		-	1 Hand- & Fuß-Tuch 180 x 300 cm: • Runde elastische Fensteröffnung (Ø 3 cm), zentriert • Spunbond Film
89672		79694	1 Halbe Abdeckung 112 x 150 cm
-	-	-	1 Klebestreifen 10 x 55 cm

Alle sterilen Produkte haben **fettgedruckte** Artikelnummern.

ARTHROSKOPIE-SET II


ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
77881	Arthroskopie-Set II	10
STERIL	UNSTERIL	INHALT
-	-	1 Sterilisationsvlies 89 x 89 cm
42222	42428	1 Tischabdeckung, verstärkt 152 x 191 cm
47614	47616	1 Halbe Abdeckung 101 x 147 cm
89279	79279	1 Universal Tuch für untere Extremitäten 229 x 315 cm: • Runde elastische Fensteröffnung (Ø 6 cm) • CONTROL* Plus Saugauflage • Schlauchhalter

HALYARD BASICS* KREUZBAND-ARTHROSKOPIE-SET (ACL)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
88907	HALYARD BASICS* Kreuzband-Arthroskopie-Set (ACL)	5
STERIL	UNSTERIL	INHALT
88673	78669	1 Tischabdeckung, verstärkte Zonen 152 x 191 cm
47348	-	1 Instrumententischbezug, verstärkte Zonen 80 x 144 cm
-	-	1 Knie-Arthroskopietuch 229 x 315 cm
-	-	1 Stockinette, Medium 25 x 122 cm
-	-	1 Klebestreifen 10 x 55 cm
-	-	2 Saugtücher 33 x 39 cm


HALYARD BASICS* SCHULTER-ARTHROSKOPIE-SET

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
88908	HALYARD BASICS* Schulter-Arthroskopie-Set	5
STERIL	UNSTERIL	INHALT
88673	78669	1 Tischabdeckung, verstärkte Zonen 152 x 191 cm
47348	-	1 Instrumententischbezug, verstärkte Zonen 80 x 144 cm
-	-	1 Schulter-Arthroskopietuch 254 x 157 cm: • Flüssigkeitsauffangbeutel • Schlitz 10 x 53 cm
-	-	1 Schulterschlitztuch 254 x 168 cm: • Schlitz 10 x 53 cm
-	-	1 Stockinette, Medium 25 x 122 cm
-	-	1 Klebestreifen 10 x 55 cm



Alle sterilen Produkte haben **fettgedruckte** Artikelnummern.

ORTHOPÄDIE – ABDECKSETS



SET FÜR UNTERE EXTREMITÄTEN II

ART.-NR.	BESCHREIBUNG		STÜCK/KARTON
77790	Set für untere Extremitäten I		13
	STERIL	UNSTERIL	INHALT
-	-	-	1 Sterilisationsvlies 89 x 89 cm
42222	-	42428	1 Tischabdeckung, verstärkt 152 x 191 cm
89053	-	79053	1 Klebestreifen 10 x 55 cm
-	-	13232 (handi-bin)	1 Extremitätentuch 264 x 193 x 315 cm: • Runde elastische Fensteröffnung (Ø 6 cm) • Armstützenabdeckungen • CONTROL* Plus Saugauflage • Schlauchhalter

SET FÜR UNTERE EXTREMITÄTEN II

ART.-NR.	BESCHREIBUNG		STÜCK/KARTON
77798	Set für untere Extremitäten II		9
	STERIL	UNSTERIL	INHALT
-	-	-	1 Sterilisationsvlies 89 x 89 cm
42222	-	42428	1 Tischabdeckung, verstärkt 152 x 191 cm
89603	-	79603	1 Instrumententischbezug 80 x 145 cm
89053	-	79053	1 Klebestreifen 10 x 55 cm
-	-	13232 (handi-bin)	1 Extremitätentuch 264 x 193 x 315 cm: • Runde elastische Fensteröffnung (Ø 6 cm) • Armstützenabdeckungen • CONTROL* Plus Saugauflage • Schlauchhalter


SET FÜR UNTERE EXTREMITÄTEN

ART.-NR.	BESCHREIBUNG		STÜCK/KARTON
59706	Set für untere Extremitäten		6
	STERIL	UNSTERIL	INHALT
-	-	42451	1 Tischabdeckung, verstärkt 152 x 229 cm
89603	-	79603	1 Instrumententischbezug 80 x 145 cm
-	-	-	1 Abwurfbeutel
89701	-	79720	1 Saugtuch 38 x 56 cm
-	-	-	1 großes Tuch 152 x 193 cm
89279	-	79279	1 Universal Extremitätentuch • Runde elastische Fensteröffnung (Ø 6 cm) • CONTROL* Plus Saugauflage • Schlauchhalter

Alle sterilen Produkte haben **fettgedruckte** Artikelnummern.

SET FÜR UNTERE EXTREMITÄTEN

ART.-NR.	BESCHREIBUNG			STÜCK/KARTON
76246	Set für untere Extremitäten			5
	STERIL	UNSTERIL	INHALT	
42312		42313	1 Tischabdeckung, verstärkt 191 x 201 cm	
89603		79603	1 Instrumententischbezug 80 x 145 cm	
47622		47623	1 großes Tuch 139 x 193 cm	
89053		79053	2 Klebestreifen 10 x 55 cm	
89278		-	1 ORTHOARTS* Tuch für untere Extremitäten 290 x 224 x 320 cm • Runde elastische Fensteröffnung (Ø 6 cm) • Armstützenabdeckungen • CONTROL* Plus Saugauflage • Schlauchhalter • Sehr widerstandsfähiges Material	




ORTHOARTS* SET VII

ART.-NR.	BESCHREIBUNG			STÜCK/KARTON
88203	ORTHOARTS* Set VII			3
	STERIL	UNSTERIL	INHALT	
42224		42451	1 Tischabdeckung, verstärkt 152 x 229 cm	
89603		79603	1 Instrumententischbezug 80 x 145 cm	
89811		-	1 undurchlässige Stockinette, Medium 23 x 112 cm	
89331		79330	1 flüssigkeitsundurchlässiges Schlitztuch 152 x 178 cm: • Schlitz 10 x 53 cm • Klebestreifen	
89278		13233 (handi-bin)	1 ORTHOARTS* Tuch für untere Extremitäten 290 x 320 x 224 cm • Runde elastische Fensteröffnung (Ø 6 cm) • Armstützenabdeckungen • CONTROL* Plus Saugauflage • Schlauchhalter • Sehr widerstandsfähiges Material	
-	-	-	2 Iso-Seal Klebestreifen 12 x 59 cm	

Alle sterilen Produkte haben **fettgedruckte** Artikelnummern.

ORTHOPÄDIE – ABDECKSETS



KNIE-SET I

ART.-NR.	BESCHREIBUNG		STÜCK/KARTON
48756	Knie-Set I		9
	STERIL	UNSTERIL	INHALT
-	-	-	1 Sterilisationsvlies 89 x 89 cm
42222	42428	-	1 Tischabdeckung, verstärkt 152 x 191 cm
89603	79603	-	1 Instrumententischbezug 80 x 145 cm
89053	79053	-	2 Klebestreifen 10 x 55 cm
-	13232 (handi-bin)	-	1 Extremitätentuch 264 x 193 x 315 cm: • Runde elastische Fensteröffnung (Ø 6 cm) • Armstützenabdeckungen • CONTROL* Plus Saugauflage • Schlauchhalter


KNIE-SET II

ART.-NR.	BESCHREIBUNG		STÜCK/KARTON
48757	Knie-Set II		7
	STERIL	UNSTERIL	INHALT
-	-	-	1 Sterilisationsvlies 89 x 89 cm
42222	42428	-	1 Tischabdeckung, verstärkt 152 x 191 cm
47614	47616	-	1 Halbe Abdeckung 101 x 147 cm
89053	79053	-	2 Klebestreifen 10 x 55 cm
-	13232 (handi-bin)	-	1 Extremitätentuch 264 x 193 x 315 cm: • Runde elastische Fensteröffnung (Ø 6 cm) • Armstützenabdeckungen • CONTROL* Plus Saugauflage • Schlauchhalter

Alle sterilen Produkte haben **fettgedruckte** Artikelnummern.

ORTHOARTS* ARTHROSKOPIE-SET II

ART.-NR.	BESCHREIBUNG			STÜCK/KARTON
88213	ORTHOARTS* Arthroskopie-Set II			4
	STERIL	UNSTERIL	INHALT	
42224		42451	1 Tischabdeckung, verstärkt 152 x 229 cm	
89603		79603	1 Instrumententischbezug 80 x 145 cm	
-		-	1 Abwurfbeutel	
-		-	4 Iso-Seal Klebestreifen 12 x 59 cm	
89821		-	1 undurchlässige Stockinette, groß, 30 x 122 cm	
89331		79330	1 flüssigkeitsundurchlässiges Schlitztuch 152 x 178 cm: • Schlitz 10 x 53 cm • Klebestreifen	
89267		79267	1 ORTHOARTS* Knie-Arthroskopietuch 290 x 295 x 224 cm: • Sehr widerstandsfähiges Material • Flüssigkeitsauffangbeutel mit Rückschlagventilen und Saugeranschluss • Armstützenabdeckungen • CONTROL* Plus Saugauflage • Schlauchhalter	




HÜFT-SET

ART.-NR.	BESCHREIBUNG			STÜCK/KARTON
48758	Hüft-Set			4
	STERIL	UNSTERIL	INHALT	
-		-	1 Sterilisationsvlies 96 x 96 cm	
42224		42451	1 Tischabdeckung, verstärkt 152 x 229 cm	
89603		79603	1 Instrumententischbezug 80 x 145 cm	
89053		79053	1 Klebestreifen 10 x 55 cm	
89331		79330	1 flüssigkeitsundurchlässiges Schlitztuch 152 x 178 cm: • Schlitz 10 x 53 cm • Klebestreifen	
-		76368	1 Ortho-U-Tuch 224 x 318 cm: • Schlitz 15 x 137 cm • Klebestreifen • CONTROL* Plus Saugauflage	
-		76363	1 Quertuch 157 x 269 cm: • Armstützenabdeckungen • Klebestreifen • CONTROL* Plus Saugauflage • Schlauchhalter	

Alle sterilen Produkte haben **fettgedruckte** Artikelnummern.

ORTHOPÄDIE – ABDECKSETS



HÜFT-SET

ART.-NR.	BESCHREIBUNG		STÜCK/KARTON
76249	Hüft-Set		5
	STERIL	UNSTERIL	INHALT
42312	42313	1 Tischabdeckung, verstärkt 191 x 201 cm	
89603	79603	1 Instrumententischbezug 80 x 145 cm	
-	-	1 Tuch 119 x 152 cm • CONTROL* Plus Saugauflage	
-	-	1 ORTHOARTS* U-Tuch 224 x 274 cm • 12 x 101 cm Schlitz • CONTROL* Plus Saugauflage • Klebestreifen • Sehr widerstandsfähiges Material	
89348	79348	1 ORTHOARTS* Quertuch 183 x 284 cm • Sehr widerstandsfähiges Material • CONTROL* Plus Saugauflage • Klebestreifen • Schlauchhalter	


HÜFT-SET I

ART.-NR.	BESCHREIBUNG		STÜCK/KARTON
48755	Hüft-Set I		6
	STERIL	UNSTERIL	INHALT
42345	-	2 Tischabdeckungen, verstärkt 140 x 190 cm	
89603	79603	1 Instrumententischbezug 80 x 145 cm	
89701	79720	1 Saugtuch 38 x 56 cm	
89311	79363	1 Ortho-U-Tuch 224 x 318 cm: • Schlitz 15 x 137 cm • Klebestreifen • CONTROL* Plus Saugauflage	
89381	79360	1 Ortho-Quertuch 152 x 254 cm: • Klebestreifen • CONTROL* Saugauflage • Schlauchhalter	
-	-	1 Flüssigkeitsauffangbeutel mit Klebestreifen 25 x 41 cm	
89053	79053	1 Klebestreifen 10 x 55 cm	
-	-	1 Diathermietasche 29 x 28 cm, Sehr widerstandsfähiges Material, zweifacher Klebestreifen	

Alle sterilen Produkte haben **fettgedruckte** Artikelnummern.

ORTHOARTS* HÜFT-SET II

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
88253	ORTHOARTS* Hüft-Set II	4
STERIL	UNSTERIL	INHALT
-	42449	1 Tischabdeckung, verstärkt 127 x 229 cm
89603	79603	1 Instrumententischbezug 80 x 145 cm
-	-	1 Abwurfbeutel
89821	-	1 Undurchlässige Stockinette, groß, 30 x 122 cm
-	79333	1 großes flüssigkeitsundurchlässiges Schlitztuch 152 x 206 cm: • Schlitz 11 x 78 cm • Klebestreifen
-	79346	1 ORTHOARTS* Hüfttuch 290 x 320 x 224 cm: • Sehr widerstandsfähiges Material • Armstützenabdeckungen • CONTROL* Plus Saugauflage • Schlauchhalter • Tropfenförmige elastische Fensteröffnung




ORTHOARTS* HÜFT-SET

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
88183	ORTHOARTS* Hüft-Set	3
STERIL	UNSTERIL	INHALT
42224	42451	1 Tischabdeckung, verstärkt 152 x 229 cm
89603	79603	1 Instrumententischbezug 80 x 145 cm
-	-	1 Abwurfbeutel
89821	-	1 Undurchlässige Stockinette, groß, 30 x 122 cm
-	79333	1 großes flüssigkeitsundurchlässiges Schlitztuch 152 x 206 cm: • Schlitz 11 x 78 cm • Klebestreifen
89345	79345	1 ORTHOARTS* Hüfttuch mit Taschen 290 x 320 x 224 cm: • Sehr widerstandsfähiges Material • Armstützenabdeckungen • CONTROL* Plus Saugauflage • Schlauchhalter • Taschen an beiden Seiten • Tropfenförmige elastische Fensteröffnung

Alle sterilen Produkte haben **fettgedruckte** Artikelnummern.

ORTHOPÄDIE – ABDECKSETS



ORTHO-HÜFT-SET III

ART.-NR.	BESCHREIBUNG		STÜCK/KARTON
88373	ORTHO-Hüft-Set III		7
	STERIL	UNSTERIL	INHALT
-	-	-	1 Sterilisationsvlies 115 x 115 cm
42222		42428	1 Tischabdeckung, verstärkt 152 x 191 cm
47614		47616	1 Halbe Abdeckung 101 x 147 cm
-		79333	1 großes flüssigkeitsundurchlässiges Schlitztuch 152 x 206 cm: • Schlitz 11 x 78 cm • Klebestreifen
-		76368	1 Ortho-U-Tuch 224 x 318 cm: • Schlitz 15 x 137 cm • Klebestreifen • CONTROL* Plus Saugauflage
-		78961	1 Abdecktuch oben 193 x 239 cm: • Klebestreifen • CONTROL* Plus Saugauflage • Schlauchhalter


ORTHOARTS* SCHULTER-SET II

ART.-NR.	BESCHREIBUNG		STÜCK/KARTON
88243	ORTHOARTS* Schulter-Set II		5
	STERIL	UNSTERIL	INHALT
42224		42451	1 Tischabdeckung, verstärkt 152 x 229 cm
89603		79603	1 Instrumententischbezug 80 x 145 cm
89701		79720	2 Saugtücher 38 x 56 cm
-	-	-	1 Abwurfbeutel
-	-	-	2 Iso-Seal Klebestreifen 12 x 59 cm
89275		79275	1 ORTHOARTS* Schlitztuch 224 x 295 cm: • Sehr widerstandsfähiges Material • CONTROL* Plus Saugauflage • Klebestreifen • Schlauchhalter
-	-	-	1 ORTHOARTS* Schulterschlitztuch 152 x 284 cm: • Sehr widerstandsfähiges Material • CONTROL* Plus Saugauflage 15 x 20 cm bilaterale Schulteröffnungen • Klebestreifen • Schlauchhalter

Alle sterilen Produkte haben **fettgedruckte** Artikelnummern.

ORTHOARTS* U-BAR*-SET

ART.-NR.	BESCHREIBUNG			STÜCK/KARTON
88233	ORTHOARTS* U-BAR*-Set			4
	STERIL	UNSTERIL	INHALT	
42224		42451	1 Tischabdeckung, verstärkt 152 x 229 cm	
89603		79603	1 Instrumententischbezug 80 x 145 cm	
89701		79720	2 Saugtücher 38 x 56 cm	
-		-	1 Abwurfbeutel	
89331		79330	1 flüssigkeitsundurchlässiges Schlitztuch 152 x 178 cm: • Schlitz 10 x 53 cm • Klebestreifen	
-		13294 (handi-bin)	1 ORTHOARTS* U-Tuch 224 x 274 cm: • Sehr widerstandsfähiges Material • CONTROL* Saugauflage • Klebestreifen	
89348		79348	1 ORTHOARTS* Quertuch 183 x 284 cm • Sehr widerstandsfähiges Material • CONTROL* Saugauflage • Klebestreifen • Schlauchhalter	



Alle sterilen Produkte haben **fettgedruckte** Artikelnummern.

ORTHOARTS* SCHLITZTÜCHER / QUERTÜCHER

ORTHOARTS* SCHLITZTUCH, 224 X 295 CM

- Schlitz 11 x 69 cm
- Sehr widerstandsfähiges Material
- CONTROL* Plus Saugauflage 61 x 56 cm
- Schlauchhalter
- Klebestreifen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
89275	ORTHOARTS* Schlitztuch, steril	10
79275	ORTHOARTS* Schlitztuch, unsteril	12

ORTHOARTS* QUERTUCH, 284 X 183 CM

- Sehr widerstandsfähiges Material
- CONTROL* Plus Saugauflage 41 x 61 cm
- Schlauchhalter
- Klebestreifen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
89348	ORTHOARTS* Quertuch, steril	12
79348	ORTHOARTS* Quertuch, unsteril	14

FLÜSSIGKEITSUNDURCHLÄSSIGE SCHLITZTÜCHER

FLÜSSIGKEITSUNDURCHLÄSSIGES SCHLITZTUCH, 152 X 178 CM

- Schlitz 10 x 53 cm
- Klebestreifen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
89331	Flüssigkeitsundurchlässiges Schlitztuch, steril	42
79330	Flüssigkeitsundurchlässiges Schlitztuch, unsteril	115

HALYARD BASICS* FLÜSSIGKEITSUNDURCHLÄSSIGES SCHLITZTUCH, 152 X 178 CM

- Schlitz 10 x 53 cm
- Poly
- Klebestreifen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
78660	HALYARD BASICS* flüssigkeitsundurchlässiges Schlitztuch, unsteril	65

Alle sterilen Produkte haben **fettgedruckte** Artikelnummern.

GROSSES FLÜSSIGKEITSUNDURCHLÄSSIGES SCHLITZTUCH, 152 X 206 CM

- Schlitz 11 x 78 cm
- Klebestreifen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
79333	Großes flüssigkeitsundurchlässiges Schlitztuch, unsteril	100

SCHLITZTUCH, 150 X 230 CM

- Schlitz 10 x 80 cm
- CONTROL* Plus Saugauflage 61 x 140 cm
- Klebestreifen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
K793210	Schlitztuch, unsteril	180

EXTREMITÄTENTÜCHER

BILATERALES EXTREMITÄTENTUCH, 193 X 305 CM

- CONTROL* Plus Saugauflage 102 x 81 cm
- 2 Runde elastische Fensteröffnungen (Ø 6 cm)
- Schlauchhalter


ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
89291	Bilaterales Extremitätentuch, steril	14

TÜCHER FÜR UNTERE EXTREMITÄTEN

UNIVERSAL EXTREMITÄTENTUCH, 229 X 315 CM


- CONTROL* Plus Saugauflage 122 x 71 cm
- Runde elastische Fensteröffnung (Ø 6 cm)
- Schlauchhalter

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
89279	Universal Extremitätentuch, steril	14
79279	Universal Extremitätentuch, unsteril	150
K892791	Universal Extremitätentuch, steril	14



Alle sterilen Produkte haben **fettgedruckte** Artikelnummern.

ORTHOPÄDIE – ABDECKTÜCHER



TUCH FÜR UNTERE EXTREMITÄTEN, 224 X 333 CM

- CONTROL* Plus Saugauflage 81 x 81 cm
- Schlauchhalter
- Runde elastische Fensteröffnung (Ø 6 cm)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
89276	Tuch für untere Extremitäten, steril	14
13228	Tuch für untere Extremitäten, unsteril - handi-bin	192

TUCH FÜR UNTERE EXTREMITÄTEN, 274 X 315 X 203 CM

- CONTROL* Plus Saugauflage 51 x 91 x 122 cm
- runde Fensteröffnung (Ø 6 cm)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
13232	Tuch für untere Extremitäten, unsteril	130

TUCH FÜR UNTERE EXTREMITÄTEN, 289 X 203 X 365 CM

- CONTROL* Plus Saugauflage 51 x 91 x 122 cm
- Runde Fensteröffnung (Ø 6 cm)
- SMS-Material

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
29222	Extralanges Extremitätentuch, unsteril	13

ORTHOARTS* TUCH FÜR UNTERE EXTREMITÄTEN, 290 X 320 X 224 CM

- Armstützenabdeckungen
- CONTROL* Plus Saugauflage 91 x 122 cm
- Runde elastische Fensteröffnung (Ø 6 cm)
- Schlauchhalter
- Sehr widerstandsfähiges Material

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
89278	ORTHOARTS* Tuch für untere Extremitäten, steril	7
13233	ORTHOARTS* Tuch für untere Extremitäten, unsteril - handi-bin	84

ORTHOARTS* EXTRALANGES TUCH FÜR UNTERE EXTREMITÄTEN, 289 X 381 X 223 CM

- Sehr strapazierfähiges SMS-Material
- Armstützenabdeckungen
- Absorbierende CONTROL* Plus Saugauflage
- Schlauchhalter
- Elastische Folie mit Fensteröffnung (Ø 6 cm)
- Überlänge zur bedarfsgerechten Abdeckung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
29219	ORTHOARTS* Extralanges Tuch für untere Extremitäten, steril	8
29220	ORTHOARTS* Extralanges Tuch für untere Extremitäten, unsteril	8

Alle sterilen Produkte haben **fettgedruckte** Artikelnummern.

EXTRALANGES TUCH FÜR UNTERE EXTREMITÄTEN, 290 X 366 X 203 CM

- Sehr strapazierfähiges SMS-Material
- Absorbierende CONTROL* Plus Saugauflage
- elastische Folie mit Fensteröffnung (Ø 6 cm)
- Armstützenabdeckungen
- Schlauchhalter
- Überlänge zur bedarfsgerechten Abdeckung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
29223	Extralanges Tuch für untere Extremitäten, unsteril	14

TÜCHER FÜR OBERE EXTREMITÄTEN

TUCH FÜR OBERE EXTREMITÄTEN, 193 X 305 CM

- CONTROL* Plus Saugauflage 61 x 102 cm
- Runde elastische Fensteröffnung (Ø 3 cm)
- Schlauchhalter

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
89271	Tuch für obere Extremitäten, steril	14
79273	Tuch für obere Extremitäten, unsteril	20

SCHULTERTÜCHER

SCHULTER-ARTHROSKOPIETUCH, 406 X 259 CM





- Integrierter Flüssigkeitsauffangbeutel mit Saugeranschluss
- Schlauch-/Kabelführung mit Klettverschluss
- Tropfenförmige elastische Fensteröffnung 6 cm
- Instrumenten-Matte, Saugauflage 53 x 66 cm

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
89070	Schulter-Arthroskopietuch, steril	10
79070	Schulter-Arthroskopietuch, unsteril	12

ORTHOARTS* SCHULTER-ARTHROSKOPIETUCH, 254 X 152 CM

- Integrierter Flüssigkeitsauffangbeutel mit Saugeranschlüssen
- Sehr widerstandsfähiges Material
- Klebestreifen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
89492	ORTHOARTS* Schulter-Arthroskopietuch, steril	12
79492	ORTHOARTS* Schulter-Arthroskopietuch, unsteril	15



HAND-ABDECKTÜCHER

HANDABDECKTUCH, 290 X 361 CM

- CONTROL* Plus Saugauflage 86 x 41 cm
- Runde elastische Fensteröffnung (Ø 3 cm)
- Abdeckung für Hand-OP-Tisch mit Faltung, 157 x 147 cm
- Schlauchhalter
- Klebestreifen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
77450	Handabdecktuch, steril	11
13227	Handabdecktuch, unsteril - handi-bin	108

HALYARD BASICS* HAND- & FUSS-TUCH, 180 X 300 CM

- Runde elastische Fensteröffnung (Ø 3 cm), zentriert
- Spunbond Film

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
89673	HALYARD BASICS* Hand- & Fuß-Tuch, steril	20
79695	HALYARD BASICS* Hand- & Fuß-Tuch, unsteril	30

HÜFTTÜCHER

ORTHOARTS* HÜFTTUCH, 290 X 320 X 224 CM

- Armstützenabdeckungen
- Tropfenförmige elastische Fensteröffnung 21 x 17 cm
- Sehr widerstandsfähiges Material
- CONTROL* Plus Saugauflage 152 x 61 cm
- Schlauchhalter

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
79346	ORTHOARTS* Hüfttuch, unsteril	7

ORTHOARTS* HÜFTTUCH MIT TASCHEN, 290 X 320 X 224 CM

- Taschen an beiden Seiten
- Armstützenabdeckungen
- Tropfenförmige elastische Fensteröffnung 21 x 17 cm
- Sehr widerstandsfähiges Material
- CONTROL* Plus Saugauflage 61 x 152 cm
- Schlauchhalter

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
89345	ORTHOARTS* Hüfttuch mit Taschen, steril	6
79345	ORTHOARTS* Hüfttuch mit Taschen, unsteril	6

HÜFTTUCH FÜR VORDEREN ZUGANG MIT BEINLINGEN, 401 X 231 CM

- Größe des Tuchs: 401 x 231 cm
- Größe der Verstärkung: 137 x 122 cm
- Größe der Fensteröffnung: je 15 x 28 cm
- Flächengewicht: Stärke des Basismaterials: 78 g/m², dreifach laminiertes Material
- Hochleistungsmaterial nach DIN EN 13795:2011
- Testergebnisse nach DIN EN13795 stehen auf Anfrage zur Verfügung.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
K893462	Hüfttuch für vorderen Zugang mit Beinlingen, steril	12
K793462	Hüfttuch für vorderen Zugang mit Beinlingen, unsteril	14

HÜFTTUCH FÜR VORDEREN ZUGANG MIT INZISIONSFOLIE UND FENSTERÖFFNUNG, 15 X 20 CM

- Maße Abdecktuch: 315 x 400 cm
- Maße Verstärkung: 122 x 178 cm
- Maße Fensteröffnung: 15 x 21 cm (x2)
- Beinlinge: 80 x 122 cm (x2)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
K893463	Hüfttuch für vorderen Zugang mit Inzisionsfolie und Fensteröffnung, steril	12
K793463	Hüfttuch für vorderen Zugang mit Inzisionsfolie und Fensteröffnung, unsteril	12

HÜFTTUCH FÜR VORDEREN ZUGANG MIT FENSTERÖFFNUNG, 15 X 20 CM


- Maße Abdecktuch: 315 x 400 cm
- Maße Verstärkung: 122 x 178 cm
- Maße Fensteröffnung: 15 x 21 cm (x2)
- Beinlinge: 80 x 122 cm (x2)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
K893464	Hüfttuch für vorderen Zugang mit Fensteröffnung, steril	12
K793464	Hüfttuch für vorderen Zugang mit Fensteröffnung, unsteril	12

HÜFTTUCH FÜR VORDEREN ZUGANG MIT INZISIONSFOLIE UND FENSTERÖFFNUNG, 20 X 28 CM

- Maße Abdecktuch: 315 x 400 cm
- Maße Verstärkung: 122 x 178 cm
- Maße Fensteröffnung: 15 x 28 cm (x2)
- Beinlinge: 80 x 122 cm (x2)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
K893467	Hüfttuch für vorderen Zugang mit Inzisionsfolie und Fensteröffnung, steril	6
K793467	Hüfttuch für vorderen Zugang mit Inzisionsfolie und Fensteröffnung, unsteril	6



HÜFTTUCH FÜR VORDEREN ZUGANG MIT FENSTERÖFFNUNG, 20 X 28 CM

- Maße Abdecktuch: 315 x 400 cm
- Maße Fensteröffnung: 15 x 28 cm (x2)
- Maße Verstärkung: 122 x 178 cm
- Beinlinge: 80 x 122 cm (x2)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
K893468	Hüfttuch für vorderen Zugang mit Fensteröffnung, steril	6
K793468	Hüfttuch für vorderen Zugang mit Fensteröffnung, unsteril	6

VERTIKALE ISOLATIONSTÜCHER

VERTIKALES ISOLATIONSTUCH, 320 X 229 CM

- Transparente Folie
- Selbstklebender Inzisionsbereich 41 x 76 cm
- Flüssigkeitsauffangbeutel mit Saugeranschluss
- Schlauchhalter
- Mit Klebestreifen zur Befestigung an horizontaler Stange
- Anbringbare Instrumententasche

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
77723	Vertikales Isolationstuch, steril	14
76375	Vertikales Isolationstuch, unsteril	15

VERTIKALES ISOLATIONSTUCH, 320 X 279 CM

- Transparente Folie
- Selbstklebender Inzisionsbereich
- Flüssigkeitsauffangbeutel mit Saugeranschluss
- Schlauchhalter
- Mit Klebestreifen zur Befestigung an horizontaler Stange

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
33415	Vertikales Isolationstuch, steril	9
33412	Vertikales Isolationstuch, unsteril	11

KNIE-ARTHROSKOPIETÜCHER

KNIE-ARTHROSKOPIETUCH, 229 X 315 CM

- Integrierter Flüssigkeitsauffangbeutel mit Saugeranschluss
- Runde elastische Fensteröffnung (Ø 6 cm)
- Schlauchhalter

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
89265	Knie-Arthroskopietuch, steril	10
79265	Knie-Arthroskopietuch, unsteril	150

ORTHOARTS* KNIE-ARTHROSKOPIETUCH, 290 X 295 X 224 CM

- Armstützenabdeckungen
- Flüssigkeitsauffangbeutel mit Rückschlagventilen und Saugeranschluss
- Sehr widerstandsfähiges Material
- CONTROL* Plus Saugauflage 91 x 121 cm
- Schlauchhalter

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
89267	ORTHOARTS* Knie-Arthroskopietuch, steril	7
79267	ORTHOARTS* Knie-Arthroskopietuch, unsteril	7

UNIVERSAL SPINAL-ABDECKTÜCHER

UNIVERSAL SPINAL-ABDECKTUCH, 284 X 350 X 251 CM



- SMS-Material
- Absorbierende CONTROL* Plus Saugauflage
- Fensteröffnung 10 x 30 cm
- Armstützenabdeckungen
- Schlauchhalter mit Klettverschluss
- Transparente Instrumententasche

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
29221	Universal Spinal-Abdecktuch, steril	8
29224	Universal Spinal-Abdecktuch, unsteril	9

U-TÜCHER

ORTHOPÄDISCHES U-TUCH

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
K793632	Orthopädisches U-Tuch, unsteril	22



GYNÄKOLOGIE & OBSTETRIK

GYNÄKOLOGIE & OBSTETRIK – ABDECKSETS

SECTIO-SET I

ART.-NR.	BESCHREIBUNG		STÜCK/KARTON
77454	Sectio-Set II		9
	STERIL	UNSTERIL	INHALT
	-	-	1 Sterilisationsvlies 96 x 96 cm
42222		42428	1 Tischabdeckung, verstärkt 152 x 191 cm
89701		79720	1 Saugtuch 38 x 56 cm
	-	76394	1 Babytuch 80 x 130 cm: • Saugfähig
89529		79529	1 Sectio-Tuch 254 x 305 x 183 cm: • Vollständig selbstklebender Inzisionsbereich • Flüssigkeitsauffangbeutel mit Saugeranschluss und biegsamem Band • Armstützenabdeckungen • Schlauchhalter

SECTIO-SET II

ART.-NR.	BESCHREIBUNG		STÜCK/KARTON
77455	Sectio-Set II		8
	STERIL	UNSTERIL	INHALT
	-	-	1 Sterilisationsvlies 96 x 96 cm
42222		42428	1 Tischabdeckung, verstärkt 152 x 191 cm
89701		79720	1 Saugtuch 38 x 56 cm
	-	76394	1 Babytuch 80 x 130 cm: • Saugfähig
89528		79528	1 Sectio-Tuch 254 x 305 x 183 cm: • Selbstklebender Inzisionsbereich mit dreieckiger Fensteröffnung • Flüssigkeitsauffangbeutel mit Saugeranschluss und biegsamem Band • Armstützenabdeckungen • Schlauchhalter

Alle sterilen Produkte haben **fettgedruckte** Artikelnummern.


GYNÄKOLOGIE & OBSTETRIK – ABDECKSETS

SECTIO-SET III

ART.-NR.	BESCHREIBUNG			STÜCK/KARTON
88354	Sectio-Set III			11
	STERIL	UNSTERIL	INHALT	
	42222	42428	1 Tischabdeckung, verstärkt 152 x 191 cm	
	89603	79603	1 Instrumententischbezug 80 x 145 cm	
	89701	79720	4 Saugtücher 38 x 56 cm	
		76353	1 Sectio-Tuch mit integrierten Beinlingen 295 x 318 x 224 cm: • Armstützenabdeckungen • integrierten Beinlingen • 36 x 33 cm Selbstklebender Inzisionsbereich mit dreieckiger Fensteröffnung • Flüssigkeitsauffangbeutel mit Saugeranschluss	
	-	76394	1 Babytuch 80 x 130 cm: • Saugfähig	
	89053	79053	2 Klebestreifen 10 x 55 cm	

SECTIO-SET IV

ART.-NR.	BESCHREIBUNG			STÜCK/KARTON
77491	Sectio-Set IV			10
	STERIL	UNSTERIL	INHALT	
	-	-	1 Sterilisationsvlies 96 x 96 cm	
	42222	42428	1 Tischabdeckung, verstärkt 152 x 191 cm	
	89603	79603	1 Instrumententischbezug 80 x 145 cm	
	89701	79720	1 Saugtuch 38 x 56 cm	
	-	76394	1 Babytuch 80 x 130 cm: • Saugfähig	
	89529	79529	1 Sectio-Tuch 254 x 305 x 183 cm: • Vollständig selbstklebender Inzisionsbereich • Flüssigkeitsauffangbeutel mit Saugeranschluss und biegsamem Band • Armstützenabdeckungen • Schlauchhalter	




Alle sterilen Produkte haben **fettgedruckte** Artikelnummern.

Siehe Rückseite für Informationen bzgl. Warenzeichen

Gynäkologie & Obstetrik – Abdecksets


GYNÄKOLOGIE & OBSTETRIK – ABDECKSETS

SECTIO-SET V



ART.-NR.	BESCHREIBUNG		STÜCK/KARTON
77492	Sectio-Set V		8
	STERIL	UNSTERIL	INHALT
-	-	-	1 Sterilisationsvlies 96 x 96 cm
42222		42428	1 Tischabdeckung, verstärkt 152 x 191 cm
89603		79603	1 Instrumententischbezug 80 x 145 cm
89701		79720	1 Saugtuch 38 x 56 cm
-		76394	1 Babytuch 80 x 130 cm: • Saugfähig
89528		79528	1 Sectio-Tuch 254 x 305 x 183 cm: • Selbstklebender Inzisionsbereich mit dreieckiger Fensteröffnung • Flüssigkeitsauffangbeutel mit Saugeranschluss und biegsamem Band • Armstützenabdeckungen • Schlauchhalter

GYNÄKOLOGIE-SET




ART.-NR.	BESCHREIBUNG		STÜCK/KARTON
77865	Gynäkologie-Set		10
	STERIL	UNSTERIL	INHALT
-	-	-	1 Sterilisationsvlies 96 x 96 cm
42345		42365	1 Tischabdeckung, verstärkt 140 x 190 cm
89701		79720	2 Saugtücher 38 x 56 cm
-		79411	1 Steißunterlage, verstärkte Zonen, Medium, 97 x 112 cm
89408		79408	2 Beinlinge 79 x 122 cm: • Mit 15 cm Umschlag
-	-	-	1 Zölioskopietuch 193 x 238 cm

Alle sterilen Produkte haben **fettgedruckte** Artikelnummern.

GYNÄKOLOGIE & OBSTETRIK – ABDECKSETS

GYNÄKOLOGIE-/UROLOGIE-SET I

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
77888	Gynäkologie-/Urologie-Set I	12
STERIL	UNSTERIL	INHALT
-	-	1 Sterilisationsvlies 96 x 96 cm
42222	42428	1 Tischabdeckung, verstärkt 152 x 191 cm
89701	79720	1 Saugtuch 38 x 56 cm
-	76888	1 Gynäkologie-/Urologietuch 254 x 287 cm: • Anpassbare Fensteröffnung mit integrierter Abdeckung • Flüssigkeitsauffangbeutel mit Siebeinsatz und Saugeranschluss • Mit integrierten Beinlingen • Perinealöffnung mit Inzisionsfolie • CONTROL® Saugauflage • Klebestreifen



GYNÄKOLOGIE-/UROLOGIE-SET II


ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
77890	Gynäkologie-/Urologie-Set II	11
STERIL	UNSTERIL	INHALT
-	-	1 Sterilisationsvlies 96 x 96 cm
42222	42428	1 Tischabdeckung, verstärkt 152 x 191 cm
89603	79603	1 Instrumententischbezug 80 x 145 cm
89701	79720	1 Saugtuch 38 x 56 cm
-	76888	1 Gynäkologie-/Urologietuch 254 x 287 cm: • Anpassbare Fensteröffnung mit integrierter Abdeckung • Flüssigkeitsauffangbeutel mit Siebeinsatz und Saugeranschluss • Mit integrierten Beinlingen • Perinealöffnung mit Inzisionsfolie • CONTROL® Saugauflage • Klebestreifen

Alle sterilen Produkte haben **fettgedruckte** Artikelnummern.

Siehe Rückseite für Informationen bzgl. Warenzeichen

Gynäkologie & Obstetrik – Abdecksets

GYNÄKOLOGIE & OBSTETRIK – ABDECKSETS



LITHOTOMIE-SET I

ART.-NR.	BESCHREIBUNG		STÜCK/KARTON
88511	Lithotomie-Set I		10
	STERIL	UNSTERIL	INHALT
42217			1 Tischabdeckung, verstärkt 112 x 229 cm
89701		79720	1 Saugtuch 38 x 56 cm
-	-	-	1 Lithotomietuch mit integrierten Beinlingen, 221 x 254 x 76 cm: • Perinealöffnung 15 x 7 cm • Klebestreifen • CONTROL⁺ Saugauflage • Schlauchhalter

LITHOTOMIE-SET II

ART.-NR.	BESCHREIBUNG		STÜCK/KARTON
88521	Lithotomie-Set II		10
	STERIL	UNSTERIL	INHALT
42217			1 Tischabdeckung, verstärkt 112 x 229 cm
89701		79720	1 Saugtuch 38 x 56 cm
-		79731	1 Mehrzwecktuch mit Klebestreifen 38 x 64 cm
-	-	-	1 Steißunterlage, verstärkte Zonen, Medium 102 x 117 cm
89408		79408	2 Beinlinge 79 x 122 cm: • Mit 15 cm Umschlag
47614		47616	1 Halbe Abdeckung 101 x 147 cm

LITHOTOMIE-SET IV


ART.-NR.	BESCHREIBUNG		STÜCK/KARTON
77779	Lithotomie-Set IV		12
	STERIL	UNSTERIL	INHALT
-	-	-	1 Sterilisationsvlies 89 x 89 cm
42222		42428	1 Tischabdeckung, verstärkt 152 x 191 cm
89411		-	1 Steißunterlage, verstärkte Zonen, Medium 112 x 75 cm
-		76384	1 Lithotomietuch mit integrierten Beinlingen, 254 x 272 x 76 cm: • Mit Klebestreifen rund um die Fensteröffnung • CONTROL⁺ Plus Saugauflage • Schlauchhalter

Alle sterilen Produkte haben **fettgedruckte** Artikelnummern.

GYNÄKOLOGIE & OBSTETRIK – ABDECKSETS

LITHOTOMIE-SET V

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
88551	Lithotomie-Set V	12
STERIL	UNSTERIL	INHALT
-	42302	1 Tischabdeckung, verstärkt 112 x 224 cm
89701	79720	1 Saugtuch 38 x 56 cm
-	79731	1 Mehrzwecktuch mit Klebestreifen 38 x 64 cm
89408	79408	2 Beinlinge 79 x 122 cm: • Mit 15 cm Umschlag
-	79551	1 Lithotomie-T-Tuch 152 x 79 x 191 cm: • Fensteröffnung 7 x 15 cm • Klebestreifen • CONTROL® Saugauflage • Schlauchhalter



HALYARD BASICS* ENTBINDUNGS-SET

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
88911	HALYARD BASICS* Entbindungs-Set	5
STERIL	UNSTERIL	INHALT
89632	79741	1 Tischabdeckung, verstärkte Zonen 100 x 150 cm
89677	79699	1 Mehrzwecktuch 75 x 75 cm
89584	-	1 Steißunterlage 102 x 112 cm: • Mit graduiertem Flüssigkeitsauffangbeutel • Spunbond
-	-	1 Babytuch

Alle sterilen Produkte haben **fettgedruckte** Artikelnummern.

GYNÄKOLOGIE-/UROLOGIETÜCHER

GYNÄKOLOGIE-/UROLOGIETUCH, 254 X 287 CM

- Perinealöffnung mit Inzisionsfolie
- Flüssigkeitsauffangbeutel mit Siebeinsatz und Saugeranschluss
- CONTROL* Saugauflage 39 x 72 cm
- Anpassbare Fensteröffnung mit integrierter Abdeckung
- Mit integrierten Beinlingen
- Klebestreifen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
76888	Gynäkologie-/Urologietuch, unsteril	22

SECTIO-TÜCHER

SECTIO-TUCH, 254 X 305 X 183 CM

- Selbstklebender Inzisionsbereich mit dreieckiger Fensteröffnung
- Flüssigkeitsauffangbeutel mit Saugeranschluss und biegsamem Band
- Schlauchhalter
- Armstützenabdeckungen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
89528	Sectio-Tuch mit Fensteröffnung, steril	8
79528	Sectio-Tuch mit Fensteröffnung, unsteril	150

SECTIO-TUCH, 254 X 305 X 183 CM

- Vollständig selbstklebender Inzisionsbereich
- Flüssigkeitsauffangbeutel mit Saugeranschluss und biegsamem Band
- Schlauchhalter
- Armstützenabdeckungen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
89529	Sectio-Tuch, steril	8
79529	Sectio-Tuch, unsteril	150

SECTIO-TUCH MIT INTEGRIERTEN BEINLINGEN, 295 X 318 X 224 CM

- Armstützenabdeckungen
- integrierten Beinlingen 36 x 33 cm
- Selbstklebender Inzisionsbereich mit dreieckiger Fensteröffnung
- Flüssigkeitsauffangbeutel mit Saugeranschluss

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
76353	Sectio-Tuch mit integrierten Beinlingen, unsteril	112

FENSTER-SECTIO-TUCH MIT FLÜSSIGKEITSAUFFANGBEUTEL, 246 X 297 CM




- SMS-Material
- CONTROL* Saugauflage 43 x 56 cm
- Flüssigkeitsauffangbeutel
- Ganze Einschnittöffnung
- Transparente Fensteröffnung 39,4 x 49,5 cm
- Fensteröffnung 43,2 x 38,1 cm
- 2 Abdeckungen 76,2 x 63,5 cm
- Schlauchhalter
- Klebestreifen


ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
K897213	Fenster-Sectio-Tuch mit Flüssigkeitsauffangbeutel, steril	15
K797213	Fenster-Sectio-Tuch mit Flüssigkeitsauffangbeutel, steril	20

FENSTER-SECTIO-TUCH MIT FLÜSSIGKEITSAUFFANGBEUTEL, 246 X 297 CM

- SMS-Material
- CONTROL* Saugauflage 43 x 56 cm
- Flüssigkeitsauffangbeutel
- 22,9 x 17,8 cm Inzisionsbereich mit dreieckiger Fensteröffnung
- Fensteröffnung 39,4 x 49,5 cm
- 2 Abdeckungen 76,2 x 63,5 cm
- Schlauchhalter

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
K897215	Fenster-Sectio-Tuch mit Flüssigkeitsauffangbeutel, steril	15
K797215	Fenster-Sectio-Tuch mit Flüssigkeitsauffangbeutel, unsteril	18





LITHOTOMIETÜCHER

LITHOTOMIETUCH MIT INTEGRIERTEN BEINLINGEN, 254 X 272 X 76 CM

- CONTROL® Plus Saugauflage 61 x 27 cm
- Klebestreifen rund um die Fensteröffnung
- Schlauchhalter


ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
76384	Lithotomietuch mit integrierten Beinlingen, unsteril	11

ZYSTOSKOPIE-SET I


ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
88611	Zystoskopie-Set I	12
STERIL	UNSTERIL	INHALT
-	42447	1 Tischabdeckung, verstärkt 112 x 198 cm
89701	79720	1 Saugtuch 38 x 56 cm
89408	79408	2 Beinlinge 79 x 122 cm: • Mit 15 cm Umschlag
-	79540	1 Zystoskopie-T-Tuch 152 x 76 x 213 cm: • Perinealöffnung 7 x 15 cm • Siebeinsatz 22 x 22 cm • Klebestreifen • CONTROL® Saugauflage • Schlauchhalter

ZYSTOSKOPIE-SET II

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
88621	Zystoskopie-Set II	12
STERIL	UNSTERIL	INHALT
42222	42428	1 Tischabdeckung, verstärkt 152 x 191 cm
89701	79720	1 Saugtuch 38 x 56 cm
-	79545	1 Zystoskopie-Tuch 254 x 152 x 221 cm: • Mit integrierten Beinlingen • Perinealöffnung 7 x 15 cm • Siebeinsatz 22 x 22 cm • Klebestreifen • CONTROL® Saugauflage • Schlauchhalter



UROLOGIE – ABDECKSETS & ABDECKTÜCHER



HALYARD BASICS* ZYSTOSKOPIE-SET

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
89681	HALYARD BASICS* Zystoskopie-Set	10
STERIL	UNSTERIL	INHALT
88673	78669	1 Tischabdeckung, verstärkte Zonen 152 x 191 cm
-	-	2 Beinlinge 79 x 122 cm
89679	79783	1 Mehrzwecktuch mit Klebestreifen 90 x 90 cm • Spunbond Film
-	79742	1 Zystoskopie-Tuch, 75 x 185 cm: • Rautenförmige Fensteröffnung 5,5 x 12,5 cm • Spunbond Film

T.U.R.-SET

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
77885	T.U.R.-Set	12
STERIL	UNSTERIL	INHALT
-	-	1 Sterilisationsvlies 96 x 96 cm
42222	42428	1 Tischabdeckung, verstärkt 152 x 191 cm
89701	79720	1 Saugtuch 38 x 56 cm
-	76885	1 T.U.R.-Tuch 175 x 238 x 170 cm: • Mit integrierten Beinlingen • Flüssigkeitsauffangbeutel mit Siebeinsatz, Saugeranschluss und Bandverschluss • Mit Fingerling

T.U.R.-TUCH MESH & BEINLINGE 220 X 255 X 190 CM

- Mit integrierten Beinlingen
- Zur Herstellung/Verarbeitung/zum Umpacken
- Mit Tuch, Delnet, Fingerling, Verstärkung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
K768550	T.U.R.-Tuch mit Mesh & integrierten Beinlingen, unsteril	13

Alle sterilen Produkte haben **fettgedruckte** Artikelnummern.

ZYSTOSKOPIE-TUCH, 254 X 221 X 152 CM

- CONTROL* Plus Saugauflage
40 x 22 cm & Poly-Verstärkung
40 x 101 cm
- Mit integrierten Beinlingen
- Fensteröffnung 7 x 15 cm
- Siebeinsatz 22 x 22 cm

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
79545	Zystoskopie-Tuch, unsteril	20

HALYARD BASICS* ZYSTOSKOPIE-TUCH, 75 X 185 CM

- Rautenförmige Fensteröffnung 5,5 x 12,5 cm
- Spunbond Film

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
79742	HALYARD BASICS* Zystoskopie-Tuch, unsteril	120

T.U.R.-TUCH, 175 X 238 X 170 CM


- Mit integrierten Beinlingen
- Flüssigkeitsauffangbeutel mit Siebeinsatz, Saugeranschluss und Bandverschluss
- Mit Fingerling

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
76885	T.U.R.-Tuch, unsteril	18

GYNÄKOLOGIE-/UROLOGIETUCH


- Integrierter Flüssigkeitsauffangbeutel
- Mit Saugeranschluss/Siebeinsatz
- Mit integrierten Beinlingen
- Klebestreifen
- CONTROL* Plus Saugauflage 36 x 43 cm
- Fensteröffnung 8 x 15 cm
- Schlauchhalter/2 Löcher

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
89204	Gynäkologie-/Urologietuch, steril	10



AUGENHEILKUNDE

AUGENHEILKUNDE – ABDECKSETS



AUGEN-SET

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
77744	Augen-Set	10
STERIL	UNSTERIL	INHALT
-	-	1 Sterilisationsvlies 89 x 89 cm
-	-	1 Tischabdeckung, 140 x 160 cm, mit Klebestreifen
-	-	1 Augentuch 157 x 279 cm: • Mit Flüssigkeitsauffangbeutel

AUGEN-SET

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
77760	Augen-Set	8
STERIL	UNSTERIL	INHALT
42312	42313	1 Tischabdeckung, verstärkt 191 x 201 cm
47614	47616	1 Halbe Abdeckung 101 x 147 cm
90013	79973	2 OP-Kittel, Groß, X-Lang
89701	79720	2 Saugtücher 38 x 56 cm
89304	79304	1 Augentuch 132 x 142 cm • Mit Flüssigkeitsauffangbeutel • rechteckige Fensteröffnung 13 x 9 cm, mit Inzisionsfolie • einsetzbar für linkes und rechtes Auge
76214	76300	2 Armstützenabdeckungen 61 x 72 cm
89945	79945	1 Diathermietasche 38 x 41 cm

Alle sterilen Produkte haben **fettgedruckte** Artikelnummern.

AUGENTUCH, 132 X 142 CM

- Mit einem einzelnen Flüssigkeitsauffangbeutel
- Einsetzbar für linkes und rechtes Auge
- Rechteckige Fensteröffnung 13 x 9 cm, mit Inzisionsfolie

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
89304	Augentuch, steril	40
79304	Augentuch, unsteril	100

AUGENTUCH, 132 X 142 CM


- Mit einem einzelnen Flüssigkeitsauffangbeutel
- Einsetzbar für linkes und rechtes Auge
- Ovale Fensteröffnung 8 cm, mit voreingeschnittener Inzisionsfolie 9 x 12,7 cm

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
89305	Augentuch, ovale Fensteröffnung, steril	40
79305	Augentuch, ovale Fensteröffnung, unsteril	100


AUGENTUCH, 140 X 127 CM

- Supadrape Material auf Zellstoffbasis mit transparenter Plastikverstärkung rund um die Fensteröffnung
- Rechteckige Fensteröffnung 11,5 x 8,8 cm, mit Inzisionsfolie
- Einsetzbar für linkes und rechtes Auge
- Mit einem einzelnen Flüssigkeitsauffangbeutel

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
K793043	Augentuch, unsteril	110



AUGENHEILKUNDE – ABDECKTÜCHER



AUGENTUCH, 176 X 193 CM

- SMS-Material
- Mit Flüssigkeitsauffangbeutel
- Fensteröffnung 7 x 17 cm

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
K793050	Augentuch, unsteril	120

OCUARTS* AUGENTUCH, 183 X 292 CM

- Ovale Fensteröffnung 3 x 5 cm
- Inzisionsfolie 15 x 20 cm
- Flüssigkeitsauffangbeutel rund um die Fensteröffnung, mit Schaumband
- Metallclip für komfortablere Atmung
- Schlauchhalter

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
79356	OCUARTS* Augentuch, unsteril	20

AUGENTUCH LASIK, 38 X 20,3 CM

- Größe des zweifachen laminierten Tuchs: 20 x 38 cm
- Größe der Fensteröffnung mit Inzisionsfolie: 2 x 6 cm

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
K793053	Augentuch LASIK, unsteril	1200

AUGENTUCH, 140 X 193 CM

- Mit einem einzelnen Flüssigkeitsauffangbeutel
- Rechteckige Fensteröffnung 7,6 x 10 cm, mit Inzisionsfolie 18 x 13 cm
- Einsetzbar für linkes und rechtes Auge

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
77873	Augentuch, steril	25
76321	Augentuch, unsteril	50

Alle sterilen Produkte haben **fettgedruckte** Artikelnummern.

AUGENTUCH, 140 X 193 CM

- Mit 2 Flüssigkeitsauffangbeutel
- Ovale Fensteröffnung 4,5 x 7 cm, ohne Inzisionsfolie
- Klebestreifen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
77707	Augentuch, steril	30
76346	Augentuch, unsteril	36

AUGENTUCH, 176 X 193 CM




- Mit 2 Flüssigkeitsauffangbeutel
- Ovale Fensteröffnung 4,5 x 7 cm, mit Inzisionsfolie 9,5 x 12 cm



ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
59710	Augentuch, steril	28
76393	Augentuch, unsteril	50

HALYARD BASICS* BILATERALES AUGENTUCH MIT KLEBESTREIFEN, 120 X 150 CM

- Horizontal abgerundete rechteckige Fensteröffnung 7 x 16 cm, zentriert
- Spunbond Film
- Klebestreifen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
79744	HALYARD BASICS* bilaterales Augentuch mit Klebestreifen, unsteril	80





HNO-CHIRURGIE-SET III

ART.-NR.	BESCHREIBUNG		STÜCK/KARTON
88223	HNO-Chirurgie-Set III		6
	STERIL	UNSTERIL	INHALT
42222		42428	1 Tischabdeckung, verstärkt 152 x 191 cm
89603		79603	1 Instrumententischbezug 80 x 145 cm
-		-	1 Abwurfbeutel
-		79430	1 Kopfabdecktuch 91 x 127 cm: • Turban • Klebestreifen
89352		79351	1 HNO-Schlitztuch 193 x 315 cm: • Mit Schlitz 7 x 71 cm • Klebestreifen • CONTROL* Saugauflage • Schlauchhalter • 2 SMS-Schlauchhalter

HNO-CHIRURGIE-SET IV



ART.-NR.	BESCHREIBUNG		STÜCK/KARTON
77823	HNO-Chirurgie-Set IV		10
	STERIL	UNSTERIL	INHALT
-		-	1 Sterilisationsvlies 89 x 89 cm
42222		42428	1 Tischabdeckung, verstärkt 152 x 191 cm
-		-	2 Iso-Seal Klebestreifen 12 x 59 cm
-		-	1 HNO-Tuch mit Inzisionsfolie, 193 x 224 cm: • Inzisionsfolie 15 x 15 cm • Mit Fensteröffnung 11 x 11 cm • CONTROL* Plus Saugauflage

HNO-CHIRURGIE-SET V – KOPF UND HALS

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
76209	HNO-Chirurgie-Set V – Kopf und Hals	7
STERIL	UNSTERIL	INHALT
-	-	1 Sterilisationsvlies 89 x 89 cm
42224	42451	1 Tischabdeckung, verstärkt, 152 x 229 cm
42345	42365	1 Tischabdeckung, verstärkt, 140 x 190 cm
-	79430	1 Kopfabdecktuch 91 x 127 cm: • Turban • Klebestreifen
89352	79351	1 HNO-Schlitztuch 193 x 315 cm: • Mit Schlitz 7 x 71 cm • Klebestreifen • CONTROL® Saugauflage • Schlauchhalter

KOPF-SET

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
76234	Kopf-Set	20
STERIL	UNSTERIL	INHALT
-	-	1 Sterilisationsvlies 89 x 89 cm
-	-	1 Dreivierteltuch 152 x 193 cm
89353	76323	1 Mehrzwecktuch 90 x 90 cm
-	-	1 Kopfabdecktuch, 61 x 84 cm: • 5 cm breiter Klebestreifen über die gesamte Länge



HNO-CHIRURGIE – ABDECKTÜCHER

HNO-SCHLITZTUCH, 193 X 315 CM

- CONTROL* Saugauflage 58 x 61 cm
- Schlitz 7 x 71 cm
- Schlauchhalter
- Klebestreifen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
89352	HNO-Schlitztuch, steril	18
79351	HNO-Schlitztuch, unsteril	25

HNO-TUCH, 193 X 229 CM

- Mit Fensteröffnung 5 x 6 cm
- CONTROL* Plus Saugauflage 84 x 81 cm
- Klebestreifen
- Schlauchhalter

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
89010	HNO-Tuch, steril	18

KOPFABDECKTÜCHER

KOPFABDECKTUCH, 127 X 91 CM

- Turban
- Klebestreifen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
79430	Kopfabdecktuch, unsteril	60

DENTALTÜCHER

HALYARD BASICS* DENTALTUCH MIT FENSTERÖFFNUNG, 120 X 150 CM

- Tropfenförmige Fensteröffnung 10 x 15 cm, 40 cm vom oberen Rand
- SMS-Material
- Absorbierende Saugauflage

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
89543	HALYARD BASICS* Dentaltuch mit Fensteröffnung, steril	15
79543	HALYARD BASICS* Dentaltuch mit Fensteröffnung, unsteril	68

NEUROCHIRURGIE

KRANIOTOMIE-TÜCHER

KRANIOTOMIE-TUCH, 310 X 340 X 188 CM


- CONTROL* Plus Saugauflage 91 x 61 cm
- Ovale Fensteröffnung 20 x 30 cm
- Transparente Anästhesieeinsätze mit Faltung
- Siebeinsatz und Saugeranschluss
- 58 x 114 cm Beutel

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
89062	Kraniotomie-Tuch, steril	9
79075	Kraniotomie-Tuch, unsteril	15

KRANIOTOMIE-TUCH, 310 X 340 X 188 CM

- CONTROL* Plus Saugauflage 91 x 61 cm
- Ovale Fensteröffnung 15 x 23 cm
- Flüssigkeitsauffangbeutel 58 x 92 cm mit Siebeinsatz und Saugeranschluss
- Anästhesieeinsätze mit Faltung

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
77466	Kraniotomie-Tuch, steril	12
76396	Kraniotomie-Tuch, unsteril	14




Alle sterilen Produkte haben **fettgedruckte** Artikelnummern.

Siehe Rückseite für Informationen bzgl. Warenzeichen

Neurochirurgie Abdecksets

KARDIOVASKULÄRE CHIRURGIE & ANGIOGRAPHIE

KARDIOVASKULÄRE CHIRURGIE & ANGIOGRAPHIE – ABDECKSETS



CV-SET II

ART.-NR.	BESCHREIBUNG		STÜCK/KARTON
77748	CV-Set II		3
	STERIL	UNSTERIL	INHALT
-	-	-	1 Sterilisationsvlies 115 x 115 cm
42312	-	42313	1 Tischabdeckung, verstärkt 191 x 201 cm
89603	-	79603	1 Instrumententischbezug 80 x 145 cm
-	-	76340	2 Fußüberzüge
89701	-	79720	3 Saugtücher 38 x 56 cm
89053	-	79053	2 Klebestreifen 10 x 55 cm
-	-	-	1 Abwurfbeutel • Zweifacher Klebestreifen
89313	-	79313	1 Mehrzwecktuch mit Klebestreifen, 76 x 76 cm
-	-	76356	1 Perinealtuch 187 x 241 cm: • Schlitz 44 x 95 cm • Klebestreifen • CONTROL* Plus Saugauflage
86357	-	76357	1 CV-Tuch mit Inzisionsfolie 264 x 363 x 193 cm: • Mit Taschen • CONTROL* Plus Saugauflage • Schlauchhalter

CARDIO-SET


ART.-NR.	BESCHREIBUNG		STÜCK/KARTON
77749	Cardio-Set		3
	STERIL	UNSTERIL	INHALT
-	-	-	1 Sterilisationsvlies 115 x 115 cm
42224	-	42451	1 Tischabdeckung, verstärkt, 152 x 229 cm
89053	-	79053	2 Klebestreifen 10 x 55 cm
-	-	-	2 Abwurfbeutel • Zweifacher Klebestreifen
42345	-	-	1 Tischabdeckung, verstärkt 140 x 190 cm
89313	-	79313	1 Mehrzwecktuch mit Klebestreifen, 76 x 76 cm
-	-	76356	1 Perinealtuch 187 x 241 cm: • Schlitz 44 x 95 cm • Klebestreifen • CONTROL* Plus Saugauflage
-	-	76378	1 CV-Schlitztuch 320 x 224 x 295 cm: • Klebestreifen • CONTROL* Plus Saugauflage
-	-	78961	1 Abdecktuch unten 193 x 239 cm: • Klebestreifen • CONTROL* Plus Saugauflage • Schlauchhalter

Alle sterilen Produkte haben **fettgedruckte** Artikelnummern.

KARDIOVASKULÄRE CHIRURGIE & ANGIOGRAPHIE – ABDECKSETS

DILATATIONS-SET


ART.-NR.	BESCHREIBUNG			STÜCK/KARTON
76248	Dilatations-Set			8
	STERIL	UNSTERIL	INHALT	
-	-	-	1 Sterilisationsvlies 89 x 89 cm	
42345	-	-	1 Tischabdeckung, verstärkt, 140 x 190 cm	
-	-	-	1 Röntgenabdeckung	
89701		79720	1 Saugtuch 38 x 56 cm	
89048		79109	1 Femoral-Angiographietuch 211 x 330 cm: • Fenster 68 x 330 cm • 2 Fensteröffnungen (Ø 12 cm) • CONTROL® Plus Saugauflage 81 x 122 cm • Klebestreifen	



CV-SET III

ART.-NR.	BESCHREIBUNG			STÜCK/KARTON
77892	CV-Set III			3
	STERIL	UNSTERIL	INHALT	
-	-	-	1 Sterilisationsvlies 115 x 115 cm	
42224		42451	1 Tischabdeckung, verstärkt, 152 x 229 cm	
89053		79053	2 Klebestreifen 10 x 55 cm	
89701		79720	2 Saugtücher 38 x 56 cm	
89603		79603	2 Instrumententischbezüge 80 x 145 cm	
-	-	-	1 Perinealabdeckung 15 x 38 cm	
89945		79945	2 Diathermietaschen 38 x 41 cm	
-	-	-	1 CV-Schlitztuch 295 x 224 x 356 cm • 17 x 233 cm Schlitz • CONTROL® Plus Saugauflage • Armstützenabdeckungen	
89381		79360	1 Ortho-Quertuch 152 x 254 cm	
47614		47616	2 Halbe Abdeckungen 147 x 101 cm	

Alle sterilen Produkte haben **fettgedruckte** Artikelnummern.



HERZSCHRITTMACHER-SET

ART.-NR.	BESCHREIBUNG		STÜCK/KARTON
77870	Herzschrittmacher-Set		8
	STERIL	UNSTERIL	INHALT
-	-	-	1 Sterilisationsvlies 89 x 89 cm
-	-	-	1 Tischabdeckung, verstärkt 140 x 190 cm
-	-	-	1 Abdecktuch unten 193 x 239 cm • CONTROL* Plus Saugauflage • Klebestreifen
-	-	-	1 Quertuch 112 x 244 cm • CONTROL* Plus Saugauflage • Klebestreifen
-	-	-	1 Mehrzwecktuch mit Klebestreifen 90 x 90 cm
-	-	-	1 Standardsaugtuch, 91 x 91 cm
-	-	-	2 Saugtücher 38 x 56 cm
-	-	-	1 Röntgenabdeckung 71 cm

Alle sterilen Produkte haben **fettgedruckte** Artikelnummern.

KARDIOVASKULÄRE CHIRURGIE-TÜCHER

CVARTS* SCHLITZTUCH, SEHR WIDERSTANDSFÄHIGES MATERIAL, 274 X 315 X 203 CM

- Armstützenabdeckungen
- Schlitz 15 x 213 cm
- Längsklappen zur Schlauch-/Kabelführung
- Sehr widerstandsfähiges Material
- CONTROL* Plus Saugauflage 58 x 203 cm rund um den Schlitz
- Klebestreifen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
89452	CVARTS* Schlitztuch, Sehr widerstandsfähiges Material, steril	6

CVARTS* BILATERALES PERINEALTUCH, 213 X 203 CM




- Flüssigkeitsundurchlässige Folie
- Flüssigkeitsundurchlässige Perinealabdeckung
- Bauchnabelabdeckung
- CONTROL* Plus Saugauflage 122 x 76 cm
- Klebestreifen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
79453	CVARTS* Bilaterales Perinealtuch, unsteril	18


CVARTS* BILATERALES PERINEALTUCH, 200 X 277 CM

- CONTROL* Saugauflage 127 x 76 cm
- Klebestreifen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
K894530	CVARTS* Bilaterales Perinealtuch, steril	18
K794530	CVARTS* Bilaterales Perinealtuch, unsteril	18




KARDIOVASKULÄRE CHIRURGIE & ANGIOGRAPHIE – ABDECKTÜCHER



CV-TUCH MIT INZISIONSFOLIE, 264 X 363 X 193 CM

- Mit Taschen
- CONTROL* Plus Saugauflage 122 x 53 cm
- Schlauchhalter


ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
86357	CV-Tuch mit Inzisionsfolie, steril	12
76357	CV-Tuch mit Inzisionsfolie, unsteril	11
K763570	CV-Tuch mit Inzisionsfolie, unsteril	12



CV-SCHLITZTUCH, 224 X 320 X 295 CM

- Armstützenabdeckungen
- CONTROL* Plus Saugauflage 107 x 216 cm
- Klebestreifen


ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
76378	CV-Schlitztuch, unsteril	9



LOCHTUCH, 68 X 68 CM

- SMS-Material
- runde Fensteröffnung (Ø 18 cm), zentriert
- CONTROL* Saugauflage 30 x 30 cm

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
K792015	Lochtuch, unsteril	180



PERINEALTUCH, 187 X 241 CM

- SMS-Material
- Schlitz 44 x 95 cm
- CONTROL* Plus Saugauflage 99 x 141 cm
- Klebestreifen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
76356	Perinealtuch, unsteril	17

Alle sterilen Produkte haben **fettgedruckte** Artikelnummern.

KARDIOVASKULÄRE CHIRURGIE & ANGIOGRAPHIE – ABDECKTÜCHER

DEFIBRILLATIONS-ABDECKTUCH I, 264 X 193 X 345 CM

- Armstützenabdeckungen
- Sehr widerstandsfähiges Material
- Fensteröffnung mit Inzisionsfolie 30 x 51 cm
- 2 Seitentaschen 30 x 66 cm
- 1 Tasche 38 x 38 cm
- 2 Taschen 12 x 17 cm
- Schlauchhalter


ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
76354	Defibrillations-Abdecktuch I, unsteril	5

STRAHLENSCHUTZABDECKUNGEN

2 Schutzlevel:


- Schwächungsgrad 1: > 75% bei 90kVp und Bleiäquivalenz: > 0,125 mm (bleifrei)
- Schwächungsgrad 2: > 90% bei 90kVp und Bleiäquivalenz: > 0,25 mm (bleifrei)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
48958	HALYARD® Mehrzweck-Strahlenschutzabdeckung, 30,4 x 41,9 cm (Schwächungsgrad 1), steril	45
48957	HALYARD® Mehrzweck-Strahlenschutzabdeckung, 30,4 x 41,9 cm (Schwächungsgrad 1), unsteril	50
49037	HALYARD® Mehrzweck-Strahlenschutzabdeckung, 30,4 x 41,9 cm (Schwächungsgrad 2), steril	45
49036	HALYARD® Mehrzweck-Strahlenschutzabdeckung, 30,4 x 41,9 cm (Schwächungsgrad 2), unsteril	50
48986	HALYARD® Mehrzweck-Strahlenschutzabdeckung mit Fensteröffnung, 30,4 x 41,9 cm (Schwächungsgrad 1), steril	45
48959	HALYARD® Mehrzweck-Strahlenschutzabdeckung mit Fensteröffnung, 30,4 x 41,9 cm (Schwächungsgrad 1), unsteril	50
49039	HALYARD® Mehrzweck-Strahlenschutzabdeckung mit Fensteröffnung, 30,4 x 41,9 cm (Schwächungsgrad 2), steril	45
49038	HALYARD® Mehrzweck-Strahlenschutzabdeckung mit Fensteröffnung, 30,4 x 41,9 cm (Schwächungsgrad 2), unsteril	50
48988	HALYARD® Angiographie-Strahlenschutzabdeckung, 33 x 40,6 cm (Schwächungsgrad 1), steril	45
48987	HALYARD® Angiographie-Strahlenschutzabdeckung, 33 x 40,6 cm (Schwächungsgrad 1), unsteril	50
49072	HALYARD® Angiographie-Strahlenschutzabdeckung, 33 x 40,6 cm (Schwächungsgrad 2), steril	45
49071	HALYARD® Angiographie-Strahlenschutzabdeckung, 33 x 40,6 cm (Schwächungsgrad 2), unsteril	50



Alle sterilen Produkte haben **fettgedruckte** Artikelnummern.

KARDIOVASKULÄRE CHIRURGIE & ANGIOGRAPHIE – ABDECKTÜCHER



48990	HALYARD* Subclavia-Strahlenschutzabdeckung, 30,4 x 41,9 cm (Schwächungsgrad 1), steril	45
48989	HALYARD* Subclavia-Strahlenschutzabdeckung, 30,4 x 41,9 cm (Schwächungsgrad 1), unsteril	50
49074	HALYARD* Subclavia-Strahlenschutzabdeckung, 30,4 x 41,9 cm (Schwächungsgrad 2), steril	45
49073	HALYARD* Subclavia-Strahlenschutzabdeckung, 30,4 x 41,9 cm (Schwächungsgrad 2), unsteril	50
49016	HALYARD* Jugularis-Strahlenschutzabdeckung, 30,4 x 41,9 cm (Schwächungsgrad 1), steril	45
49000	HALYARD* Jugularis-Strahlenschutzabdeckung, 30,4 x 41,9 cm (Schwächungsgrad 1), unsteril	50
49076	HALYARD* Jugularis-Strahlenschutzabdeckung, 30,4 x 41,9 cm (Schwächungsgrad 2), steril	45
49075	HALYARD* Jugularis-Strahlenschutzabdeckung, 30,4 x 41,9 cm (Schwächungsgrad 2), unsteril	50
49020	HALYARD* Gallen-Strahlenschutzabdeckung, 30,4 x 41,9 cm (Schwächungsgrad 1), steril	45
49017	HALYARD* Gallen-Strahlenschutzabdeckung, 30,4 x 41,9 cm (Schwächungsgrad 1), unsteril	50
49078	HALYARD* Gallen-Strahlenschutzabdeckung, 30,4 x 41,9 cm (Schwächungsgrad 2), steril	45
49077	HALYARD* Gallen-Strahlenschutzabdeckung, 30,4 x 41,9 cm (Schwächungsgrad 2), unsteril	50
49035	HALYARD* Peripherie-Strahlenschutzabdeckung, 30,4 x 86,3 cm (Schwächungsgrad 1), steril	45
49021	HALYARD* Peripherie-Strahlenschutzabdeckung, 30,4 x 86,3 cm (Schwächungsgrad 1), unsteril	50
49080	HALYARD* Peripherie-Strahlenschutzabdeckung, 30,4 x 86,3 cm (Schwächungsgrad 2), steril	45
49079	HALYARD* Peripherie-Strahlenschutzabdeckung, 30,4 x 86,3 cm (Schwächungsgrad 2), unsteril	45
49070	HALYARD* Biopsie-Strahlenschutzabdeckung, 30,4 x 41,9 cm (Schwächungsgrad 2), steril	45
49069	HALYARD* Biopsie-Strahlenschutzabdeckung, 30,4 x 41,9 cm (Schwächungsgrad 2), unsteril	50

Alle sterilen Produkte haben **fettgedruckte** Artikelnummern.

ANGIOGRAPHIETÜCHER

FEMORAL-ANGIOGRAPHIETUCH, 193 X 279 CM

- SMS-Material
- 2 Fensteröffnungen (Ø 12 cm)
- CONTROL* Plus Saugauflage 81 x 122 cm
- Klebestreifen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
89714	Femoral-Angiographietuch, steril	14
79714	Femoral-Angiographietuch, unsteril	160

HALYARD BASICS* FEMORAL-ANGIOGRAPHIETUCH, 239 X 350 CM, MIT EINZELFENSTER




- SMS-Material
- 2 Fensteröffnungen (Ø 12 cm)
- Fenster 68 x 315 cm

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
79582	HALYARD BASICS* Femoral-Angiographietuch mit Einzelfenster, unsteril	24


EXTRALANGES FEMORAL-ANGIOGRAPHIETUCH, 220 X 342 CM, MIT DOPPELFENSTER

- SMS-Material
- 2 Fensteröffnungen (Ø 12,7 cm)
- Doppelfenster 69 x 342 cm
- CONTROL* Plus Saugauflage 81 x 152 cm
- (Inzisionsfolie Ø 8,8 cm)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
13296	Extralanges Femoral-Angiographietuch, unsteril	180



KARDIOVASKULÄRE CHIRURGIE & ANGIOGRAPHIE – ABDECKTÜCHER



ACIST CVI® ANGIOGRAPHIETUCH, 287 X 363 CM

- SMS-Material
- Vergrößerte Seitenfenster, passend zum ACIST® System
- Spezialöffnung zur Durchführung des ACIST® Mehrwegehahns
- 2 Femoral-Fensteröffnungen
- 2 Radial-Fensteröffnungen
- CONTROL® Saugauflage
- Klebepads auf den Fenstern

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
K797065	ACIST Cvi® Angiographietuch, unsteril	22

FEMORAL-ANGIOGRAPHIETUCH, 211 X 292 CM, MIT EINZELFENSTER

- SMS-Material
- 2 Fensteröffnungen (Ø 12 cm)
- Fenster 68 x 292 cm
- CONTROL® Plus Saugauflage 81 x 122 cm
- Klebestreifen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
89715	Femoral-Angiographietuch mit Einzelfenster, steril	16
79715	Femoral-Angiographietuch mit Einzelfenster, unsteril	200

FEMORAL-ANGIOGRAPHIETUCH, 225 X 292 CM, MIT DOPPELFENSTER

- SMS-Material
- 2 Fensteröffnungen (Ø 12 cm)
- Doppelfenster 68 x 292 cm
- CONTROL® Plus Saugauflage 81 x 122 cm
- Klebestreifen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
89716	Femoral-Angiographietuch mit Doppelfenster, steril	18
79716	Femoral-Angiographietuch mit Doppelfenster, unsteril	200

BRACHIAL-ANGIOGRAPHIETUCH, 112 X 79 CM

- SMS-Material
- runde Fensteröffnung (Ø 8 cm)
- CONTROL® Plus Saugauflage 27 x 61 cm
- Klebestreifen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
89471	Brachial-Angiographietuch, steril	50

Alle sterilen Produkte haben **fettgedruckte** Artikelnummern.

UNDURCHLÄSSIGES EXTRALANGES FEMORAL-ANGIOGRAPHIETUCH, 221 X 343 CM, MIT DOPPELFENSTER

- SMS-Material
- 2 Fensteröffnungen (Ø 12 cm)
- Saugauflage 343 x 81 cm
- 2 Doppelfenster (Plastik) 343 x 70 cm
- Extra langes Tuch mit Folie
- Inzisionsklebestreifen mit Abziehstreifen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
79749	Undurchlässiges extralanges Femoral-Angiographietuch, unsteril	144

FEMORAL-ANGIOGRAPHIETUCH, 193 X 330 CM

- SMS-Material
- 2 Fensteröffnungen (Ø 12 cm)
- CONTROL* Plus Saugauflage 81 x 122 cm
- Klebestreifen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
79063	Femoral-Angiographietuch, unsteril	160

FEMORAL-ANGIOGRAPHIETUCH, 211 X 330 CM, MIT EINZELFENSTER





- SMS-Material
- Fenster 68 x 330 cm
- 2 Fensteröffnungen (Ø 12 cm)
- CONTROL* Plus Saugauflage 81 x 122 cm
- Klebestreifen


ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
89048	Femoral-Angiographietuch mit Einzelfenster, steril	16
79109	Femoral-Angiographietuch mit Einzelfenster, unsteril	200

SCHRITTMACHER-ABDECKTUCH MIT INZISIONSFOLIE MIT FENSTERN, 231 X 343 CM

- SMS-Material
- Absorbierende CONTROL* Plus Saugauflage mit Taschen, 25 cm tief
- 2 Fensteröffnungen 7 x 12 cm
- Schlauchhalter
- Polydoppelfenster mit transparenter Folie

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
29229	Schrittmacher-Abdecktuch mit Inzisionsfolie mit Fenstern, steril	12
29231	Schrittmacher-Abdecktuch mit Inzisionsfolie mit Fenstern, unsteril	12






SCHRITTMACHER-ABDECKTUCH, 221 X 343 CM

- SMS-Material
- CONTROL* Plus Saugauflage 81 x 89 cm
- 2 Fensteröffnungen 20 x 15 cm mit Inzisionsfolie 25 x 20 cm
- Polydoppelfenster mit transparenter Folie 56 x 343 cm


ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
89368	Schrittmacher-Abdecktuch, steril	11
79368	Schrittmacher-Abdecktuch, unsteril	12



KOMBINATIONABDECKTUCH FÜR DIE FEMORALE ANGIOGRAPHIE / DEN IJ-ZUGANG, 200 X 360 CM

- SMS-Material
- Absorbierende CONTROL* Plus Saugauflage
- 2 runde Klebefensteröffnungen (Ø 9 cm)
- 2 trapezförmige Fensteröffnungen 18 x 18 cm
- Transparente seitliche Polyfenster


ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
29225	Kombinationsabdecktuch für die femorale Angiographie / den IJ-Zugang, steril	15
29226	Kombinationsabdecktuch für die femorale Angiographie / den IJ-Zugang, unsteril	15



FEMORAL-ANGIOGRAPHIETUCH, 225 X 330 CM, MIT DOPPELFENSTER

- SMS-Material
- Doppelfenster 68 x 330 cm
- 2 Fensteröffnungen (Ø 12 cm)
- CONTROL* Plus Saugauflage 81 x 122 cm
- Klebestreifen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
77776	Femoral-Angiographietuch mit Doppelfenster, steril	14
76386	Femoral-Angiographietuch mit Doppelfenster, unsteril	200



RADIAL-FEMORAL-ANGIOGRAPHIETUCH, 244 X 351 CM

- SMS-Material
- Doppelfenster 63 x 350 cm
- CONTROL* Plus Saugauflage 122 x 154 cm
- 2 ovale Radial-Fensteröffnungen 12 x 7,6 cm
- 1 runde Femoral-Fensteröffnung (Ø 12,7 cm)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
76681	Radial-Femoral-Angiographietuch, unsteril	150

KINDER-FEMORAL-ANGIOGRAPHIETUCH, 193 X 310 CM, MIT EINZELFENSTER

- SMS-Material
- Fenster 64 x 215 cm
- 2 Fensteröffnungen (Ø 7,6 cm)
- CONTROL* Plus Saugauflage 122 x 61 cm
- Klebestreifen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
77382	Kinder-Femoral-Angiographietuch mit Einzelfenster, steril	25
76382	Kinder-Femoral-Angiographietuch mit Einzelfenster, unsteril	14

HALYARD BASICS* RADIAL-FEMORAL- ANGIOGRAPHIETUCH, 240 X 380 CM, MIT DOPPELFENSTER




- SMS-Material
- Doppelfenster 63 x 380 cm
- 2 ovale Radial-Fensteröffnungen 12 x 7,6 cm
- 2 runde Femoral-Fensteröffnungen (Ø 12,7 cm)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
89583	HALYARD BASICS* Radial-Femoral-Angiographietuch mit Doppelfenster, steril	12
79583	HALYARD BASICS* Radial-Femoral-Angiographietuch mit Doppelfenster, unsteril	14

UNDURCHLÄSSIGES RADIAL-FEMORAL- ANGIOGRAPHIETUCH MIT DOPPELFENSTER

- SMS-Material
- Doppelfenster 72 x 381 cm
- 2 runde Fensteröffnungen (Ø 13,3 cm)
- 2 ovale Fensteröffnungen 7,6 x 12,7 cm
- CONTROL* Saugauflage
- Extra CONTROL* Saugauflage (unten)
- Unsteril

ART.-NR.	GRÖSSE	SAUGAUFLAGE	STÜCK/KARTON
K797067	264 x 381 cm	137 x 180 cm	Extra 120 x 161 cm
K797160	234 x 381 cm	157 x 122 cm	Extra 91 x 220 cm



KARDIOVASKULÄRE CHIRURGIE & ANGIOGRAPHIE – ABDECKTÜCHER

FEMORAL-ANGIOGRAPHIETUCH, 230 X 360 CM

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
K797166	Femoral-Angiographietuch, unsteril	12

RADIAL-FEMORAL-ANGIOGRAPHIETUCH, 264 X 381 CM

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
K797169	Radial-Femoral-Angiographietuch, unsteril	20

UNDURCHLÄSSIGES RADIAL-FEMORAL-ANGIOGRAPHIETUCH 292 X 368 CM

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
K797165	Undurchlässiges Radial-Femoral-Angiographietuch, unsteril	16

UNDURCHLÄSSIGES RADIAL-FEMORAL-ANGIOGRAPHIETUCH, 269 X 370 CM, MIT DOPPELFENSTER


- SMS/Film-Laminat
- 2 Doppelfenster (Plastik)
73,7 x 274 cm & 127 x 274 cm
- Größe der Verstärkung mit
Fensteröffnungen: 121,9 x 157,5 cm
- 2 ovale Fensteröffnungen 11,7 x 8,9 cm
- 2 runde Fensteröffnungen (Ø 12,7 cm)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
K797162	Undurchlässiges Radial-Femoral-Angiographietuch mit Doppelfenster, unsteril	20

RADIAL-FEMORAL-ANGIOGRAPHIETUCH, 259 X 376 CM, MIT DOPPELFENSTER

- SMS-Material
- CONTROL⁺ Plus Saugauflage 165 x 122 cm
& 128 x 122 cm & 30,5 x 122 cm
- 2 ovale Radial-Fensteröffnungen
8,9 x 12,1 cm
- 2 runde Femoral-Fensteröffnungen
(Ø 12,7 cm)
- Polydoppelfenster mit transparenter Folie
- Klebestreifen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
K797064	Radial-Femoral-Angiographietuch mit Doppelfenster, unsteril	20
K795830	Radial-Femoral-Angiographietuch, 4 Löcher	14



Alle sterilen Produkte haben **fettgedruckte** Artikelnummern.

KATHETERPLATZIERUNG

KATHETERPLATZIERUNG – ABDECKTÜCHER


CVC-ABDECKTUCH MIT EINER FENSTERÖFFNUNG, 172 X 279 CM

- SMS-Material
- Fensteröffnung 10 cm
- Absorbierende CONTROL* Plus Saugauflage
- Fenster mit Inzisionsfolie

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
29149	CVC-Abdecktuch mit einer Fensteröffnung, steril	20
29148	CVC-Abdecktuch mit einer Fensteröffnung, unsteril	27


DRAINAGE/CVC-ABDECKTUCH 230 X 290 CM

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
K797167	Drainage/CVC-Abdecktuch, steril	22



PÄDIATRIE

PÄDIATRIE – ABDECKSETS



UNIVERSAL SET, KLEIN

ART.-NR.	BESCHREIBUNG		STÜCK/KARTON
88762	Universal Set, klein, inkl. Instrumententischbezug		11
	STERIL	UNSTERIL	INHALT
	-	-	1 Sterilisationsvlies 96 x 96 cm
	89603	79603	1 Instrumententischbezug 80 x 145 cm
	42222	42428	1 Tischabdeckung, verstärkt 152 x 191 cm
	89053	79053	1 Klebestreifen 10 x 55 cm
	89701	79720	1 Saugtuch 38 x 56 cm
	-	-	1 Abwurfbeutel
	-	-	2 Abdecktücher seitlich 90 x 75 cm: • Klebestreifen, 2,5 cm breit • CONTROL* Saugauflage
	-	79214	1 Abdecktuch unten 149 x 180 cm: • Klebestreifen, 2,5 cm breit • CONTROL* Saugauflage
	-	79215	1 Abdecktuch oben 149 x 180 cm: • Klebestreifen, 2,5 cm breit • CONTROL* Saugauflage


UNIVERSAL SET, KLEIN

ART.-NR.	BESCHREIBUNG		STÜCK/KARTON
88763	Universal Set, klein, exkl. Instrumententischbezug		11
	STERIL	UNSTERIL	INHALT
	-	-	1 Sterilisationsvlies 96 x 96 cm
	42222	42428	1 Tischabdeckung, verstärkt 152 x 191 cm
	89053	79053	1 Klebestreifen 10 x 55 cm
	89701	79720	1 Saugtuch 38 x 56 cm
	-	-	2 Abdecktücher seitlich 90 x 75 cm: • Klebestreifen, 2,5 cm breit • CONTROL* Saugauflage
	-	79214	1 Abdecktuch unten 149 x 180 cm: • Klebestreifen, 2,5 cm breit • CONTROL* Saugauflage
	-	79215	1 Abdecktuch oben 149 x 180 cm: • Klebestreifen, 2,5 cm breit • CONTROL* Saugauflage

Alle sterilen Produkte haben **fettgedruckte** Artikelnummern.


UNIVERSAL SET

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
88100	Universal Set, inkl. Instrumententischbezug	12
STERIL	UNSTERIL	INHALT
42224	42451	1 Tischabdeckung, verstärkt 152 x 229 cm
89603	79603	1 Instrumententischbezug 80 x 145 cm
89053	79053	1 Klebestreifen 10 x 55 cm
89701	79720	2 Saugtücher 38 x 56 cm
-	79012	2 Abdecktücher seitlich 75 x 100 cm: • Klebestreifen • CONTROL ⁺ Plus Saugauflage
-	79011	1 Abdecktuch unten 173 x 180 cm: • Klebestreifen • CONTROL ⁺ Plus Saugauflage
-	79010	1 Abdecktuch oben 148 x 240 cm: • Klebestreifen • CONTROL ⁺ Plus Saugauflage




UNIVERSAL SET

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
88103	Universal Set, exkl. Instrumententischbezug	12
STERIL	UNSTERIL	INHALT
-	-	1 Sterilisationsvlies 96 x 96 cm
42224	42451	1 Tischabdeckung, verstärkt 152 x 229 cm
89053	79053	1 Klebestreifen 10 x 55 cm
89701	79720	2 Saugtücher 38 x 56 cm
-	79012	2 Abdecktücher seitlich 75 x 100 cm: • Klebestreifen • CONTROL ⁺ Plus Saugauflage
-	79011	1 Abdecktuch unten 173 x 180 cm: • Klebestreifen • CONTROL ⁺ Plus Saugauflage
-	79010	1 Abdecktuch oben 148 x 240 cm: • Klebestreifen • CONTROL ⁺ Plus Saugauflage



PÄDIATRIE – ABDECKSETS



U-BAR*-SET VI

ART.-NR.	BESCHREIBUNG		STÜCK/KARTON
77794	U-BAR*-Set VI		9
	STERIL	UNSTERIL	INHALT
-	-	-	1 Sterilisationsvlies 96 x 96 cm
-	-	42451	1 Tischabdeckung, verstärkt 152 x 229 cm
89603	-	79603	1 Instrumententischbezug 80 x 145 cm
89701	-	79720	1 Saugtuch 38 x 56 cm
-	-	-	1 Abwurfbeutel
-	-	76361	1 U-Tuch 193 x 305 cm: • Schlitz 10 x 101 cm • Klebestreifen • CONTROL* Plus Saugauflage • Schlauchhalter
-	-	76363	1 Quertuch 157 x 269 cm: • Armstützenabdeckungen • Klebestreifen • CONTROL* Plus Saugauflage • Schlauchhalter

U-BAR*-SET

ART.-NR.	BESCHREIBUNG		STÜCK/KARTON
77853	U-BAR*-Set VI		10
	STERIL	UNSTERIL	INHALT
-	-	-	1 Sterilisationsvlies 89 x 89 cm
-	-	42451	1 Tischabdeckung, verstärkt 152 x 229 cm
89701	-	79720	1 Saugtuch 38 x 56 cm
-	-	-	1 Abwurfbeutel
-	-	76361	1 U-Tuch 193 x 305 cm: • Schlitz 10 x 101 cm • Klebestreifen • CONTROL* Plus Saugauflage • Schlauchhalter
-	-	76363	1 Quertuch 157 x 269 cm: • Armstützenabdeckungen • Klebestreifen • CONTROL* Plus Saugauflage • Schlauchhalter
89053	-	79053	1 Klebestreifen 10 x 55 cm

Alle sterilen Produkte haben **fettgedruckte** Artikelnummern.

KLEINES OPERATIONS-SET II

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
77717	Kleines Operations-Set II	10
STERIL	UNSTERIL	INHALT
-	-	Sterilisationsvlies 89 x 89 cm
42222	42428	1 Tischabdeckung, verstärkt 152 x 191 cm
-	-	1 Lochtuch 211 x 241 cm: • Runde Fensteröffnung (Ø 12 cm), zentriert • CONTROL* Plus Saugauflage
89701	79720	2 Saugtücher 38 x 56 cm
89053	79053	1 Klebestreifen 10 x 55 cm


HALYARD BASICS* BASIS-SET

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
89682	HALYARD BASICS* Basis-Set	10
STERIL	UNSTERIL	INHALT
89632	79741	1 Tischabdeckung, verstärkte Zonen, 100 x 150 cm: • Spunbond
89679	79783	4 Mehrzwecktücher mit Klebestreifen 90 x 90 cm: • Spunbond Film

ABDECKTUCH SEITLICH MIT KLEBESTREIFEN, 120 X 100 CM

- SMS-Material
- Größe des Klebestreifens: 2,5 x 120 cm

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
K795805	Abdecktuch seitlich mit Klebestreifen	70



LOCHTÜCHER

LOCHTUCH FÜR KLEINE EINGRIFFE, 76 X 76 CM

- Fensteröffnung 3 x 5 cm
- CONTROL* Saugauflage 12 x 20 cm
- Klebestreifen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/ KARTON	STÜCK/ SPENDERBOX	SPENDERBOXEN/ KARTON
89206	Lochtuch für kleine Eingriffe, steril	100	25 x 4	4
79206	Lochtuch für kleine Eingriffe unsteril	250 -	-	

LOCHTUCH FÜR KLEINE EINGRIFFE, 122 X 152 CM

- Fensteröffnung (Ø 7 cm)
- CONTROL* Saugauflage 31 x 31 cm
- Klebestreifen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
89207	Lochtuch für kleine Eingriffe, steril	40
79207	Lochtuch für kleine Eingriffe, unsteril	60

LOCHTUCH FÜR KLEINE EINGRIFFE, 122 X 152 CM

- Fensteröffnung 12 x 15 cm
- CONTROL* Saugauflage 41 x 31 cm
- Klebestreifen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
89208	Lochtuch für kleine Eingriffe, steril	40
79208	Lochtuch für kleine Eingriffe, unsteril	60

Alle sterilen Produkte haben **fettgedruckte** Artikelnummern.

THORAXTÜCHER

THORAXTUCH, 254 X 315 X 193 CM

- Fensteröffnung 15 x 15 cm
- Schlauch-/Kabelführung mit Klettverschluss
- CONTROL* Saugauflage 51 x 71 cm
- Armstützenabdeckungen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
89236	Thoraxtuch, steril	10
79236	Thoraxtuch, unsteril	20

ANGIOGRAPHIETÜCHER

KINDER-FEMORAL-ANGIOGRAPHIETUCH, 193 X 310 CM, MIT EINZELFENSTER

- Fenster 64 x 215 cm
- CONTROL* Plus Saugauflage 122 x 61 cm
- 2 Fensteröffnungen (Ø 7,6 cm)
- Klebestreifen




ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
77382	Kinder-Femoral-Angiographietuch mit Einzelfenster, steril	25
76382	Kinder-Femoral-Angiographietuch mit Einzelfenster, unsteril	14

BABYTÜCHER

BABYTUCH, 80 X 130 CM


- Saugfähig

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
76394	Babytuch, unsteril	141



ZUBEHÖRABDECKUNGEN


ZUBEHÖRABDECKUNGEN



INSTRUMENTENTISCHBEZÜGE

INSTRUMENTENTISCHBEZÜGE

ART.-NR.	STERIL	UNSTERIL	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON	
				STERIL	UNSTERIL
89601		79601	58 x 137 cm	54	150
-		79602	76 x 145 cm	-	120
89603		79603	80 x 145 cm	44	120
-		K796019	80 x 170 cm	-	60
47348		78657	HALYARD BASICS* Instrumententischbezug, 80 x 144 cm: • Verstärkte Zonen • Spunbond	40	90
14007		76358	Instrumententischbezug, verstärkt, 76 x 145 cm: • CONTROL* Plus Saugauflage 61 x 76 cm	44	68
77883		-	Verstärkung für Instrumententischbezug 60 x 80 cm: • CONTROL* Plus Saugauflage	50	-
77452		-	Instrumententischbezug, groß, 121 x 182 cm • CONTROL* Plus Saugauflage 119 x 88 cm • Umschlag 18 cm	15	-
-		K796011	Instrumententischbezug, verstärkt, 80 x 145 cm • CONTROL* Saugauflage	-	60
-		K796012	Instrumententischbezug, verstärkt, 95 x 195 cm • CONTROL* Saugauflage	-	54



HOCKER-ABDECKUNGEN

HOCKER-ABDECKUNG

ART.-NR.	STERIL	UNSTERIL	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON	
				STERIL	UNSTERIL
K103600		K103502	Hocker-Abdeckung, 73 x 73 cm, unsteril • SMS-Material	140	150

Alle sterilen Produkte haben **fettgedruckte** Artikelnummern.



TISCHABDECKUNGEN






TISCHABDECKUNGEN, VERSTÄRKTE ZONEN

ART.-NR. STERIL	UNSTERIL	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON STERIL	UNSTERIL
89632	79741	HALYARD BASICS* Tischabdeckung, verstärkte Zonen, 100 x 150 cm: • Spunbond	50	70
88673	78669	HALYARD BASICS* Tischabdeckung, verstärkte Zonen, 152 x 191 cm: • Spunbond	20	50

TISCHABDECKUNGEN, VERSTÄRKT

ART.-NR. STERIL	UNSTERIL	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON STERIL	UNSTERIL
42217		Tischabdeckung, verstärkt, 112 x 229 cm	28	
-	42447	Tischabdeckung, verstärkt, 112 x 198 cm	-	800
-	42446	Tischabdeckung, verstärkt, 112 x 112 cm	-	1280
-	42228	Tischabdeckung, verstärkt, 178 x 279 cm	36	320
-	42449	Tischabdeckung, verstärkt, 127 x 229 cm	-	560
42222	42428	Tischabdeckung, verstärkt, 152 x 191 cm	28	540
-	42481	Tischabdeckung, verstärkt, 152 x 152 cm	-	660
-	42225	Tischabdeckung, verstärkt, 152 x 229 cm	-	480
-	42409	Tischabdeckung, verstärkt, Zickzackfaltung, 178 x 279 cm	36	200
-	42366	Tischabdeckung, verstärkt, Sehr widerstandsfähiges Material, Zickzackfaltung, 152 x 229 cm	-	200
-	42367	Tischabdeckung, verstärkt, Sehr widerstandsfähiges Material, 178 x 279 cm	-	160
-	42302	Tischabdeckung, verstärkt, Zickzackfaltung, 112 x 224 cm	-	60
42345	42365	Tischabdeckung, verstärkt, 140 x 190 cm	24	420
-	42480	Tischabdeckung, verstärkt, 150 x 150 cm	-	720
42224	42451	Tischabdeckung, verstärkt, 152 x 229 cm	36	480
42312	42313	Tischabdeckung, verstärkt, 191 x 201 cm	20	32
-	76372	Tischabdeckung 190 x 240 cm mit CONTROL* Plus Saugauflage 102 x 240 cm	-	8
42309	-	Tischabdeckung, verstärkt, Sehr widerstandsfähiges Material, 177 x 279 cm	15	-
-	47520	Standardtischabdeckung, 152 x 191 cm	-	480





STEISSUNTERLAGEN

STEISSUNTERLAGE, PLASTIK, 75 X 112 CM

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
89411	Steißunterlage, Plastik, steril	48

STEISSUNTERLAGE, VERSTÄRKTE ZONEN, MEDIUM, 97 X 112 CM

- Saugauflage

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
79411	Steißunterlage, verstärkte Zonen, Medium, unsteril	115

STEISSUNTERLAGE, PLASTIKVERSTÄRKUNG, GROSS, 102 X 117 CM

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
89413	Steißunterlage, Plastikverstärkung, groß, steril	50

STEISSUNTERLAGE, 102 X 112 CM

- Flüssigkeitsauffangbeutel mit Siebeinsatz und Saugeranschluss
- Selbstklebender Beutelverschluss

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
89415	Steißunterlage, steril	40
79415	Steißunterlage, unsteril	100

HALYARD BASICS* STEISSUNTERLAGE, 102 X 112 CM

- mit graduiertem Flüssigkeitsauffangbeutel
- Spunbond

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
89584	HALYARD BASICS* Steißunterlage, steril	65

TRANSPARENTE ABDECKTÜCHER

TRANSPARENTE ABDECKFOLIE 45 X 30 CM

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
49046	Transparente Abdeckfolie, steril	40
49056	Transparente Abdeckfolie, unsteril	200

TRANSPARENTE ABDECKFOLIE 45 X 60 CM

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
49047	Transparente Abdeckfolie, steril	40
49057	Transparente Abdeckfolie, unsteril	300

TRANSPARENTES U-TUCH MIT ÖFFNUNG 120 X 130 CM

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
49048	Transparentes U-Tuch mit Öffnung, steril	40
49058	Transparentes U-Tuch mit Öffnung, unsteril	200

TRANSPARENTES U-TUCH MIT ÖFFNUNG 120 X 180 CM

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
49049	Transparentes U-Tuch mit Öffnung, steril	40
49059	Transparentes U-Tuch mit Öffnung, unsteril	200

TRANSPARENTES TUCH MIT INZISIONSFOLIE 40 X 40 CM

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
49050	Transparentes Tuch mit Inzisionsfolie, steril	80
49060	Transparentes Tuch mit Inzisionsfolie, unsteril	200

PERINEALE ABDECKTÜCHER

HALYARD BASICS* PERINEALES ABDECKTUCH MIT KLEBESTREIFEN, 15 X 40 CM



- Spunbond Film
- Klebestreifen

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
89675	HALYARD BASICS* perineales Abdecktuch mit Klebestreifen, steril	100
79697	HALYARD BASICS* perineales Abdecktuch mit Klebestreifen, unsteril	500

UNDURCHLÄSSIGE STOCKINETTEN

UNDURCHLÄSSIGE STOCKINETTE, MEDIUM, 23 X 112 CM

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
89811	Undurchlässige Stockinette, Medium, steril	36
48759	Undurchlässige Stockinette, Medium, unsteril	90



Alle sterilen Produkte haben **fettgedruckte** Artikelnummern.


Siehe Rückseite für Informationen bzgl. Warenzeichen

Zubehör



ZUBEHÖR



76214



44591



UNDURCHLÄSSIGE STOCKINETTE, GROSS, 30 X 122 CM

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
89821	Undurchlässige Stockinette, groß, steril	25
48760	Undurchlässige Stockinette, groß, unsteril	56

ARMSTÜTZENABDECKUNGEN

ARMSTÜTZENABDECKUNG

- Umschlag 15 cm

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
76214	Armstützenabdeckung, 61 x 72 cm, steril	164 (2 Abdeckungen/Beutel)
76300	Armstützenabdeckung, 61 x 72 cm, unsteril	166
44591	Armstützenabdeckung, 35,5 x 80 cm, unsteril	3000 (100 Abdeckungen/Polybeutel)

BEINLINGE

BEINLINGE, 79 X 122 CM, MIT 15 CM UMSCHLAG

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/PACKUNG	STÜCK/KARTON
89408	Beinlinge, steril (paarweise verpackt)	2	52 (2 x 26)
79408	Beinlinge, unsteril	-	70

HANDTÜCHER

SAUGTÜCHER, 38 X 56 CM

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/PACKUNG	STÜCK/KARTON
89701	Saugtuch, steril	2	200 (2 x 100)
79720	Saugtuch, unsteril	-	1.000

OP-HANDTÜCHER

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	GRÖSSE	STÜCK/PACKUNG	STÜCK/KARTON
AR-28502	Blaues OP-Handtuch XR, steril	45 x 45 cm	2	80
AR-28503	Blaues OP-Handtuch XR, steril	43 x 69 cm	2	80
AR-28504	Blaues OP-Handtuch XR, steril	70 x 90 cm	1	40
AR-63001NS	Blaues OP-Handtuch, unsteril	66 x 43 cm	-	100

Alle sterilen Produkte haben **fettgedruckte** Artikelnummern.

KLEBESTREIFEN

KLEBESTREIFEN, 10 X 55 CM

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/PACKUNG	STÜCK/KARTON
89053	Klebestreifen, steril	2	600
79053	Klebestreifen, unsteril	-	1.000

ÄRMELSCHÜTZER

ÄRMELSCHÜTZER, 15 X 59 CM

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/PACKUNG	STÜCK/KARTON
89791	Ärmelschützer, steril	1	100

TASCHEN

DIATHERMIETASCHE, 38 X 41 CM

- 2 Fächer

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/PACKUNG	STÜCK/KARTON
89945	Diathermietasche, steril	1	150
79945	Diathermietasche, unsteril	-	220

DIATHERMIETASCHE, SEHR WIDERSTANDSFÄHIGES SMS-MATERIAL, 27 X 29 CM

- 2 Klebestreifen auf der Rückseite


ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/PACKUNG	STÜCK/KARTON
76270	Diathermietasche, sehr widerstandsfähiges SMS-Material, steril	1	200

TRANSPARENTE U-TASCHE 89 X 76 CM



ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
49041	Transparente U-Tasche, steril	20
49051	Transparente U-Tasche, unsteril	50

TRANSPARENTER SPÜLBEUTEL 50 X 60 CM

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
49042	Transparenter Spülbeutel, steril	40
49052	Transparenter Spülbeutel, unsteril	200



10 cm x 55 cm



TRANSPARENTE INSTRUMENTENTASCHE 18 X 30 CM

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
49053	Transparente Instrumententasche, unsteril	200

TRANSPARENTE INSTRUMENTENTASCHE 33 X 38 CM

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
49045	Transparente Instrumententasche, steril	200
49055	Transparente Instrumententasche, unsteril	336

TRANSPARENTE INSTRUMENTENTASCHE 25 X 47 CM

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
49044	Transparente Instrumententasche, steril	40
49054	Transparente Instrumententasche, unsteril	200

TRANSPARENTE INSTRUMENTENTASCHE 50 X 60 CM

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
49043	Transparente Instrumententasche, steril	40

FUSSÜBERZÜGE


FUSSÜBERZÜGE

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/PACKUNG	STÜCK/KARTON
76334	Fußüberzug, unsteril	1	300
76340	Fußüberzug, unsteril	1	400


BECHER

BECHER, GRADUIERT, 1200 ML

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
AR-1200	Becher, graduiert, unsteril	70



76334



76340

OP-ABDECKSETS

OP-ABDECKSET I

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
68500	OP-Abdeckset I	40
STERIL	UNSTERIL	INHALT
-	68474	• 1 Saugfähige Tischabdeckung, 101,6 x 228,6 cm, rutschfest • 1 Hebetuch, 101,6 x 152,4 cm

OP-ABDECKSET II

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
68501	OP-Abdeckset II	36
STERIL	UNSTERIL	INHALT
-	68474	• 1 Saugfähige Tischabdeckung, 101,6 x 228,6 cm, rutschfest • 1 Hebetuch, 101,6 x 152,4 cm • 2 Armstützenabdeckung, 33 x 76,2 cm mit Riemen

OP-ABDECKSET III


ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
68502	OP-Abdeckset III	36
STERIL	UNSTERIL	INHALT
-	68474	• 1 Saugfähige Tischabdeckung, 101,6 x 228,6 cm, rutschfest • 1 Hebetuch, 101,6 x 152,4 cm • 2 Armstützenabdeckung, 33 x 76,2 cm mit Riemen • Kopfstützenabdeckung, 35,5 x 38,1 cm

RUTSCHFESTE, SAUGFÄHIGE TISCHABDECKUNG

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
68474	Saugfähige Tischabdeckung, 101,6 x 228,6 cm, rutschfeste Oberfläche, unsteril	20
50927	Saugfähige Tischabdeckung, 101,6 x 228,6 cm, rutschfeste Oberfläche, unsteril	40
49733	Saugfähige Tischabdeckung, 101 cm x 152 cm, Unsteril	30
68475	Hebetuch, 101 cm x 152 cm, Unsteril	100



Alle sterilen Produkte haben **fettgedruckte** Artikelnummern.

Siehe Rückseite für Informationen bzgl. Warenzeichen



HALYARD BASICS*

HALYARD BASICS* OP-KITTEL



HALYARD BASICS* OP-KITTEL, VERSTÄRKTES MATERIAL

- SMS-Material
- Verstärkter Thorax- und Armbereich
- Überlappung der Rückenpartie
- Raglanärmel
- Äußerst wenig Flusen
- Farbcodiertes Kragenband: Grün
- Steriler OP-Kittel inkl. 2 Handtücher

ART.-NR.	GRÖÖE	LÄNGE*	STÜCK/KARTON
STERIL	UNSTERIL		STERIL
13815	-	X-Groß, XX-Lang	32

HALYARD BASICS* OP-KITTEL

- SMS-Material
- Überlappung der Rückenpartie
- Raglanärmel
- Äußerst wenig Flusen
- Farbcodiertes Kragenband: Weiß
- Steriler OP-Kittel inkl. 2 Handtücher
- Leistungsstufe „Standard Performance“ nach EN 13795

ART.-NR.	GRÖÖE	LÄNGE*	STÜCK/KARTON
STERIL	UNSTERIL		STERIL
13337	-	X-Groß, XX-Lang	40
11783	33916	Groß - mit Handtuch (Wrap – handi-bin)	40
11784	33917	X-Groß - mit Handtuch (Wrap – handi-bin)	40
99294	32109	Groß, X-Lang - mit Handtuch (Wrap – handi-bin)	40
99295	32113	X-Groß, X-Lang - mit Handtuch (Wrap – handi-bin)	40
-	79284	Groß (handi-bin)	-
-	79294	Groß, X-Lang (handi-bin)	-
-	79285	X-Groß (handi-bin)	-
-	79295	X-Groß, X-Lang (handi-bin)	-



unverstärktes Material



verstärktes Material



Fläche mit hoher Leistung

Alle sterilen Produkte haben **fettgedruckte** Artikelnummern.


EVOLUTION* 4

EVOLUTION* 4 OP-KITTEL

EVOLUTION* 4 OP-KITTEL, VERSTÄRKTES MATERIAL

- EVOLUTION* 4 SMS-Material
- Verstärkter Thorax- und Armbereich
- Raglanärmel
- Äußerst wenig Flusen
- Farbcodiertes Kragenband: Grün
- Verstellbarer Kragen – Klettverschluss
- Steriler OP-Kittel inkl. 2 Handtücher
- Leistungsstufe „Standard Performance“ nach EN 13795

ART.-NR.	GRÖÖE		LÄNGE*	STÜCK/KARTON	
	STERIL	UNSTERIL		STERIL	UNSTERIL
90112	78911	Groß	123 cm	32	36
90113	78913	Groß, X-Lang	143 cm	30	54
90142	78921	X-Groß	127 cm	30	36
90143	78923	X-Groß, X-Lang	148 cm	32	48



* Länge Rückenteil gemessen von Halsausschnitt bis unterer Rand



unverstärktes Material



verstärktes Material




Fläche mit hoher Leistung

Alle sterilen Produkte haben **fettgedruckte** Artikelnummern.

Siehe Rückseite für Informationen bzgl. Warenzeichen

EVOLUTION* 4 OP-Kittel


EVOLUTION* 4 OP-KITTEL



EVOLUTION* 4 STANDARD-OP-KITTEL EINGESETZTE ÄRMEL

- EVOLUTION* 4 SMS-Material
- Eingesetzte Ärmel
- Äußerst wenig Flusen
- Farbcodiertes Kragenband: Gelb
- Verstellbarer Kragen – Klettverschluss
- Steriler OP-Kittel inkl. 2 Handtücher
- Leistungsstufe „Standard Performance“ nach EN 13795

ART.-NR.	GRÖßE		LÄNGE ⁺	STÜCK/KARTON	
	STERIL	UNSTERIL		STERIL	UNSTERIL
90016	72978	Groß	117 cm	36	640
90046	72988	X-Groß	127 cm	32	640
90019	70391	Groß, X-Lang	132 cm	34	66
90049	70392	X-Groß, X-Lang	137 cm	34	60
-	79419	Groß – mit Handtuch (Wrap)	111 cm	-	512
-	79434	X-Groß – mit Handtuch (Wrap)	121 cm	-	448



EVOLUTION* 4 STANDARD-OP-KITTEL RAGLANÄRMEL

ART.-NR.	GRÖßE		LÄNGE ⁺	STÜCK/KARTON	
	STERIL	UNSTERIL		STERIL	UNSTERIL
90002	-	Klein	115 cm	36	-
90012	79970	Groß	123 cm	36	40
90042	79980	X-Groß	127 cm	34	36
90013	79973	Groß, X-Lang	143 cm	34	60
90043	79983	X-Groß, X-Lang	148 cm	34	48

⁺ Länge Rückenteil gemessen von Halsausschnitt bis unterer Rand



unverstärktes Material



verstärktes Material



Fläche mit hoher Leistung

Alle sterilen Produkte haben **fettgedruckte** Artikelnummern.


ULTRA

ULTRA OP-KITTEL

ULTRA OP-KITTEL MIT HALSSCHUTZ & DAUMENSCHLAUFEN, VERSTÄRKTES MATERIAL

- SMS-Material
- Extra große Saugauflagen
- Raglanärmel
- Äußerst wenig Flusen
- Farbcodiertes Kragenband: Grün
- Verstellbarer Kragen – Klettverschluss
- Halsschutz
- Daumenschlaufen
- Steriler OP-Kittel inkl. 1 Handtuch
- Leistungsstufe „Standard Performance“ nach EN 13795

ART.-NR.		GRÖßE	LÄNGE*	STÜCK/KARTON	
STERIL	UNSTERIL			STERIL	UNSTERIL
90363	77337	Groß, X-Lang	143 cm	30	48
90373	77336	X-Groß, X-Lang	148 cm	28	36



* Länge Rückenteil gemessen von Halsausschnitt bis unterer Rand



unverstärktes Material



verstärktes Material



Fläche mit hoher Leistung

Alle sterilen Produkte haben **fettgedruckte** Artikelnummern.

Siehe Rückseite für Informationen bzgl. Warenzeichen

ULTRA OP-Kittel

ULTRA OP-KITTEL


ULTRA OP-KITTEL, VERSTÄRKTES MATERIAL



- SMS-Material
- Extra große Saugauflagen
- Raglanärmel
- Äußerst wenig Flusen
- Farbcodiertes Kragenband: Grün
- Verstellbarer Kragen – Klettverschluss
- Steriler OP-Kittel inkl. 1 Handtuch
- Leistungsstufe „Standard Performance“ nach EN 13795

ART.-NR. STERIL	UNSTERIL	GRÖßE	LÄNGE ⁺	STÜCK/KARTON STERIL	UNSTERIL
	74911	Groß	125 cm		32
95221	74921	X-Groß	130 cm	28	28
-	74931	XX-Groß	137 cm	-	28
95224	77329	X-Groß, X-Lang	150 cm	28	54

ULTRA OP-KITTEL



- SMS-Material
- Äußerst wenig Flusen
- Raglanärmel
- Farbcodiertes Kragenband: Gelb
- Verstellbarer Kragen – Klettverschluss
- Großzügiger Schnitt
- Steriler OP-Kittel inkl. 2 Handtücher (außer **95131** - 1 Handtuch)
- Leistungsstufe „Standard Performance“ nach EN 13795

ART.-NR. STERIL	UNSTERIL	GRÖßE	LÄNGE ⁺	STÜCK/KARTON STERIL	UNSTERIL
-	47247	Klein	117 cm	-	640
95113	-	Groß	123 cm	32	-
95123	-	X-Groß	128 cm	30	-
95131	71331	XX-Groß	135 cm	28	36
95114	71626	Groß, X-Lang	138 cm	32	60
95124	71627	X-Groß, X-Lang	144 cm	30	48

ULTRA OP-KITTEL MIT POLYPROPYLEN

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	GRÖßE	STÜCK/KARTON
71321	ULTRA OP-Kittel mit Polypropylen, unsteril	X-Groß	36

⁺ Länge Rückenteil gemessen von Halsausschnitt bis unterer Rand



unverstärktes Material



verstärktes Material



Fläche mit hoher Leistung

Alle sterilen Produkte haben **fettgedruckte** Artikelnummern.

STANDARD-OP-KITTEL


- SMS-Material
- Buchfaltung
- Eingesetzte Ärmel
- Äußerst wenig Flusen
- Steriler OP-Kittel inkl. 2 Handtücher
- Hoher Tragekomfort
- Leicht
- Weiche Bündchen
- Verstellbarer Kragen mit langem Klettverschluss für maximale Flexibilität

ART.-NR. STERIL	UNSTERIL	GRÖßE	LÄNGE*STÜCK/KARTONSTÜCK/KARTON	STERIL	UNSTERIL
50913	46669	Medium	108 cm	52	513
50914	46670	Groß	117 cm	48	486
50915	46671	X-Groß	126 cm	44	486
50916	46672	XX-Groß	135 cm	44	486
50917	47281	Groß, X-Lang	150 cm	40	480
50918	47282	X-Groß, X-Lang	150 cm	40	480
50919	70432	XX-Groß, X-Lang	155 cm	40	420

PE-VERSTÄRKTE OP-KITTEL, LEISTUNGSSTUFE „HIGH PERFORMANCE“

- SMS-Material
- Buchfaltung
- Eingesetzte Ärmel
- Äußerst wenig Flusen
- Steriler OP-Kittel inkl. 2 Handtücher
- Hoher Tragekomfort
- Leicht
- Weiche Bündchen
- Verstellbarer Kragen mit langem Klettverschluss für maximale Flexibilität

ART.-NR. STERIL	UNSTERIL	GRÖßE	LÄNGE*STÜCK/KARTONSTÜCK/KARTON	STERIL	UNSTERIL
50920	46677	Medium	108 cm	44	459
50921	46678	Groß	117 cm	44	432
50922	46679	X-Groß	126 cm	44	432
50923	46680	XX-Groß	135 cm	44	478
50924	47283	Groß, X-Lang	150 cm	40	420
50925	47284	X-Groß, X-Lang	150 cm	40	360
50926	70434	XX-Groß, X-Lang	155 cm	36	360



* Länge Rückenteil gemessen von Halsausschnitt bis unterer Rand

Alle sterilen Produkte haben **fettgedruckte** Artikelnummern.

AERO CHROME*

AERO CHROME* OP-KITTEL



AERO CHROME* ATMUNGSAKTIVE OP-KITTEL

- Roter Kragen zur Kennzeichnung von OP-Kitteln der Leistungsstufe „High Performance“
- Atmungsaktive Rückenpartie lässt Luft zirkulieren
- Farbgebung erleichtert Identifizierung von AAMI-Schutzstufe 4
- Hervorragende Zündfestigkeit, mit der höchsten Einstufung für den Schutz vor Entzündung durch chirurgische Laser
- Weiches, leichtes und atmungsaktives Material schützt das Personal und sorgt für einen kühlen und angenehmen Tragekomfort
- Flusenarm, um das Risiko von Wundkontaminationen und Infektionen zu verringern
- Leistungsstufe „High Performance“ nach EN 13795-1-2019
- OP-Kittel der AAMI-Schutzstufe 4, bietet an kritischen Stellen den höchsten Schutz vor Flüssigkeiten und Krankheitserregern
- Steriler OP-Kittel inkl. 2 Handtücher

ART.-NR.	GRÖÖE		LÄNGE ⁺	STÜCK/KARTON	
	STERIL	UNSTERIL		STERIL	UNSTERIL
48395	48392	Groß	125 cm	30	40
48397	48399	Groß, X-Lang	145 cm	30	36
48396	48393	X-Groß	131 cm	28	32
48398	48400	X-Groß, X-Lang	151 cm	30	32
48402	48401	XX-Groß, X-Lang	137 cm	28	30
48403	48394	XX-Groß	137 cm	28	32

⁺ Länge Rückenteil gemessen von Halsausschnitt bis unterer Rand



unverstärktes Material



verstärktes Material



Fläche mit hoher Leistung

Alle sterilen Produkte haben **fettgedruckte** Artikelnummern.

SICHERHEITSPRODUKTE FÜR DEN OPERATIONSSAAL

SICHERHEITSPRODUKTE

LAMPENGRIFFBEZÜGE

STANDARD-LAMPENGRIFFBEZÜGE

- Ermöglicht sterile Einstellung der Lichtquelle zum Operationsfeld
- Separater Adapter für die jeweilige OP-Lampe erforderlich
- Phthalatfrei
- Latexfrei
- PVC-frei

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
AR-LHCB01	1 SET, steril	100
AR-LHCB02	2 SET, steril	120
AR-LHCBNS	Unsteril	300

Wir führen ein großes Sortiment an Adaptern für Einweg-Lampengriffbezüge.
Bitte wenden Sie sich an Ihren Account Manager.

HAUTMARKER

- Inkl. flexiblem 15-cm-Lineal
- Praktische Verpackung
- Ungiftig
- Nicht tätowierend
- Latexfrei
- Phthalatfrei
- PVC-frei

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/BOX	STÜCK/KARTON
AR-26001	Standardspitze, blaues Gehäuse, steril	25	150
AR-26001NS	Standardspitze mit Lineal, unsteril	-	100
AR-26002	Feine Spitze, weißes Gehäuse, steril	25	150
AR-26002NS	Feine Spitze mit Lineal, weißes Gehäuse, unsteril	-	150

ESMARCH-BINDE

- Puderarm dank fortschrittlicher Waschtechnologie
- Latexfrei
- Phthalatfrei
- PVC-frei

ART.-NR.	GRÖSSE	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
AR-35309	7,5 x 275 cm	Steril	20
AR-35409	10 x 275 cm	Steril	20
AR-35609	15 x 275 cm	Steril	20
AR-35612	15 x 365 cm	Steril	20
AR-35609NS	15 x 275 cm	Unsteril	20

Alle sterilen Produkte haben **fettgedruckte** Artikelnummern.

SCHLAUCHFIXIERUNG

- Selbstklebende Rückseite
- Auch mit Handschuhen leicht abzunehmen
- Röntgendicht und damit röntgensichtbar
- Latexfrei
- Phthalatfrei
- PVC-frei
- Steril

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
AR-30802	Schlauchfixierung	50

NADELZÄHLER

STANDARD-NADELZÄHLER

- Oberflächenmagnet zur sicheren Aufbewahrung
- Schaumstoffblock für sichere Nadelplatzierung
- Deutliche Markierungen auf Magnet und Schaumstoff
- Einfacher Schnappverschluss
- Kontrastreiche Zahlen
- Latexfrei
- Phthalatfrei
- PVC-frei
- Steril

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ZÄHLFELDER	KAPAZITÄTSTK./KARTON	
AR-250101	Doppelmagnet	20	40	100
AR-250103	Einzelmagnet, Klarsichtdeckel	10	20	100
AR-250104	Doppelmagnet, horizontal	30	60	100
AR-250401	Schaumstoffblock/Magnet	20	40	100
AR-250802	Schaumstoffstreifen	15	15	100
AR-250504	Schaumstoff/Haftstreifen	40	80	50
AR-250103Y	Gelb, Einzelmagnet, Klarsichtdeckel, steril	10	20	100
AR-250103NS	Rot, Einzelmagnet, Klarsichtdeckel, unsteril	10	20	100
AR-250104NS	Rot, Doppelmagnet, horizontal, unsteril	30	60	100
AR-250401NS	Rot, Schaumstoffblock/Magnet, unsteril	20	40	100
AR-250502NS	Rot, Schaumstoffblock/Haftstreifen, unsteril	20	40	100

Alle sterilen Produkte haben **fettgedruckte** Artikelnummern.

PREMIUM-NADELZÄHLER

- Inkl. Klingenentferner
- Überlappende Kanten
- Automatische passive Verriegelung
- Drei ineinander greifende Scharniere
- Latexfrei
- Phthalatfrei
- PVC-frei

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ZÄHLFELDER	KAPAZITÄTSTK./KARTON
AR-251104	Doppelmagnet, steril	30	60
AR-251108	Doppelmagnet, steril	60	120
AR-251401	Schaumstoffblock/Magnet, steril	20	40
AR-251502	Schaumstoffblock/Haftstreifen, steril	20	40
AR-251701	Magnet/Schaumstoffstreifen, steril	15	30
AR-251104Y	Gelb, Doppelmagnet, Klingenentferner, steril	30	60
AR-251104NS	Rot, Doppelmagnet, Klingenentferner, unsteril	30	60
AR-251104YNS	Gelb, Doppelmagnet, Klingenentferner, unsteril	30	60
AR-251108NS	Rot, Doppelmagnet, Klingenentferner, unsteril	60	120
AR-251401NS	Rot, Schaumstoffblock/Magnet, Klingenentferner, unsteril	20	40
AR-251502NS	Rot, Schaumstoffblock/Haftstreifen, Klingenentferner, unsteril	20	40
AR-251504NS	Rot, Schaumstoffblock/Haftstreifen, Klingenentferner, unsteril	40	80

INSTRUMENTEN-MATTEN

MAGNETISCHE INSTRUMENTEN-MATTEN

- Rutschfeste Rückseite aus Schaumstoff
- Spezielle magnetische Oberfläche
- Latexfrei
- Phthalatfrei
- PVC-frei

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	GRÖSSE	STÜCK/KARTON
AR-25001	Steril	25 x 40 cm	30
AR-25011	Rutschfest, steril	50 x 40 cm	30
AR-25001NS	Unsteril	25 x 40 cm	100

INSTRUMENTEN-MATTE, NICHT MAGNETISCH

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
AR-25011NS	Nicht magnetische Instrumenten-Matte, unsteril	200

Alle sterilen Produkte haben **fettgedruckte** Artikelnummern.

ZUBEHÖRABDECKUNGEN

C-BOGEN-ABDECKUNGEN MIT RIEMEN

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	GRÖSSE	STÜCK/KARTON
51717	C-Bogen-Abdeckung mit Riemen, steril	Groß, 104 x 187 cm	40
51718	C-Bogen-Abdeckung mit Riemen, steril	Mini, 137 x 213 cm	25
51817	C-Bogen-Abdeckung mit Riemen, unsteril	Groß, 104 x 187 cm	56
51818	C-Bogen-Abdeckung mit Riemen, unsteril	Mini, 137 x 213 cm	50

PE-FOLIE MIT KLEBESTREIFEN AN ALLEN 4 RÄNDERN

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	GRÖSSE	STÜCK/KARTON
51719	Steril	104 x 162 cm	70
51819	Unsteril	104 x 162 cm	100

ABGERUNDETE ABDECKHAUBE MIT BÄNDERN

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	GRÖSSE	STÜCK/KARTON
51720	Abgerundete Abdeckhaube mit Bändern, steril	45 cm Tiefe	80
51721	Abgerundete Abdeckhaube mit Bändern, steril	55 cm Tiefe	80
51722	Abgerundete Abdeckhaube mit Bändern, steril	66 cm Tiefe	80
51723	Abgerundete Abdeckhaube mit Bändern, steril	76 cm Tiefe	80
51820	Abgerundete Abdeckhaube mit Bändern, unsteril	45 cm Tiefe	120
51821	Abgerundete Abdeckhaube mit Bändern, unsteril	55 cm Tiefe	120
51822	Abgerundete Abdeckhaube mit Bändern, unsteril	66 cm Tiefe	120
51823	Abgerundete Abdeckhaube mit Bändern, unsteril	76 cm Tiefe	114

Alle sterilen Produkte haben **fettgedruckte** Artikelnummern.

QUADRATISCHE ABDECKHAUBE MIT KLEBESTREIFEN

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	GRÖSSE	STÜCK/KARTON
51724	Quadratische Abdeckhaube mit Klebestreifen, steril	76 x 76 cm	90
51727	Quadratische Abdeckhaube mit Klebestreifen, steril	76 x 91 cm	90
51728	Quadratische Abdeckhaube mit Klebestreifen, steril	91 x 76 cm	86
51725	Quadratische Abdeckhaube mit Klebestreifen, steril	91 x 91 cm	100
51729	Quadratische Abdeckhaube mit Klebestreifen, steril	91 x 104 cm	80
51726	Quadratische Abdeckhaube mit Klebestreifen, steril	101 x 101 cm	80
51824	Quadratische Abdeckhaube mit Klebestreifen, unsteril	NS, 76 x 76 cm	135
51827	Quadratische Abdeckhaube mit Klebestreifen, unsteril	NS, 76 x 91 cm	135
51828	Quadratische Abdeckhaube mit Klebestreifen, unsteril	NS, 91 x 76 cm	100
51825	Quadratische Abdeckhaube mit Klebestreifen, unsteril	NS, 91 x 91 cm	150
51829	Quadratische Abdeckhaube mit Klebestreifen, unsteril	NS, 91 x 104 cm	100
51826	Quadratische Abdeckhaube mit Klebestreifen, unsteril	NS, 101 x 101 cm	120

MIKROSKOPABDECKUNG

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	GRÖSSE	STÜCK/KARTON
51730	Zeiss MD, 65 mm, steril	116 x 304 cm	10
51734	Zeiss MD, 65 mm, steril	137 x 381 cm	16
51731	Zeiss OPML, 48 mm, steril	137 x 381 cm	10
51732	Leica, 68 mm, steril	116 x 304 cm	10
51733	Leica, 68 mm, steril	137 x 381 cm	16
51830	Zeiss 65 mm, unsteril	116 x 304 cm	50
51831	Zeiss 48 mm, unsteril	137 x 381 cm	50
51832	Leica 68 mm, unsteril	116 x 304 cm	50
51833	Leica, 68 mm, unsteril	132 x 381 cm	50
51834	65 mm	137 x 381 cm	50

PE-SONDENÜBERZUG MIT GEL, GUMMIZUG UND KLEBESTREIFEN

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	GRÖSSE	STÜCK/KARTON
51735	PE-Sondenüberzug mit Gel, Gummizug und Klebestreifen, steril	15 x 122 cm	60
51736	PE-Sondenüberzug mit Gel, Gummizug und Klebestreifen, steril	15 x 243 cm	60
51835	PE-Sondenüberzug mit Gel, Gummizug und Klebestreifen, unsteril	NS, 15 x 122 cm	100
51836	PE-Sondenüberzug mit Gel, Gummizug und Klebestreifen, unsteril	NS, 15 x 243 cm	100

Alle sterilen Produkte haben **fettgedruckte** Artikelnummern.

SELBSTKLEBENDER SONDENÜBERZUG MIT GEL

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	GRÖSSE	STÜCK/KARTON
51737	Selbstklebender Sondenüberzug mit Gel, steril	15 x 238 cm	100
51837	Selbstklebender Sondenüberzug mit Gel, unsteril	NS, 15 x 238 cm	100

PULL-UP-SONDENÜBERZUG MIT GEL UND KLEBESTREIFEN

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	GRÖSSE	STÜCK/KARTON
51738	Pull-Up-Sondenüberzug mit Gel und Klebestreifen, steril	15 x 122 cm	100
51838	Pull-Up-Sondenüberzug mit Gel und Klebestreifen, unsteril	NS, 15 x 122 cm	200

KAMERABEZUG

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	GRÖSSE	STÜCK/KARTON
51739	Kamerabezug, steril	12 x 243 cm	60
51839	Kamerabezug, unsteril	NS, 12 x 243 cm	100

OP-TOURNIQUETABDECKUNG

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	GRÖSSE	STÜCK/KARTON
53600	OP-Tourniquetabdeckung, unsteril	Klein	30
53605	OP-Tourniquetabdeckung, unsteril	Groß	30

Alle sterilen Produkte haben **fettgedruckte** Artikelnummern.

SICHERHEITSZUBEHÖR

BEINSTÜTZENRIEMEN MIT RING

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
52712	Beinstützenriemen mit Ring, unsteril	40

OP-TISCH-/LIEGEN-RIEMEN

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	GRÖSSE	STÜCK/KARTON
54800	OP-Tisch-/Liegen-Riemen, unsteril	8 x 76 cm	48

SCHWAMM-STICK

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	GRÖSSE	STÜCK/KARTON
AR-000182NS	Orange, unsteril	20 cm	1000
AR-003415NS	Blau, unsteril	15 cm	1000

SCHWAMMZANGE NYLON

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	GRÖSSE	STÜCK/KARTON
AR-260175NS	Grün, unsteril	19 cm	500

TUCHKLEMME

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
AR-30900NS	Tuchklemme, unsteril	500

TEMPORÄRER HALTER FÜR SCHARFE GEGENSTÄNDE

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
AR-400456	Steril	50
AR-400456NS	Unsteril	100

Alle sterilen Produkte haben **fettgedruckte** Artikelnummern.

SICHERHEITSPRODUKTE

SCHWAMM-ZÄHLERBEUTEL

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
AR-25500NS	Schwamm-Zählerbeutel, unsteril	250

SKALPELLHALTER

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
AR-30920	Steril	120
AR-30920NS	Unsteril	200

KAUTERSPITZENREINIGER

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	GRÖSSE	STÜCK/KARTON
AR-32200	Kauterspitzenreiniger, steril	5 x 5 cm	300
AR-32200NS	Kauterspitzenreiniger, unsteril		1000

ABFALLSCHALE

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
AR-77301371	Abfallschale, steril	50
AR-77301371NS	Abfallschale unsteril	100

Alle sterilen Produkte haben **fettgedruckte** Artikelnummern.

ENDOSKOPIE-, LAPAROSKOPIE- & ELEKTROCHIRURGIE-PRODUKTE

ELEKTRODENREINIGER FÜR ELEKTROCHIRURGIEGERÄT

- Beschichtete raue Seite
- Große Klebefläche an der Rückseite mit Peel-off-Folie
- Auch mit Handschuhen leicht zu entfernen
- Für eine schnelle und einfache Instrumentenreinigung
- Latexfrei
- Phthalatfrei
- PVC-frei
- Steril

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
AR-32200	Kauterspitzenreiniger, 5 x 5cm	1000

ANTIBESCHLAG-SET

- Flascheninhalt: 6 ml
- Selbstklebendes Auftrage-Pad aus Schaumstoff
- Röntgensichtbar
- Latexfrei
- Phthalatfrei
- PVC-frei
- Steril

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
AR-7304412	Antibeschlag-Set, steril	48

Alle sterilen Produkte haben **fettgedruckte** Artikelnummern.

PATIENTEN-WÄRMEDECKEN

- 3 Lagen
- Schrumpffolienverpackung
- Kosteneffektiv, ohne Strom
- Reflektierende Decke: grüne Seite patientenseitig
- Latexfrei
- Phthalatfrei
- PVC-frei
- Unsteril

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
AR-4115175	Patienten-Wärmedecke Standard/Groß 130 x 190 cm	50

BABYTÜCHER

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	GRÖSSE	STÜCK/KARTON
AR-003177	Weiß mit pinkfarbenem/blauem Streifen, steril	100 x 85 cm	60
AR-003177NS	Babytuch, Pink/Blau, unsteril	-	100

BABYHAUBEN

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
AR-1336	Pink/Blau, Streifen, steril	50
AR-1336NS	Pink/Blau, Streifen, unsteril	100

Alle sterilen Produkte haben **fettgedruckte** Artikelnummern.

HOLLOWARE MEHRZWECK-SCHALEN, -BECKEN UND -TRAYS

PLAZENTABECKEN

- Graduiert in ml, cc und oz
- Deckel separat erhältlich
- ETO-sterilisierbar
- Latexfrei
- Phthalatfrei
- Charge rückverfolgbar

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
AR-3000	Plazentabecken, 3000 ml	100
AR-9300	Deckel für Plazentabecken	100

SPUCKSCHALE

- Flexibles Design
- Gratfreie Kanten
- Glatte abgerundete Kanten
- Graduiert in ml, cc und oz
- ETO-sterilisierbar
- Latexfrei
- Phthalatfrei
- Charge rückverfolgbar

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
AR-0700	Spuckschale, 700 ml	320

RUNDSCHALEN

- Passend für alle Standardhalterungen
- AR-6000 graduiert in ml, cc und oz
- ETO-sterilisierbar
- Latexfrei
- Phthalatfrei
- Charge rückverfolgbar

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
AR-6000	Rundschale, 6000 ml	60

HOLLOWARE MEHRZWECK-SCHALEN, -BECKEN UND -TRAYS

MEHRZWECK-TRAYS

- Flexibles Design
- Gratfreie Kanten verhindern das Ablösen von Partikeln
- Verstärkte Ecken verhindern Risse oder Brüche
- „Sauberes“ Produkt, kein Abwischen erforderlich
- ETO-sterilisierbar
- Latexfrei
- Phthalatfrei
- Charge rückverfolgbar

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	GRÖSSE	STÜCK/KARTON
AR-0541	Flaches Tray, klein	11 x 13 x 2,5 cm	600
AR-0542	Tiefes Tray, klein	11 x 13 x 5 cm	600
AR-0904	Tray mit 2 Fächern	24 x 11 x 4,5 cm	300
AR-0910	Tray mit 3 Fächern	25 x 24 x 4,9 cm	150
AR-0911	Führungsdraht-Tray	27 x 24 x 5 cm	150
AR-0952	Tiefes Tray, groß	24,5 x 14 x 5 cm	300
AR-1115	Plattform-Tray, klein	28 x 38 x 2,5 cm	80
AR-1219	Mayo-Tray	43 x 28 x 1,5 cm	40
AR-1416	Plattform-Tray, flach	38 x 24 x 2,5 cm	50
AR-1622	Mayo-Tray, groß	52 x 38 x 2 cm	30
AR-0951	Flaches Tray, groß	14 x 24 x 2,5 cm	300

SCHALEN

- Graduiert in ml, cc und oz
- Deckel separat erhältlich
- ETO-sterilisierbar
- Latexfrei
- Phthalatfrei
- Charge rückverfolgbar

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
AR-0250	Schwammschale, 250 ml	600
AR-9025	Deckel für Schale, 250 ml	300
AR-0500	Schwammschale, 500 ml	390
AR-1000	Schwammschale, 1000 ml	340
AR-9100	Deckel für Schale, 1000 & 1500 ml	160
AR-1500	Schwammschale, 1500 ml	320
AR-2500	Schwammschale, 2500 ml	160
AR-9250	Deckel für Schale, 2500 ml & Führungsdraht-Schale	120
AR-GW2000CT	Führungsdraht-Schale, 2500 ml	240

Alle sterilen Produkte haben **fettgedruckte** Artikelnummern.

HOLLOWARE MEHRZWECK-SCHALEN, -BECKEN UND -TRAYS

RECHTECKIGES BECKEN

- ETO-sterilisierbar
- Latexfrei
- Phthalatfrei
- Charge rückverfolgbar

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK/KARTON
AR-8000	Rechteckiges Becken, 8000 ml	50

MEDIZINBECHER

- Verschiedene Farben erhältlich
- Stapelbar dank konischer Form
- Graduiert in cc und oz
- ETO-sterilisierbar
- Latexfrei
- Phthalatfrei
- Charge rückverfolgbar

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	STÜCK/KARTON
AR-0060	Medizinbecher, 60 ml	Transparent	1150
AR-0060-BL	Medizinbecher, 60 ml	Blau	1150
AR-0060-RD	Medizinbecher, 60 ml	Rot	1150
AR-0060-GN	Medizinbecher, 60 ml	Grün	1150

Alle sterilen Produkte haben **fettgedruckte** Artikelnummern.

INDEX NACH ART.-NR.

ART.-NR.	SEITE	ART.-NR.	SEITE	ART.-NR.	SEITE	ART.-NR.	SEITE
11783	118	42428	15, 16, 17, 25, 26, 27, 50,	48760	114	49079	96
11784	118		51, 53, 54, 56, 60, 70, 71, 72,	48957	95	49080	96
13227	51, 66		73, 74, 79, 80, 86, 104, 107, 111	48958	95	49733	117
13228	64	42446	28, 111	48959	95	50913	123
13231	32	42447	79, 111	48986	95	50914	123
13232	54, 56, 64	42449	59, 111	48987	95	50915	123
13233	55, 64	42451		48988	95	50916	123
13294	61	18, 19, 22, 23, 26, 54, 55, 57, 59,		48989	96	50917	123
13296	97	60, 61, 87, 90, 91, 105, 106, 111		48990	96	50918	123
13337	118	42480	111	49000	96	50919	123
13815	118	42481	111	49016	96	50920	123
14007	110	44591	114	49017	96	50921	123
14364	29	46669	123	49020	96	50922	123
14365	29	46670	123	49021	96	50923	123
29148	103	46671	123	49035	96	50924	123
29149	103	46672	123	49036	95	50925	123
29219	64	46677	123	49037	95	50926	123
29220	64	46678	123	49038	95	50927	117
29221	69	46679	123	49039	95	51717	128
29222	64	46680	123	49041	115	51718	128
29223	65	47247	122	49042	115	51719	128
29224	69	47281	123	49043	116	51720	128
29225	100	47282	123	49044	116	51721	128
29226	100	47283	123	49045	116	51722	128
29229	99	47284	123	49046	112	51723	128
29231	99	47348	20, 24, 51, 52, 53, 110	49047	113	51724	129
32109	118	47614	41, 53, 56, 60, 74, 82, 91	49048	113	51725	129
32113	118	47616	41, 53, 56, 60, 74, 82, 91	49049	113	51726	129
33412	68	47618	41	49050	113	51727	129
33415	68	47622	25, 41, 51, 55	49051	115	51728	129
33916	118	47623	25, 41, 51, 55	49052	115	51729	129
33917	118	47631	41	49053	116	51730	129
42217	74, 111	48392	124	49054	116	51731	129
42222	15, 16, 17, 25, 26, 27, 50,	48393	124	49055	116	51732	129
	51, 53, 54, 56, 60, 70, 71, 72,	48394	124	49056	112	51733	129
	73, 74, 79, 80, 86, 104, 107, 111	48395	124	49057	113	51734	129
42224	18, 22, 26, 55, 57,	48396	124	49058	113	51735	129
	59, 60, 61, 87, 90, 91, 105, 111	48397	124	49059	113	51736	129
42225	111	48398	124	49060	113	51737	130
42228	111	48399	124	49069	96	51738	130
42302	75, 111	48400	124	49070	96	51739	130
42309	111	48401	124	49071	95	51817	128
42312	55, 58, 82, 90, 111	48402	124	49072	95	51818	128
42313	55, 58, 82, 90, 111	48403	124	49073	96	51819	128
42345	51, 58, 72, 87, 90, 91, 111	48755	58	49074	96	51820	128
42365	72, 87, 111	48756	56	49075	96	51821	128
42366	111	48757	56	49076	96	51822	128
42367	111	48758	57, 117	49077	96	51823	128
42409	111	48759	113	49078	96	51824	129

INDEX NACH ART.-NR.

ART.-NR.	SEITE	ART.-NR.	SEITE	ART.-NR.	SEITE	ART.-NR.	SEITE
51825	129	76249	58	77492	72	79109	91, 99
51826	129	76263	27	77707	85	79132	42
51827	129	76270	115	77717	26, 107	79206	28, 108
51828	129	76291	25, 43, 45	77723	68	79207	28, 108
51829	129	76293	44	77744	82	79208	28, 108
51830	129	76300	82, 114	77748	90	79209	29
51831	129	76321	84	77749	90	79214	15, 36, 104
51832	129	76323	40, 87	77760	82	79215	15, 39, 104
51833	129	76334	116	77769	23	79216	16, 38
51834	129	76340	90, 116	77772	19	79217	16, 36
51835	129	76346	85	77776	100	79218	16, 39
51836	129	76353	71, 77	77779	74	79222	49
51837	130	76354	95	77781	50	79223	49
51838	130	76356	25, 90, 94	77783	51	79236	48, 109
51839	130	76357	90, 94	77790	54	79265	68
52712	131	76358	110	77792	27	79267	57, 69
53600	130	76361	22, 23, 32, 106	77794	22, 106	79273	50, 65
53605	130	76363	17, 22, 23, 35, 57, 106	77798	54	79275	60, 62
54800	131	76364	23, 48	77823	86	79279	53, 54, 63
59705	40	76365	17, 19, 38	77853	23, 106	79282	46
59706	54	76366	19, 36	77865	72	79284	118
59709	25	76367	19, 39	77870	92	79285	118
59710	85	76368	33, 57, 60	77873	84	79293	28, 42, 43
68474	117	76372	111	77881	53	79294	118
68475	117	76374	26	77883	110	79295	118
68500	117	76375	68	77885	80	79304	82, 83
68501	117	76377	27, 49	77888	73	79305	83
68502	117	76378	90, 94	77890	73	79313	42, 90
70391	120	76380	27, 46	77892	91	79330	55, 57, 61, 62
70392	120	76382	101, 109	78657	110	79333	59, 60, 63
70432	123	76384	74, 78	78660	62	79343	43
70434	123	76386	100	78669	20,	79345	59, 66
71321	122	76393	85	24, 26, 50, 51, 52, 53, 80, 111		79346	59, 66
71331	122	76394	70, 71, 72, 109	78911	119	79348	58, 61, 62
71626	122	76396	89	78913	119	79351	86, 87, 88
71627	122	76492	25, 43	78921	119	79356	84
72978	120	76681	100	78923	119	79360	35, 58, 91
72988	120	76885	80, 81	78961	17, 60, 90	79363	33, 58
74911	122	76888	73, 76	78965	44	79368	100
74921	122	77329	122	79010	18, 39, 105	79375	35
74931	122	77336	121	79011	18, 37, 105	79408	72, 74, 75, 79, 114
76209	87	77337	121	79012	18, 38, 105	79411	72, 112
76214	82, 114	77382	101, 109	79053	15, 16, 17, 18, 23,	79415	112
76216	26	77450	51, 66	26, 50, 51, 54, 55, 56, 57, 58, 71,		79419	120
76226	51	77452	110	90, 91, 104, 105, 106, 107, 115		79430	86, 87, 88
76234	87	77454	70	79063	99	79434	120
76243	28	77455	70	79070	65	79453	93
76246	55	77466	89	79075	89	79492	65
76248	91	77491	71	79102	56, 74, 91	79528	70, 72, 76

INDEX NACH ART.-NR.

ART.-NR.	SEITE	ART.-NR.	SEITE	ART.-NR.	SEITE	ART.-NR.	SEITE
79529	70, 71, 76	88203	55	89278	55, 64	89681	80
79532	24, 33, 34	88213	57	89279	53, 54, 63	89682	107
79540	79	88223	86	89282	46	89684	50
79543	88	88233	61	89291	63	89685	52
79545	79, 81	88243	60	89293	42	89686	26
79551	75	88253	59	89301	32	89687	52
79582	97	88354	71	89304	82, 83	89701	15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 25, 26, 54, 58, 60, 61, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 79, 80, 82, 90, 91, 104, 105, 106, 107, 114
79583	101	88373	60	89305	83	89714	97
79601	51, 110	88511	74	89311	33, 58	89715	98
79602	110	88521	74	89313	42, 90	89716	98
79603	15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 25, 26, 27, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 71, 72, 73, 86, 90, 91, 104, 105, 106, 110	88551	75	89331	55, 57, 61, 62	89791	115
79692	29	88611	79	89343	43	89811	55, 113
79693	30	88621	79	89345	59, 66	89821	57, 59, 114
79694	41, 50, 51, 52	88673	20, 24, 26, 50, 51, 52, 53, 80, 111	89348	58, 61, 62	89945	82, 91, 115
79695	66	88760	17	89352	86, 87, 88	90002	120
79696	41	88762	15, 104	89353	40, 87	90012	51, 120
79697	113	88763	15, 104	89363	28, 43	90013	26, 82, 120
79699	42, 75	88764	16	89368	100	90016	120
79714	97	88765	16	89381	35, 58, 91	90019	120
79715	98	88767	17	89408	72, 74, 75, 79, 114	90042	120
79716	98	88900	20	89411	74, 112	90043	51, 120
79720	15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 25, 26, 54, 58, 60, 61, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 79, 80, 82, 90, 91, 104, 105, 106, 107, 114	88901	20	89413	112	90046	120
79731	44, 74, 75	88902	24	89415	112	90049	120
79741	75, 107, 111	88904	24	89452	93	90112	119
79742	80, 81	88907	53	89471	98	90113	119
79744	85	88908	53	89492	65	90142	119
79745	26, 30	88909	52	89528	70, 72, 76	90143	119
79749	99	88910	51	89529	70, 71, 76	90363	121
79782	40	88911	75	89543	88	90373	121
79783	43, 80, 107	89010	88	89583	101	95113	122
79784	30	89048	91, 99	89584	75, 112	95114	122
79787	20, 36	89053	15, 16, 17, 18, 23, 26, 50, 51, 54, 55, 56, 57, 58, 71, 90, 91, 104, 105, 106, 107, 115	89601	51, 110	95123	122
79790	20, 24, 39	89062	89	89603	15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 25, 26, 27, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 71, 72, 73, 86, 90, 91, 104, 105, 106, 110	95124	122
79945	82, 91, 115	89070	65	89632	75, 107, 111	95131	122
79970	51, 120	89101	53, 56, 60, 74, 82	89638	29	95221	122
79973	26, 82, 120	89204	81	89670	29	95224	122
79980	120	89206	28, 108	89671	30	99294	118
79983	51, 120	89207	28, 108	89672	41, 50, 51, 52	99295	118
86357	90, 94	89208	28, 108	89673	52, 66	AR-0060	137
88100	18, 105	89209	29	89674	41	AR-0060-BL	137
88103	18, 105	89236	48, 109	89675	113	AR-0060-GN	137
88113	22	89265	68	89676	43	AR-0060-RD	137
88183	59	89267	57, 69	89677	42, 75	AR-000182NS	131
		89271	50, 65	89678	40	AR-0250	136
		89275	60, 62	89679	43, 80, 107	AR-0500	136
		89276	64	89680	30	AR-0541	136

INDEX NACH ART.-NR.

ART.-NR.	SEITE	ART.-NR.	SEITE	ART.-NR.	SEITE	ART.-NR.	SEITE
AR-0542	136	AR-35612	125	K791413	44	K797169	102
AR-0700	135	AR-63001NS	114	K792015	31, 94	K797215	77
AR-0904	136	AR-250101	126	K792031	31	K797310	44
AR-0910	136	AR-250103	126	K792032	32	K797316	42
AR-0911	136	AR-250103NS	126	K792033	31	K797320	42
AR-0951	136	AR-250103Y	126	K792034	31	K797321	42
AR-0952	136	AR-250104	126	K792035	31	K797322	42
AR-1000	136	AR-250104NS	126	K792036	31	K887603	20
AR-1115	136	AR-250401	126	K792130	38	K887621	21
AR-1200	116	AR-250401NS	126	K792245	47	K887623	21
AR-1219	136	AR-250502NS	126	K792246	47	K887625	21
AR-1336	134	AR-250504	126	K792610	29	K887626	22
AR-1336NS	134	AR-250802	126	K793043	83	K891022	40
AR-1416	136	AR-251104	127	K793050	84	K891023	40
AR-1500	136	AR-251104NS	127	K793053	84	K891024	40
AR-1622	136	AR-251104Y	127	K793210	63	K891025	40
AR-2500	136	AR-251104YNS	127	K793214	33	K891027	30
AR-3000	135	AR-251108	127	K793330	34	K892031	31
AR-003177	134	AR-251108NS	127	K793463	67	K892032	32
AR-003177NS	134	AR-251401	127	K793464	67	K892033	31
AR-003415NS	131	AR-251401NS	127	K793467	67	K892034	31
AR-6000	135	AR-251502	127	K793468	68	K892036	31
AR-8000	137	AR-251502NS	127	K793630	33	K892245	47
AR-9025	136	AR-251504NS	127	K793632	69	K892246	47
AR-9100	136	AR-251701	127	K793703	35	K892791	63
AR-9250	136	AR-260175NS	131	K794530	93	K893330	34
AR-9300	135	AR-400456	131	K795610	37	K893463	67
AR-25001	127	AR-400456NS	131	K795613	37	K893464	67
AR-25001NS	127	AR-4115175	134	K795614	37	K893467	67
AR-25011	127	AR-7304412	133	K795615	37	K893468	68
AR-25011NS	127	AR-77301371	132	K795616	37	K894530	93
AR-25500NS	132	AR-77301371NS	132	K795711	40	K897213	77
AR-26001	125	AR-GW2000CT	136	K795713	39	K897215	77
AR-26001NS	125	AR-LHCB01	125	K795714	39	K897312	44
AR-26002	125	AR-LHCB02	125	K795805	38, 107	K897320	42
AR-26002NS	125	AR-LHCBNS	125	K795809	38	K897321	42
AR-28502	114	K103502	110	K795830	102	K897322	42
AR-28503	114	K103600	110	K796011	110		
AR-28504	114	K763570	94	K796012	110		
AR-30802	126	K768550	80	K796019	110		
AR-30900NS	131	K790790	32	K796710	45		
AR-30920	132	K791021	44	K797064	102		
AR-30920NS	132	K791022	40	K797065	98		
AR-32200	132, 133	K791023	40	K797067	101		
AR-32200NS	132	K791024	40	K797160	101		
AR-35309	125	K791025	40	K797162	102		
AR-35409	125	K791026	40	K797165	102		
AR-35609	125	K791027	30	K797166	102		
AR-35609NS	125	K791412	35	K797167	103		

Halyard, jetzt Teil der Owens & Minor-Familie, widmet sich der Förderung von Gesundheit und Gesundheitswesen durch die Bereitstellung von klinisch überlegenen Lösungen für die Infektionsprävention und die Chirurgie. Halyard vertreibt seine bewährten Sterilisationsvliese, Gesichtsschutz, Handschuhe, Schutzbekleidung, OP-Abdecktücher und -Kittel in über 100 Ländern und hält führende Marktpositionen im gesamten Portfolio. Weitere Informationen finden Sie unter www.halyardhealth.eu.

**Unsere
Zusage
an Sie**

**Überlegene
Infektions-
prävention**

Weitere Informationen erhalten Sie über unseren O&M Halyard Kundendienst:

DE (gebührenfrei)

Tel: 0800 071 35 52 – Fax: 0800 100 68 14

kundendienst@owens-minor.com



www.halyardhealth.de

*Eingetragenes Warenzeichen oder Marke von O&M Halyard oder verbundenen Unternehmen.

©2018. Alle Rechte vorbehalten. 008734 HC109-09 - DE