



# BESCHERMING VAN TOP TOT TEEN



# INFECTIEPREVENTIE

O&M Halyard biedt een volledig assortiment oplossingen voor infectiecontrole om de verspreiding van infecties te helpen voorkomen tussen patiënt en ziekenhuispersoneel, van onderzoekruimtes naar laboratoria en de OK. De volgende producten maken deel uit van dit assortiment: oplossingen voor gezichtsbescherming, onderzoekshandschoenen, hoofdbedekking, voetbedekking, jassen en OK-pakken.



# INHOUDSOPGAVE

|   |    |
|---|----|
| <b>GEZICHTSBESCHERMING</b>  | 5  |
| <b>VOCHTBESCHERMENDE GEZICHTSMASKERS</b>                                | 5  |
| <b>OPERATIEMASKERS</b>  | 5  |
| FLUIDSHIELD* Niveau 3 • Vochtbestendigheid 160 mm Hg .....              | 5  |
| FLUIDSHIELD* Niveau 2 <sup>i</sup> • Vochtbestendigheid 120 mm Hg ..... | 5  |
| FLUIDSHIELD* Niveau 1 • Vochtbestendigheid 80 mm Hg .....               | 5  |
| <b>PROCEDUREMASKERS</b>   | 6  |
| FLUIDSHIELD* Niveau 3 • Vochtbestendigheid 160 mm Hg .....              | 6  |
| FLUIDSHIELD* Niveau 2 <sup>i</sup> • Vochtbestendigheid 120 mm Hg ..... | 6  |
| FLUIDSHIELD* Niveau 1 • Vochtbestendigheid 80 mm Hg .....               | 6  |
| <b>SPECIALTY GEZICHTSMASKERS</b>  | 7  |
| Operatiemaskers .....   | 7  |
| Proceduremaskers .....  | 7  |
| Eendenbekvormige maskers .....  | 7  |
| <b>STANDAARDGEZICHTSMASKERS</b>   | 8  |
| Operatiemaskers .....   | 8  |
| Proceduremaskers .....  | 8  |
| <b>RESPIRATOR GEZICHTSMASKERS</b>                                       | 9  |
| Respirator Gezichtsmaskers (EN 149, 2001) .....                         | 9  |
| <b>GEZICHTSBESCHERMING</b>  | 9  |
| Gezichtsschermen .....  | 9  |
| <b>OOGBESCHERMING</b>   | 9  |
| Oogbescherming .....  | 9  |
| <b>HANDSCHOENEN</b>   | 10 |
| <b>NITRILE POEDERVRIJE ONDERZOEKSHANDSCHOENEN</b>                       | 10 |
| PURPLE NITRILE* MAX Onderzoekshandschoenen .....                        | 10 |
| PURPLE NITRILE* Onderzoekshandschoenen .....                            | 10 |
| PURPLE NITRILE-XTRA* Onderzoekshandschoenen .....                       | 11 |
| PURPLE NITRILE* Onderzoekshandschoenen Steriele Paren .....             | 11 |
| STERLING* NITRILE Onderzoekshandschoenen .....                          | 12 |
| STERLING* NITRILE-XTRA* Onderzoekshandschoenen .....                    | 12 |
| BASICS* Blue Nitrile Onderzoekshandschoenen .....                       | 13 |
| BASICS* White Nitrile Onderzoekshandschoenen .....                      | 13 |
| SKYBREEZE* Nitrile Exam Gloves .....                                    | 14 |
| BLACK-FIRE* Nitrile Onderzoekshandschoenen .....                        | 14 |
| <b>HANDSCHOENDISPENSERS</b>   | 14 |

|   |    |
|---|----|
| <b>BESCHERMENDE KLEDING</b>                   | 15 |
| <b>ISOLATIEJASSEN</b>                         | 15 |
| Spunbond Isolatiejassen .....                 | 15 |
| Tri-Layer AAMI1 Isolatiejassen .....          | 15 |
| Tri-Layer AAMI2 Isolatiejassen .....          | 15 |
| Tri-Layer AAMI3 Isolatiejassen .....          | 16 |
| Procedurejassen met gebreide manchetten ..... | 16 |
| <b>ONDOORLAATBARE JASSEN</b>                  | 16 |
| Ondoorlaatbare Comfortjassen .....            | 16 |
| Ondoorlaatbare Filmjassen .....               | 17 |
| <b>PROFESSIONELE JASSEN</b>                   | 17 |
| Professionele Jassen .....                    | 17 |
| <b>OK-PAKKEN</b>                              | 18 |
| OK-Shirts .....                               | 18 |
| OK-Broecken .....                             | 18 |
| <b>HOOFDBEDEKKING</b>                         | 19 |
| OK-Mutsen (Bouffant) .....                    | 19 |
| OK-Baret .....                                | 19 |
| Beschermende Chirurgische Muts .....          | 19 |
| <b>VOETBEDEKKING</b>                          | 20 |
| <b>SCHOENOVERTREKKEN</b>                      | 20 |
| Extra Stevige Schoenovertrekken .....         | 20 |
| X-TRA TRACTION* Schoenovertrekken .....       | 20 |
| <b>SCHOENOVERTREKKEN TOT ENKEL</b>            | 20 |
| ANKLE GUARD* Schoenovertrek tot Enkel .....   | 20 |
| <b>LAARZEN</b>                                | 20 |
| HI-GUARD* Standaardlaars .....                | 20 |
| <b>PATIËNTENBEHANDELING</b>                   | 21 |
| <b>KOUDE THERAPIE</b>                         | 21 |
| STAY-DRY* IJszakken .....                     | 21 |
| SECURE-ALL* IJszakken .....                   | 21 |
| Bilaterale IJszak voor het Gezicht .....      | 21 |
| JUMBO-PLUS* IJszakken .....                   | 22 |
| Perineale IJszak .....                        | 22 |
| <b>IV-THERAPIEPRODUCTEN</b>                   | 23 |
| <b>IMMOBILISATIEBANDEN</b>                    | 24 |
| <b>ZAKKEN VOOR TELEMETRIEAPPARATUUR</b>       | 24 |
| <b>AFDEKKINGEN VOOR TOURNIQUETS</b>           | 24 |
| <b>KLEDING VOOR VOLWASSEN PATIËNTEN</b>       | 24 |
| <b>INDEX PER CODE</b>                         | 25 |



# GEZICHTSBESCHERMING

## VOCHTBESCHERMENDE GEZICHTSMASKERS

### OPERATIEMASKERS

#### FLUIDSHIELD\* NIVEAU 3 • VOCHTBESTENDIGHEID 160 MM HG



| BESCHRIJVING  | KLEUR  | TYPE | CODE  | STUKS/<br>VERPAKKING | VERPAKKING/<br>OMDOOS |
|---|--------|------|-------|----------------------|-----------------------|
| FLUIDSHIELD* CONDENSVRIJ OPERATIEMASKER MET SO SOFT* VOERING  | oranje | IIR  | 48207 | 50                   | 6                     |
| geplooid met strikbandjes, schuimrubber band  |        |      |       |                      |                       |
| FLUIDSHIELD* OPERATIEMASKER MET SO SOFT* VOERING  | oranje | IIR  | 48208 | 50                   | 6                     |
| geplooid met strikbandjes   |        |      |       |                      |                       |
| FLUIDSHIELD* CONDENSVRIJ OPERATIEMASKER MET SO SOFT* VOERING EN MET GEZICHTSSCHERM                        | oranje | IIR  | 48237 | 25                   | 4                     |
| geplooid met strikbandjes, schuimrubber band  |        |      |       |                      |                       |
| FLUIDSHIELD* CONDENSVRIJ OPERATIEMASKER MET SO SOFT* VOERING EN MET HALFROND ANTIREFLECTIE GEZICHTSSCHERM | oranje | IIR  | 48247 | 25                   | 4                     |
| geplooid met strikbandjes, schuimrubber band  |        |      |       |                      |                       |



#### FLUIDSHIELD\* NIVEAU 2<sup>i</sup> • VOCHTBESTENDIGHEID 120 MM HG



| BESCHRIJVING  | KLEUR                 | TYPE | CODE  | STUKS/<br>VERPAKKING | VERPAKKING/<br>OMDOOS |
|---|-----------------------|------|-------|----------------------|-----------------------|
| FLUIDSHIELD* 2 CONDENSVRIJ SPATBESTENDIG OPERATIEMASKER   | blauw met oranje ruit | IIR  | 62113 | 50                   | 6                     |
| geplooid met strikbandjes, schuimrubber band  |                       |      |       |                      |                       |
| FLUIDSHIELD* 2 CONDENSVRIJ SPATBESTENDIG OPERATIEMASKER MET HALFROND SPLASHGUARD* GEZICHTSSCHERM, SCHUIMRUBBER BAND | blauw met oranje ruit | IIR  | 62114 | 25                   | 4                     |
| geplooid met strikbandjes   |                       |      |       |                      |                       |

#### FLUIDSHIELD\* NIVEAU 1 • VOCHTBESTENDIGHEID 80 MM HG



| BESCHRIJVING                                 | KLEUR | TYPE | CODE  | STUKS/<br>VERPAKKING | VERPAKKING/<br>OMDOOS |
|--|-------|------|-------|----------------------|-----------------------|
| FLUIDSHIELD* OPERATIEMASKER                  | groen | -    | 28806 | 50                   | 6                     |
| geplooid met strikbandjes, schuimrubber band |       |      |       |                      |                       |

<sup>i</sup>Voorheen bekend als THE PROTECTOR\*-maskers

## PROCEDUREMASKERS

### FLUIDSHIELD\* NIVEAU 3 • VOCHTBESTENDIGHEID 160 MM HG



| BESCHRIJVING   | KLEUR                               | TYPE | CODE  | STUKS/<br>VERPAKKING | VERPAKKING/<br>OMDOOS |
|--|-------------------------------------|------|-------|----------------------|-----------------------|
| FLUIDSHIELD* PROCEDUREMASKER MET SO SOFT* VOERING EN MET HALFROND GEZICHTSSCHERM<br>geplooid met oorlussen                               | blauw                               | IIR  | 00146 | 25                   | 4                     |
| FLUIDSHIELD* CONDENSRIJ PROCEDUREMASKER MET SO SOFT* VOERING<br>geplooid met oorlussen, schuimrubber band                                | oranje                              | IIR  | 47107 | 40                   | 10                    |
| FLUIDSHIELD* CONDENSRIJ PROCEDUREMASKER MET SO SOFT* VOERING EN MET HALFROND GEZICHTSSCHERM<br>geplooid met oorlussen, schuimrubber band | oranje                              | IIR  | 47137 | 25                   | 4                     |
| FLUIDSHIELD* CONDENSRIJ PROCEDUREMASKER MET SO SOFT* VOERING EN MET HALFROND GEZICHTSSCHERM<br>geplooid met oorlussen, schuimrubber band | oranje                              | IIR  | 47147 | 25                   | 4                     |
| FLUIDSHIELD* TEDDY BEAR* PROCEDUREMASKER<br>geplooid met oorlussen   | teddybeer-<br>print<br>(roze/blauw) | IIR  | 47297 | 40                   | 10                    |
| FLUIDSHIELD* CONDENSRIJ TEDDY BEAR* PROCEDUREMASKER MET HALFROND GEZICHTSSCHERM<br>geplooid met oorlussen, schuimrubber band             | teddybeer-<br>print<br>(roze/blauw) | IIR  | 47298 | 25                   | 4                     |



### FLUIDSHIELD\* NIVEAU 2<sup>i</sup> • VOCHTBESTENDIGHEID 120 MM HG



| BESCHRIJVING  | KLEUR | TYPE | CODE  | STUKS/<br>VERPAKKING | VERPAKKING/<br>OMDOOS |
|---|-------|------|-------|----------------------|-----------------------|
| THE PROTECTOR* VOCHTBESTENDIG PROCEDUREMASKER<br>geplooid met oorlussen   | blauw | IIR  | 62115 | 50                   | 10                    |
| THE PROTECTOR* CONDENSRIJ VOCHTBESTENDIG PROCEDUREMASKER MET HALFROND GEZICHTSSCHERM<br>geplooid met oorlussen, schuimrubber band | blauw | IIR  | 62116 | 25                   | 4                     |



### FLUIDSHIELD\* NIVEAU 1 • VOCHTBESTENDIGHEID 80 MM HG

| BESCHRIJVING   | KLEUR | TYPE | CODE  | STUKS/<br>VERPAKKING | VERPAKKING/<br>OMDOOS |
|--|-------|------|-------|----------------------|-----------------------|
| FLUIDSHIELD* PROCEDUREMASKER<br>geplooid met oorlussen | geel  | II   | 25867 | 50                   | 10                    |
| FLUIDSHIELD* PROCEDUREMASKER<br>geplooid met oorlussen | blauw | II   | 25869 | 50                   | 10                    |

<sup>i</sup>Voorheen bekend als THE PROTECTOR\*-maskers

# SPECIALTY GEZICHTSMASKERS

## OPERATIEMASKERS



| BESCHRIJVING  | KLEUR | TYPE | CODE  | STUKS/<br>VERPAKKING | VERPAKKING/<br>OMDOOS |
|---|-------|------|-------|----------------------|-----------------------|
| OPERATIEMASKER MET SO SOFT* VOERING<br>geplooid met strikbandjes                      | wit   | II   | 48390 | 50                   | 6                     |
| CONDENSVRIJ OPERATIEMASKER<br>schuimrubber band, geplooid met strikbandjes            | blauw | II   | 49214 | 50                   | 6                     |
| ANTICONDENS OPERATIEMASKER MET<br>DERMA-TOUCH* KLEEFBAND<br>geplooid met strikbandjes | groen | II   | 49215 | 50                   | 6                     |
| ANTICONDENS OPERATIEMASKER, PLASTIC STROOK<br>geplooid met strikbandjes               | groen | II   | 49235 | 50                   | 6                     |
| CONDENSVRIJ ULTI-MASK* OPERATIEMASKER<br>geplooid met strikbandjes, schuimrubber band | wit   | II   | 49310 | 50                   | 6                     |



## PROCEDUREMASKERS



| BESCHRIJVING   | KLEUR | TYPE | CODE  | STUKS/<br>VERPAKKING | VERPAKKING/<br>OMDOOS |
|--|-------|------|-------|----------------------|-----------------------|
| CONDENSVRIJ PROCEDUREMASKER MET SO SOFT*<br>VOERING<br>geplooid met oorlussen, schuimrubber band | wit   | II   | 62363 | 50                   | 10                    |

## EENDENBEKVORMIGE MASKERS



| BESCHRIJVING   | KLEUR | TYPE | CODE  | STUKS/<br>VERPAKKING | VERPAKKING/<br>OMDOOS |
|--|-------|------|-------|----------------------|-----------------------|
| EENDENBEKVORMIG MASKER MET ELASTISCHE<br>POLYURETHAAN BANDJES<br>eendebekvorm, universele maat | blauw | II   | 47700 | 50                   | 6                     |

# STANDAARDGEZICHTSMASKERS

## OPERATIEMASKERS



| BESCHRIJVING   | KLEUR                               | TYPE | CODE  | STUKS/<br>VERPAKKING | VERPAKKING/<br>OMDOOS |
|--|-------------------------------------|------|-------|----------------------|-----------------------|
| SOFT TOUCH II* OPERATIEMASKER<br>geplooid met horizontale strikbandjes | blauw                               | II   | 47500 | 50                   | 6                     |
| THE LITE ONE* OPERATIEMASKER<br>geplooid met strikbandjes              | blauw                               | II   | 48100 | 50                   | 6                     |
| TEDDY BEAR* OPERATIEMASKER<br>geplooid met strikbandjes                | teddybeer-<br>print<br>(roze/blauw) | II   | 48296 | 50                   | 6                     |



## PROCEDUREMASKERS



| BESCHRIJVING   | KLEUR                               | TYPE | CODE  | STUKS/<br>VERPAKKING | VERPAKKING/<br>OMDOOS |
|--|-------------------------------------|------|-------|----------------------|-----------------------|
| PROCEDUREMASKER  | blauw                               | I    | 47080 | 50                   | 10                    |
| PROCEDUREMASKER<br>geplooid met oorlussen                          | geel                                | I    | 47117 | 50                   | 10                    |
| TEDDY BEAR SO-SOFT* KINDERGEZICHTSMASKER<br>geplooid met oorlussen | teddybeer-<br>print<br>(roze/blauw) | I    | 47359 | 75                   | 10                    |
| TEDDY BEAR* PROCEDUREMASKER<br>geplooid met oorlussen              | teddybeer-<br>print<br>(roze/blauw) | II   | 47295 | 50                   | 10                    |
| THE LITE ONE* PROCEDUREMASKER<br>geplooid met oorlussen            | blauw                               | II   | 62356 | 50                   | 10                    |





## RESPIRATOR GEZICHTSMASKERS

### RESPIRATOR GEZICHTSMASKERS (EN 149, 2001)



| BESCHRIJVING                       | KLEUR | TYPE | CODE  | STUKS/<br>VERPAKKING | VERPAKKING/<br>OMDOOS |
|------------------------------------|-------|------|-------|----------------------|-----------------------|
| PFR P2, FILTEREND HALF MASKER FFP2 | geel  | IIR  | 62408 | 50                   | 6                     |

## GEZICHTSBESCHERMING

### GEZICHTSSCHERMEN



| BESCHRIJVING   | KLEUR       | CODE  | STUKS/<br>VERPAKKING | VERPAKKING/<br>OMDOOS |
|--|-------------|-------|----------------------|-----------------------|
| GUARDALL SHIELD* GEZICHTSSCHERM,<br>VOLLE LENGTE (ZONDER MONDMASKER) | transparant | 41204 | 1                    | 40                    |
| GUARDALL SHIELD* GEZICHTSSCHERM,<br>3/4 LENGTE (ZONDER MONDMASKER)   | transparant | 41205 | 1                    | 40                    |

## OOGBESCHERMING

### OOGBESCHERMING



- Vervangbare lenzen en kleurrijke, aantrekkelijke monturen
- Kan gemakkelijk over de meeste corrigerende brillen gedragen worden

| BESCHRIJVING                     | KLEUR              | CODE   | STUKS/<br>VERPAKKING | VERPAKKING/<br>OMDOOS |
|----------------------------------|--------------------|--------|----------------------|-----------------------|
| SAFEVIEW* GEASSEMBLEERDE BRILLEN | diverse<br>kleuren | SV50A  | 10                   | 5                     |
| SAFEVIEW* LOSSE MONTUREN         | diverse<br>kleuren | SV100F | 10                   | 10                    |
| SAFEVIEW* LOSSE VERVANGLENZEN    | transparant        | SV250L | 25                   | 10                    |

# HANDSCHOENEN

## NITRILE POEDERVRIJE ONDERZOEKSHANDSCHOENEN

### PURPLE NITRILE\* MAX ONDERZOEKSHANDSCHOENEN



- Latexvrij
- Poedervrij
- Niet-steriel
- Getextureerde vingertoppen en handpalm
- Zowel links- als rechtshandig te gebruiken
- Rolrand
- Eenmalig gebruik
- Lengte: > 400 mm
- PPE Cat. III

| BESCHRIJVING | CODE  | STUKS/<br>VERPAKKING | VERPAKKING/<br>OMDOOS |
|--------------|-------|----------------------|-----------------------|
| SMALL – 6,5  | 47195 | 50                   | 8                     |
| MEDIUM – 7,5 | 47196 | 50                   | 8                     |
| LARGE – 8,5  | 47197 | 50                   | 8                     |
| X-LARGE – 9  | 47198 | 50                   | 8                     |

### PURPLE NITRILE\* ONDERZOEKSHANDSCHOENEN



- Latexvrij
- Poedervrij
- Niet-steriel
- Getextureerde vingertoppen
- Zowel links- als rechtshandig te gebruiken
- Rolrand
- Eenmalig gebruik
- Getest op cytostatica
- Lengte: > 240 mm
- PPE Cat. III

| BESCHRIJVING  | CODE   | STUKS/<br>VERPAKKING | VERPAKKING/<br>OMDOOS |
|---------------|--------|----------------------|-----------------------|
| X-SMALL – 5,5 | 52000M | 100                  | 10                    |
| SMALL – 6,5   | 52001M | 100                  | 10                    |
| MEDIUM – 7,5  | 52002M | 100                  | 10                    |
| LARGE – 8,5   | 52003M | 100                  | 10                    |
| X-LARGE – 9   | 52004M | 90                   | 10                    |

## PURPLE NITRILE-XTRA\* ONDERZOEKSHANDSCHOENEN



- Latexvrij
- Poedervrij
- Niet-steriel
- Getextureerde vingertoppen
- Zowel links- als rechtshandig te gebruiken
- Eenmalig gebruik
- Rolrand
- Getest op cytostatica
- Lengte: 310 mm
- PPE Cat. III

| BESCHRIJVING  | CODE   | STUKS/<br>VERPAKKING | VERPAKKING/<br>OMDOOS |
|---------------|--------|----------------------|-----------------------|
| X-SMALL – 5,5 | 50600M | 50                   | 10                    |
| SMALL – 6,5   | 50601M | 50                   | 10                    |
| MEDIUM – 7,5  | 50602M | 50                   | 10                    |
| LARGE – 8,5   | 50603M | 50                   | 10                    |
| X-LARGE – 9   | 50604M | 50                   | 10                    |

## PURPLE NITRILE\* ONDERZOEKSHANDSCHOENEN STERIELE PAREN



- Latexvrij
- Poedervrij
- Steriel
- Getextureerde vingertoppen
- Zowel links- als rechtshandig te gebruiken
- Eenmalig gebruik
- Rolrand
- Lengte: > 240 mm

| BESCHRIJVING | CODE   | STUKS/<br>VERPAKKING | VERPAKKING/<br>OMDOOS |
|--------------|--------|----------------------|-----------------------|
| SMALL – 6,5  | 52201M | 50                   | 4                     |
| MEDIUM – 7,5 | 52202M | 50                   | 4                     |
| LARGE – 8,5  | 52203M | 50                   | 4                     |

## STERLING\* NITRILE ONDERZOEKSHANDSCHOENEN



- Latexvrij
- Poedervrij
- Niet-steriel
- Getextureerde vingertoppen
- Zowel links- als rechtshandig te gebruiken
- Rolrand
- Meer stuks per verpakking, bijgevolg ruimte- en afvalbesparend
- Eenmalig gebruik
- Lengte: > 240 mm
- PPE Cat. III & goedgekeurd voor verwerking van levensmiddelen

| BESCHRIJVING  | CODE  | STUKS/<br>VERPAKKING | VERPAKKING/<br>OMDOOS |
|---------------|-------|----------------------|-----------------------|
| X-SMALL – 5,5 | 13938 | 200                  | 10                    |
| SMALL – 6,5   | 13940 | 200                  | 10                    |
| MEDIUM – 7,5  | 13941 | 200                  | 10                    |
| LARGE – 8,5   | 13942 | 200                  | 10                    |
| X-LARGE – 9   | 13943 | 170                  | 10                    |

## STERLING\* NITRILE-XTRA\* ONDERZOEKSHANDSCHOENEN



- Latexvrij
- Poedervrij
- Niet-steriel
- Getextureerde vingertoppen
- Zowel links- als rechtshandig te gebruiken
- Rolrand & verlengde manchet
- Eenmalig gebruik
- Lengte: 310 mm
- PPE Cat. III & goedgekeurd voor verwerking van levensmiddelen

| BESCHRIJVING  | CODE  | STUKS/<br>VERPAKKING | VERPAKKING/<br>OMDOOS |
|---------------|-------|----------------------|-----------------------|
| X-SMALL – 5,5 | 44286 | 100                  | 10                    |
| SMALL – 6,5   | 44287 | 100                  | 10                    |
| MEDIUM – 7,5  | 44288 | 100                  | 10                    |
| LARGE – 8,5   | 44289 | 100                  | 10                    |
| X-LARGE – 9   | 44290 | 100                  | 10                    |



## BASICS\* BLUE NITRILE ONDERZOEKSHANDSCHOENEN

- Latexvrij
- Poedervrij
- Niet-steriel
- Getextureerde vingertoppen
- Zowel links- als rechtshandig te gebruiken
- Rolrand
- Meer stuks per verpakking, bijgevolg ruimte- en afvalbesparend
- Eenmalig gebruik
- Lengte: > 240 mm
- PPE Cat. III & goedgekeurd voor verwerking van levensmiddelen

| BESCHRIJVING  | CODE  | STUKS/<br>VERPAKKING | VERPAKKING/<br>OMDOOS |
|---------------|-------|----------------------|-----------------------|
| X-SMALL – 5,5 | 44749 | 200                  | 10                    |
| SMALL – 6,5   | 44750 | 200                  | 10                    |
| MEDIUM – 7,5  | 44751 | 200                  | 10                    |
| LARGE – 8,5   | 44752 | 200                  | 10                    |
| X-LARGE – 9   | 44753 | 170                  | 10                    |



## BASICS\* WHITE NITRILE ONDERZOEKSHANDSCHOENEN

- Latexvrij
- Poedervrij
- Niet-steriel
- Getextureerde vingertoppen
- Zowel links- als rechtshandig te gebruiken
- Rolrand
- Meer stuks per verpakking, bijgevolg ruimte- en afvalbesparend
- Eenmalig gebruik
- Lengte: > 240 mm
- PPE Cat. III & goedgekeurd voor verwerking van levensmiddelen

| BESCHRIJVING  | CODE  | STUKS/<br>VERPAKKING | VERPAKKING/<br>OMDOOS |
|---------------|-------|----------------------|-----------------------|
| X-SMALL – 5,5 | 44740 | 200                  | 10                    |
| SMALL – 6,5   | 44741 | 200                  | 10                    |
| MEDIUM – 7,5  | 44742 | 200                  | 10                    |
| LARGE – 8,5   | 44743 | 200                  | 10                    |
| X-LARGE – 9   | 44744 | 170                  | 10                    |



## SKYBREEZE\* NITRILE ONDERZOEKSHANDSCHOENEN



- Latexvrij
- Poedervrij
- Niet-steriel
- Getextureerde vingertoppen
- Zowel links- als rechtshandig te gebruiken
- Rolrand
- Meer stuks per verpakking, bijgevolg ruimte- en afvalbesparend
- Eenmalig gebruik
- Lengte: > 240 mm
- PPE Cat. III & goedgekeurd voor verwerking van levensmiddelen

| BESCHRIJVING  | CODE  | STUKS/<br>VERPAKKING | VERPAKKING/<br>OMDOOS |
|---------------|-------|----------------------|-----------------------|
| X-SMALL – 5,5 | 47373 | 200                  | 10                    |
| SMALL – 6,5   | 47374 | 200                  | 10                    |
| MEDIUM – 7,5  | 47375 | 200                  | 10                    |
| LARGE – 8,5   | 47376 | 200                  | 10                    |
| X-LARGE – 9   | 47377 | 180                  | 10                    |

## BLACK-FIRE\* NITRILE ONDERZOEKSHANDSCHOENEN



- Gepatenteerde QUICK CHECK\* technologie om scheuren te detecteren
- Tweekleurige zwarte & oranje handschoen
- Alternate sites
- Latexvrij
- Poedervrij
- Niet-steriel
- Getextureerde vingertoppen
- Zowel links- als rechtshandig te gebruiken
- Rolrand
- Eenmalig gebruik
- Lengte: > 240 mm
- PPE Cat. III & goedgekeurd voor verwerking van levensmiddelen



| BESCHRIJVING  | CODE  | STUKS/<br>VERPAKKING | VERPAKKING/<br>OMDOOS |
|---------------|-------|----------------------|-----------------------|
| X-SMALL – 5,5 | 45256 | 150                  | 10                    |
| SMALL – 6,5   | 45257 | 150                  | 10                    |
| MEDIUM – 7,5  | 45258 | 150                  | 10                    |
| LARGE – 8,5   | 45259 | 150                  | 10                    |
| X-LARGE – 9   | 45260 | 140                  | 10                    |

## HANDSCHOENDISPENSERS



| BESCHRIJVING  | AFMETINGEN        | CODE  | DISPENSERS/<br>VERPAKKING |
|---|-------------------|-------|---------------------------|
| HANDSCHOENDISPENSER – STANDAARD<br>(GESCHIKT VOOR 1 DOOS HANDSCHOENEN)  | 250 x 132 x 85 mm | GD001 | 3                         |
| HANDSCHOENDISPENSER – STANDAARD<br>(GESCHIKT VOOR 3 DOZEN HANDSCHOENEN) | 254 x 402 x 84 mm | GD002 | 3                         |

# BESCHERMENDE KLEDING

## ISOLATIEJASSEN

### SPUNBOND ISOLATIEJASSEN



- 1-laags Spunbond-materiaal
- Halsluiting met strikbandjes
- Elastische manchetten
- Tailleband

| BESCHRIJVING  | CODE  | STUKS/BUNDEL | BUNDELS/OMDOOS |
|---------------|-------|--------------|----------------|
| GEEL, LARGE   | 69124 | 10           | 10             |
| GEEL, X-LARGE | 69125 | 10           | 10             |

### TRI-LAYER AAMI1 ISOLATIEJASSEN



- Lichtgewicht 3-laags SMS-materiaal
- Elastische manchetten
- Halsluiting met tape
- Tailleband

| BESCHRIJVING  | CODE  | STUKS/BUNDEL | BUNDELS/OMDOOS |
|---------------|-------|--------------|----------------|
| GEEL, LARGE   | 54100 | 10           | 10             |
| GEEL, X-LARGE | 54101 | 10           | 10             |

### TRI-LAYER AAMI2 ISOLATIEJASSEN



- Beschermend 3-laags SMS-materiaal
- Elastische manchetten
- Halsluiting met tape
- Tailleband

| BESCHRIJVING   | CODE  | STUKS/BUNDEL | BUNDELS/OMDOOS |
|----------------|-------|--------------|----------------|
| GEEL, LARGE    | 69979 | 10           | 10             |
| BLAUW, LARGE   | 69981 | 10           | 10             |
| BLAUW, X-LARGE | 69987 | 10           | 10             |
| GEEL, X-LARGE  | 69988 | 10           | 10             |

## TRI-LAYER AAMI3 ISOLATIEJASSEN



- Beschermend 3-laags SMS-materiaal
- Elastische manchetten
- Halsluiting met tape
- Tailleband

| BESCHRIJVING   | CODE  | STUKS/BUNDEL | BUNDELS/OMDOOS |
|----------------|-------|--------------|----------------|
| BLAUW, LARGE   | 54310 | 10           | 10             |
| BLAUW, X-LARGE | 54311 | 10           | 10             |

## PROCEDUREJASSEN MET GEBREIDE MANCHETTEN



- Beschermend 3-laags SMS-materiaal
- Gebreide manchetten
- Halsluiting met klittenband
- Tailleband
- Rugpand

| BESCHRIJVING   | CODE  | STUKS/BUNDEL | BUNDELS/OMDOOS |
|----------------|-------|--------------|----------------|
| BLAUW, LARGE   | 69025 | 10           | 6              |
| BLAUW, X-LARGE | 69028 | 10           | 6              |

## ONDOORLAATBARE JASSEN

### ONDOORLAATBARE COMFORTJASSEN



- Ondoorlaatbare polypropyleen folie aan buitenzijde
- Zachte filmlaag aan binnenzijde
- Open rugpand

| BESCHRIJVING                         | CODE  | STUKS/BUNDEL | BUNDELS/OMDOOS |
|--------------------------------------|-------|--------------|----------------|
| GEBREIDE MANCHETTEN, BLAUW, LARGE    | 69600 | 10           | 10             |
| GEBREIDE MANCHETTEN, BLAUW, XX-LARGE | 69601 | 10           | 10             |
| DUIMLUSJES, BLAUW, LARGE             | 69602 | 10           | 10             |
| DUIMLUSJES, BLAUW, XX-LARGE          | 69603 | 10           | 10             |

## PROFESSIONELE JASSEN

### PROFESSIONELE JASSEN



- Beschermend 3-laags SMS-materiaal
- Gebreide kraag en manchetten
- 5 drukknoopen
- 2 verstevigde zakken
- Neklusje om jas op te hangen
- Etiket met maat/naam

| BESCHRIJVING   | CODE  | STUKS/OMDOOS |
|----------------|-------|--------------|
| BLAUW, MEDIUM  | 10067 | 24           |
| BLAUW, LARGE   | 10078 | 24           |
| BLAUW, X-LARGE | 10087 | 24           |

## OK-PAKKEN

### OK-SHIRTS



- Blauw
- Beschermend 3-laags SMS-materiaal
- Ronde halsuitsnijding
- Verstevigd zakje
- Verzegelde naden

| BESCHRIJVING | CODE  | STUKS/OMDOOS |
|--------------|-------|--------------|
| MEDIUM       | 69701 | 48           |
| LARGE        | 69702 | 48           |
| X-LARGE      | 69703 | 48           |
| XX-LARGE     | 69704 | 48           |

### OK-BROEKEN



- Blauw
- Beschermend 3-laags SMS-materiaal
- Taillebanden met trekkoord
- Zij- en achterzakken
- Verstevigd kruis

| BESCHRIJVING | CODE  | STUKS/OMDOOS |
|--------------|-------|--------------|
| MEDIUM       | 69711 | 48           |
| LARGE        | 69712 | 48           |
| X-LARGE      | 69713 | 48           |



# HOOFDBEDEKKING

## OK-MUTSEN (BOUFFANT)



- 1-laags Spunbond-materiaal

| BESCHRIJVING | CODE  | STUKS/<br>VERPAKKING | VERPAKKING/<br>OMDOOS |
|--------------|-------|----------------------|-----------------------|
| BLAUW, LARGE | 69801 | 100                  | 5                     |

## OK-BARET



- Materiaal: KAYCEL\*

| BESCHRIJVING      | CODE  | STUKS/<br>VERPAKKING | VERPAKKING/<br>OMDOOS |
|-------------------|-------|----------------------|-----------------------|
| BLAUW, UNIVERSEEL | 69240 | 100                  | 3                     |

## BESCHERMENDE CHIRURGISCHE MUTS



- Beschermend 3-laags SMS-materiaal
- Halsluiting met strikbandjes

| BESCHRIJVING      | CODE  | STUKS/<br>VERPAKKING | VERPAKKING/<br>OMDOOS |
|-------------------|-------|----------------------|-----------------------|
| BLAUW, UNIVERSEEL | 69110 | 100                  | 3                     |

# VOETBEDEKKING

## SCHOENOVERTREKKEN

### EXTRA STEVIGE SCHOENOVERTREKKEN



- Extra stevig 3-laags SMS-materiaal
- Geen antislip

| BESCHRIJVING | CODE  | STUKS/<br>VERPAKKING | VERPAKKING/<br>OMDOOS |
|--------------|-------|----------------------|-----------------------|
| UNIVERSEEL   | 69551 | 100                  | 3                     |

### X-TRA TRACTION\* SCHOENOVERTREKKEN



- Beschermend 3-laags SMS-materiaal
- X-TRA TRACTION\*

| BESCHRIJVING      | CODE  | STUKS/<br>VERPAKKING | VERPAKKING/<br>OMDOOS |
|-------------------|-------|----------------------|-----------------------|
| BLAUW, UNIVERSEEL | 69252 | 100                  | 3                     |

## SCHOENOVERTREKKEN TOT ENKEL

### ANKLE GUARD\* SCHOENOVERTREK TOT ENKEL



- Afdekking tot over de enkel
- Beschermend 3-laags SMS-materiaal
- Antislipstrookjes

| BESCHRIJVING | CODE  | STUKS/<br>VERPAKKING | VERPAKKING/<br>OMDOOS |
|--------------|-------|----------------------|-----------------------|
| UNIVERSEEL   | 69253 | 90                   | 3                     |
| X-LARGE      | 69353 | 90                   | 3                     |

## LAARZEN

### HI-GUARD\* STANDAARDLAARS



- Afdekking schoen en onderbeen
- Beschermend 3-laags SMS-materiaal
- Gecoate stof onder de voet
- Antislipstrookjes

| BESCHRIJVING | CODE  | STUKS/<br>VERPAKKING | VERPAKKING/<br>OMDOOS |
|--------------|-------|----------------------|-----------------------|
| UNIVERSEEL   | 69571 | 50                   | 3                     |
| X-LARGE      | 69671 | 50                   | 3                     |

# PATIËNTENBEHANDELING

## KOUDE THERAPIE

### STAY-DRY\* IJSZAKKEN



- 3-laags constructie
- Minimale condensatie
- Consistente koude therapie
- Minimale lekkage
- Zachte buitenkant
- Clipsluiting

| BESCHRIJVING                          | CODE  | STUKS/<br>VERPAKKING | VERPAKKING/<br>OMDOOS |
|---------------------------------------|-------|----------------------|-----------------------|
| LARGE, 4 FIXATIEBANDEN – 16,5 X 35 CM | 33500 | 25                   | 2                     |

### SECURE-ALL\* IJSZAKKEN



- 3-laags constructie
- Minimale condensatie
- Minimale lekkage
- Zachte buitenkant
- Clipsluiting
- Rekbare Velcro®-bevestigingsbanden
- Consistente koude therapie

| BESCHRIJVING                               | CODE  | STUKS/<br>VERPAKKING | VERPAKKING/<br>OMDOOS |
|--|-------|----------------------|-----------------------|
| SMALL, 2 BEVESTIGINGSBANDEN – 12,5 X 30 CM | 33595 | 15                   | 2                     |
| LARGE, 2 BEVESTIGINGSBANDEN – 15 X 35 CM   | 33600 | 15                   | 2                     |

### BILATERALE IJSZAK VOOR HET GEZICHT



- 3-laags constructie
- Zachte buitenkant
- Absorberende middenlaag
- Folie binnenlaag
- Blauwe polyester bevestigingsband

| BESCHRIJVING                      | CODE  | STUKS/<br>VERPAKKING | VERPAKKING/<br>OMDOOS |
|-----------------------------------|-------|----------------------|-----------------------|
| 1 BEVESTIGINGSBAND – 12,5 X 30 CM | 33101 | 12                   | 2                     |

## JUMBO-PLUS\* IJSZAKKEN



- Hoes: 2 compartimenten van gebreide polyester, verbonden door een elastisch tussenstuk. Inclusief 2 reservezakken en 2 bevestigingsbanden (27,5 x 52,5 cm)
- Materiaal reservezak: 2-laags constructie met non-woven buitenkant van polyester-rayon, binnenlaag van vinyl



| BESCHRIJVING                 | CODE               | STUKS/<br>VERPAKKING | VERPAKKING/<br>OMDOOS |
|------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| JUMBO-PLUS IJSZAK (COMPLEET) | 33724 <sup>+</sup> | 10                   | 1                     |
| RESERVEZAK – 21,5 X 27,5 CM  | 33725              | 12                   | 2                     |

## PERINEALE IJSZAK



- 3-laags constructie
- Zachte buitenkant
- Absorberende middenlaag
- Flexibele sluiting
- Folie binnenlaag

| BESCHRIJVING | CODE               | STUKS/<br>VERPAKKING | VERPAKKING/<br>OMDOOS |
|--------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| 10 X 30 CM   | 33201 <sup>+</sup> | 50                   | 2                     |

## IV-THERAPIEPRODUCTEN



| BESCHRIJVING                               | CODE   | STUKS/<br>VERPAKKING | VERPAKKING/<br>OMDOOS |
|--|--------|----------------------|-----------------------|
| HAND-AID* IV-POLSSTEUN VOOR VOLWASSENEN    | 29900* | 10                   | 2                     |
| 16,25 x 6,9 cm, bevestigingsbanden 22,5 cm |        |                      |                       |
| HAND-AID* IV-POLSSTEUN VOOR KINDEREN       | 29970  | 10                   | 2                     |
| 13,75 x 5 cm, bevestigingsbanden 22,5 cm   |        |                      |                       |



| BESCHRIJVING                               | CODE  | STUKS/<br>VERPAKKING | VERPAKKING/<br>OMDOOS |
|--|-------|----------------------|-----------------------|
| IV-STEUN VOOR ZUIGELINGEN/KINDEREN         | 29967 | 15                   | 2                     |
| 15,6 x 5 cm, bevestigingsbanden 22,5 cm    |       |                      |                       |
| IV-STEUN VOOR PASGEBORENEN                 | 29965 | 10                   | 3                     |
| 8,75 x 3,75 cm, bevestigingsbanden 12,5 cm |       |                      |                       |



| BESCHRIJVING   | CODE  | STUKS/<br>VERPAKKING | VERPAKKING/<br>OMDOOS |
|--|-------|----------------------|-----------------------|
| HAND-AID* ARTERIËLE VERVANGINGSBANDEN/<br>-KUSSEN/-STARTERBLOK | 29985 | 25                   | 2                     |
| HAND-AID* ARTERIËLE POLSSTEUN VOOR<br>VOLWASSENEN              | 29980 | 10                   | 2                     |
| 22,5 x 8,75 cm, bevestigingsbanden 36,25 cm                    |       |                      |                       |



| BESCHRIJVING                                 | CODE  | STUKS/<br>VERPAKKING | VERPAKKING/<br>OMDOOS |
|--|-------|----------------------|-----------------------|
| IV-ELLEBOOGSTEUN                             | 29920 | 10                   | 1                     |
| 31,25 x 11,25 cm, bevestigingsbanden 47,5 cm |       |                      |                       |



## IMMOBILISATIEBANDEN




| BESCHRIJVING                                      | CODE  | STUKS/<br>VERPAKKING | VERPAKKING/<br>OMDOOS |
|---|-------|----------------------|-----------------------|
| IMMOBILISATIEBAND MET SLEEPRING<br>47,5 x 8,75 cm | 52712 | 10                   | 4                     |

## ZAKKEN VOOR TELEMETRIEAPPARATUUR




| BESCHRIJVING                  | CODE  | STUKS/<br>VERPAKKING | VERPAKKING/<br>OMDOOS |
|-------------------------------|-------|----------------------|-----------------------|
| ZAK VOOR TELEMETRIEAPPARATUUR | 71800 | 15                   | 2                     |

## AFDEKKINGEN VOOR TOURNIQUETS



| BESCHRIJVING                        | CODE  | STUKS/<br>VERPAKKING | VERPAKKING/<br>OMDOOS |
|-------------------------------------|-------|----------------------|-----------------------|
| AFDEKKING VOOR OK-TOURNIQUET, SMALL | 53600 | 15                   | 2                     |
| AFDEKKING VOOR OK-TOURNIQUET, LARGE | 53605 | 15                   | 2                     |

## KLEDING VOOR VOLWASSEN PATIËNTEN



| BESCHRIJVING                                | CODE  | STUKS/<br>VERPAKKING | VERPAKKING/<br>OMDOOS |
|---|-------|----------------------|-----------------------|
| PATIËNTENJAS, BLAUW, UNIVERSEEL, TAILLEBAND | 69766 | 10                   | 10                    |

# INDEX PER CODE

| CODE   | PAGINA | CODE  | PAGINA | CODE   | PAGINA | CODE   | PAGINA |
|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 10067  | 18     | 44744 | 15     | 48296  | 9      | 69110  | 20     |
| 10078  | 18     | 44749 | 14     | 48390  | 8      | 69124  | 16     |
| 10087  | 18     | 44750 | 14     | 49214  | 8      | 69125  | 16     |
| 13938  | 13     | 44751 | 14     | 49215  | 8      | 69240  | 20     |
| 13940  | 13     | 44752 | 14     | 49235  | 8      | 69252  | 20     |
| 13941  | 13     | 44753 | 14     | 49310  | 8      | 69253  | 21     |
| 13942  | 13     | 45256 | 15     | 50600M | 12     | 69316  | 18     |
| 13943  | 13     | 45257 | 15     | 50601M | 12     | 69353  | 21     |
| 25867  | 7      | 45258 | 15     | 50602M | 12     | 69490  | 18     |
| 25869  | 7      | 45259 | 15     | 50603M | 12     | 69551  | 20     |
| 28806  | 6      | 45260 | 15     | 50604M | 12     | 69571  | 21     |
| 29900+ | 24     | 47080 | 9      | 52000M | 11     | 69600  | 17     |
| 29920  | 24     | 47107 | 6      | 52001M | 11     | 69601  | 17     |
| 29965  | 24     | 47117 | 9      | 52002M | 11     | 69602  | 17     |
| 29967  | 24     | 47137 | 6      | 52003M | 11     | 69603  | 17     |
| 29970  | 24     | 47147 | 6      | 52004M | 11     | 69671  | 21     |
| 29980  | 24     | 47195 | 11     | 52201M | 12     | 69701  | 19     |
| 29985  | 24     | 47196 | 11     | 52202M | 12     | 69702  | 19     |
| 33101  | 22     | 47197 | 11     | 52203M | 12     | 69703  | 19     |
| 33201+ | 23     | 47198 | 11     | 52712  | 25     | 69704  | 19     |
| 33500  | 22     | 47295 | 9      | 53600  | 25     | 69711  | 19     |
| 33595  | 22     | 47297 | 6      | 53605  | 25     | 69766  | 26     |
| 33600  | 22     | 47298 | 6      | 54100  | 16     | 69801  | 20     |
| 33724+ | 23     | 47359 | 9      | 54101  | 16     | 69979  | 16     |
| 33725  | 23     | 47373 | 15     | 54110  | 16     | 69981  | 16     |
| 41204  | 10     | 47374 | 15     | 54310  | 17     | 69987  | 16     |
| 41205  | 10     | 47375 | 15     | 54311  | 17     | 69988  | 16     |
| 44286  | 14     | 47376 | 15     | 62113  | 5      | 71800  | 25     |
| 44287  | 14     | 47377 | 15     | 62114  | 5      | GD001  | 15     |
| 44288  | 14     | 47500 | 9      | 62115  | 7      | GD002  | 15     |
| 44289  | 14     | 47700 | 8      | 62116  | 7      | SV50A  | 10     |
| 44290  | 14     | 48100 | 9      | 62356  | 9      | SV100F | 10     |
| 44740  | 15     | 48207 | 5      | 62363  | 8      | SV250L | 10     |
| 44741  | 15     | 48208 | 5      | 62408  | 10     |        |        |
| 44742  | 15     | 48237 | 5      | 69025  | 17     |        |        |
| 44743  | 15     | 48247 | 5      | 69028  | 17     |        |        |

\* Productbeschikbaarheid afhankelijk van prognoseplan

---



KNOWLEDGE NETWORK\* Klinische voorlichting  
Deskundige klantenservice  
Professionele buitendienst  
Hulpmiddelen & best practices  
Klinisch onderzoek  
Streven naar perfectie

Neem voor meer informatie contact op met  
het Customer Service Team van Halyard:

[customerservice.bnl@hyh.com](mailto:customerservice.bnl@hyh.com)

\* Handelsmerk of geregistreerd handelsmerk van O&M Halyard of gelieerde bedrijven. De kleur GREY is een handelsmerk of geregistreerd handelsmerk van O&M Halyard of gelieerde bedrijven. De kleur ORANGE is een gedeponeerd handelsmerk van O&M Halyard of gelieerde bedrijven. De kleur PURPLE is een gedeponeerd handelsmerk van O&M Halyard of gelieerde bedrijven. ©2020. Alle rechten voorbehouden. HC111-06-NL; COPY-01732, COPY-01733, COPY-01734

[www.halyardhealth.nl](http://www.halyardhealth.nl)