

HALYARD*

Transparente Abdeckungen für den OP

KLARE AUSWAHL. KLARE ABDECKUNG. KLARE EINSPARUNGEN.

KLARE ABDECKUNG

Die OP-Produkte von HALYARD* sind anerkannt für ihre Qualität und Innovation zum Schutz von OP-Patienten und -Personal. Zusätzlich zu unserem umfassenden Sortiment an chirurgischen Abdecktüchern und Ausrüstungsabdeckungen bietet HALYARD* Ihnen eine vollständige Auswahl an transparenten OP-Abdeckungen.

KLARE WAHL

Die richtige Abdeckung ist entscheidend für die Aufrechterhaltung des sterilen Feldes und damit für den Schutz von Patienten im OP und die Verringerung des Kreuzkontaminationsrisikos. Die transparenten OP-Abdeckungen von HALYARD*

- sind durchsichtig, flüssigkeitsundurchlässig und gut drapierbar
- sind stark und kleben rückstandsfrei
- verfügen über Abziehstreifen, die keine Partikel freisetzen
- verfügen über eine blendarme, matte Oberfläche

Sie können allein verwendet oder zum Instrumenten- oder Flüssigkeitsmanagement an unseren Vlies-Abdecktüchern befestigt werden.

KLARE EINSPARUNGEN


Den folgenden Seiten können Sie Informationen zu unserem neuen Sortiment an transparenten Abdeckungen entnehmen. Fragen Sie Ihren klinischen Spezialisten von O&M HALYARD*, wie Ihr Team klare Einsparungen in Ihrem OP erzielen kann.



Our
Commitment
to you

Better
Infection
Prevention


Transparente Abdeckungen für den OP



OP-ABDECKUNG MIT INZISIONSFOLIE

- Transparente, flüssigkeitsundurchlässige, drapierbare PE-Folie
- Inzisionsbereich
- Durchmesser der Fensteröffnung: 2,4 Zoll (~6,1 cm)



Art.-Nr. steril	Art.-Nr. unsteril	Größe/Beschreibung	Stück pro Karton, steril	Stück pro Karton, unsteril
49050	49060NS	Inzisionsfolie mit Fenster, 40x40 cm	80	200



TRANSPARENT U-ABDECKUNGEN

- U-förmiger Ausschnitt mit Klebefestigung
- Transparente, flüssigkeitsundurchlässige, drapierbare Polyethylenfolie
- Matte Oberfläche zum Blendschutz


Art.-Nr. steril	Art.-Nr. unsteril	Größe/Beschreibung	Stück pro Karton, steril	Stück pro Karton, unsteril
49048	49058NS	U-Abdeckung, transparent, 130 x 120 cm	40	200
49049	49059NS	U-Abdeckung, transparent, lang, 80 x 120 cm	40	200




TUCHABDECKUNGEN

- Transparente Polyethylenfolie
- Klebestreifen
- Vielseitige, anpassungsfähige Abdeckungen


Art.-Nr. steril	Art.-Nr. unsteril	Größe/Beschreibung	Stück pro Karton, steril	Stück pro Karton, unsteril
49046	49056NS	Transparente Abdeckung, 30 x45 cm	40	200
49047	49057NS	Transparente Abdeckung, , 60 x45 cm	40	300




Transparente Abdeckungen für den OP




49041 / 49051NS




49042 / 49052NS



49043 / 49053NS



49044 / 49054NS



49045 / 49055NS

FLÜSSIGKEITSAUFFANGBEUTEL

- Sammelt und speichert Flüssigkeit während Prozeduren
- Transparente, flüssigkeitsundurchlässige, drapierbare Polyethylenfolie
- Klebestreifen zur Befestigung
- Drainageanschlüsse
- Filter Nr. 49042/49052NS Tasche zur Aufnahme von Knochenspan und Gewebe als Gewebeprobe

Art.-Nr. steril	Art.-Nr. unsteril	Größe/Beschreibung	Stück pro Karton, steril	Stück pro Karton, unsteril
49041	49051NS	U-Abdeckung, transparent, 89 x 76 cm	20	50
49042	49052NS	Abdeckung mit Spültasche, transparent, 60 x 50 cm	40	200

INSTRUMENTENTASCHEN

- Mehrere Fächer für Instrumente
- Klebestreifen

Art.-Nr. steril	Art.-Nr. unsteril	Größe/Beschreibung	Stück pro Karton, steril	Stück pro Karton, unsteril
49043	49053NS	Transparente Instrumententasche, 2 Fächer, 30 x 18 cm	40	200
49044	49054NS	Transparente Instrumententasche, 3 Fächer, 47 x 25 cm	40	200
49045	49055NS	Transparente Instrumententasche, groß, 33 x 38 cm	200	336

