




Artikelnummer	Bezeichnung	Bänder	Ohrenschlaufen	Farbe	EN 14683 Klasse
48207	FLUIDSHIELD* 3 OP-Maske mit Antibeschlagband, mit SO SOFT* Innenschicht	x		Orange	IIR
48208	FLUIDSHIELD* 3 OP-Maske mit SO SOFT* Innenschicht	x		Orange	IIR
48237	FLUIDSHIELD* 3 OP-Maske mit Antibeschlagband, mit SO SOFT* Innenschicht, Visier	x		Orange	IIR
48247	FLUIDSHIELD* 3 OP-Maske mit Antibeschlagband, SO SOFT* Innenschicht, Rundum-Visier mit Blendschutz	x		Orange	IIR
47107	FLUIDSHIELD* 3 Prozedurenmaske mit Antibeschlagband, mit SO SOFT* Innenschicht und SO SOFT* Ohrenschlaufen		x	Orange	IIR
47137	FLUIDSHIELD* 3 Prozedurenmaske mit Antibeschlagband, mit SO SOFT* Innenschicht und SO SOFT* Ohrenschlaufen, Visier		x	Orange	IIR
47147	FLUIDSHIELD* 3 Prozedurenmaske mit Antibeschlagband, mit SO SOFT* Innenschicht und SO SOFT* Ohrenschlaufen, Rundum-Visier mit Blendschutz		x	Orange	IIR
47297	FLUIDSHIELD* 3 Teddybär-Prozedurenmaske mit SO SOFT* Innenschicht und SO SOFT* Ohrenschlaufen		x	Teddybär	IIR
47298	FLUIDSHIELD* 3 Teddybär-Prozedurenmaske mit Antibeschlagband, mit SO SOFT* Innenschicht und SO SOFT* Ohrenschlaufen, Rundum-Visier		x	Teddybär	IIR
62113	FLUIDSHIELD* 2 OP-Maske mit Antibeschlagband	x		Blau und orange bedruckt	IIR
62114	FLUIDSHIELD* 2 OP-Maske mit Antibeschlagband, Rundum-Visier	x		Blau und orange bedruckt	IIR
62115	FLUIDSHIELD* 2 Prozedurenmaske mit SO SOFT* Ohrenschlaufen		x	Blau	IIR
62116	FLUIDSHIELD* 2 Prozedurenmaske mit Antibeschlagband, mit SO SOFT* Ohrenschlaufen, Rundum-Visier		x	Blau	IIR
47500	SOFT TOUCH* II OP-Maske, mit horizontalen Bändern	x		Blau	II
48100	THE LITE ONE* OP-Maske	x		Blau	II
48296	TEDDYBÄR-OP-Maske mit SO SOFT* Innenschicht	x		Teddybär	II
47295	TEDDYBÄR-Prozedurenmaske mit SO SOFT* Ohrenschlaufen		x	Teddybär	II
62356	THE LITE ONE* Prozedurenmaske mit SO SOFT* Ohrenschlaufen		x	Blau	II
49310	ULTI-MASK* OP-Maske mit Antibeschlagband	x		Weiß	II
49214	OP-Maske mit Antibeschlagband	x		Blau	II
49215	OP-Maske mit Antibeschlagband, Derma-Touch Tape	x		Grün	II
49235	OP-Maske mit Antibeschlag-Filmstreifen	x		Grün	II
48390	OP-Maske mit SO SOFT* Innenschicht	x		Weiß	II
62363	Prozedurenmaske mit Antibeschlagband, mit SO SOFT* Innenschicht und SO SOFT* Ohrenschlaufen		x	Weiß	II
47700	Maske in Schnabelform, mit SO SOFT* Innenschicht, mit Kopfband			Blau	II
47717	Maske in Schnabelform, mit SO SOFT* Innenschicht, mit Kopfband			Gelb	II
47080	Prozedurenmaske mit SO SOFT* Ohrenschlaufen		x	Blau	I
47117	Prozedurenmaske mit SO SOFT* Ohrenschlaufen		x	Gelb	I
37525	DUCKBILL* OP-Maske			Grün	I
49216	DUCKBILL* OP-Maske, Foam Band			Blau	II
47359	TEDDY BEAR Child's Mask mit SO SOFT* Ohrenschlaufen		x	Teddybär	I
28804	FLUIDSHIELD* 3 FOG-FREE OP-Maske, Rundum-Visier mit Blendschutz	x		Orange	IIR
48297	FLUIDSHIELD* 3 Teddy Bear OP-Maske, mit SO SOFT* Innenschicht		x	Teddybär	IIR
62408	FFP2 NR FILTERING HALF MASK AND FLUIDSHIELD* 3 SURGICAL RESPIRATOR			Gelb	IIR

Weitere Informationen erhalten Sie über unser Halyard Customer Care Team:
DE (gebührenfrei)
Tel: 0800 071 35 52 – Fax: 0800 100 68 14
kundendienst@hyh.com

Die Artikelempfehlungen für den Schutz vor Flüssigkeiten, den Augenschutz und das Beschlagrisiko basieren auf Prüfberichten. Die Empfehlungen zum Tragekomfort basieren zusätzlich zu den Prüfberichten auch auf dem Feedback, das O&M Halyard von Anwendern erhalten hat. Die letztendliche Entscheidung darüber, welcher Schutz für die gegebenen Bedingungen angemessen ist, treffen die medizinischen Mitarbeiter, welche die jeweilige Maske tragen.
BSI Standards Publication, 2019. EN 14683:2019+AC:2019 Medical face masks —Requirements and test methods. London: BSI

*Eingetragenes Warenzeichen oder Marke von O&M Halyard oder verbundenen Unternehmen. ©2022. Alle Rechte vorbehalten. HC344-01-DE