



GARANTIR LA STÉRILITÉ AMÉLIORER LA PROTECTION

Articles haute efficacité pour la stérilisation.



RENFORÇONS LA CONFIANCE EN MATIÈRE DE STÉRILISATION

En matière d’emballages de stérilisation, la préservation de la stérilité permet de protéger vos patients.

Chez Halyard, nous sommes convaincus qu’il faut y avoir un emballage de stérilisation pour chaque besoin et chaque utilisateur.

Au sein de la gamme des emballages de stérilisation HALYARD*, nous vous proposons :

- Emballages de stérilisation HALYARD* Sequential et Quick Check INTERLEAVED* : des feuilles simples en SMS traitées par POWERGUARD* et destinées à l’emballage séquentiel.
- Emballage HALYARD* Smart-Fold* : spécifiquement conçu pour vos tâches les plus ardues. Assemblé à partir d’un matériel résistant aux impacts et doté de zones de renfort triple couche, cet emballage a été conçu pour protéger vos plateaux et les kits en prêt les plus lourds des déchirures et coupures lors des manipulations.
- Emballage de stérilisation HALYARD* QUICK CHECK* : doté d’une couche bleue et d’une couche blanche, ce produit de la gamme ONE-STEP* traité par POWERGUARD* vous permet de détecter plus facilement une éventuelle stérilisation défectueuse.



H100




H200



H300



H400



H500

Outre les emballages HALYARD* Sequential, Quick Check INTERLEAVED* et Smart-Fold*, Halyard vous propose une gamme d’accessoires de haute qualité ainsi que des solutions de prévention des infections dont vous avez besoin pour accentuer l’efficacité et la protection.



PURPLE NITRILE* XTRA et PURPLE NITRILE* MAX : ces gants épais et plus longs ont été spécifiquement conçus pour les techniciens des unités de stérilisation centrale afin qu’ils bénéficient d’une protection solide pendant la décontamination des instruments.



Masques de soins FLUIDSHIELD* de niveau 3 : des masques de haute qualité associant vision claire et performances fiables et constantes, qui vous aident à optimiser votre travail.

PRODUITS DE CONDITIONNEMENT



Sachets et gaines thermoscellables :

Une gamme complète de sachets et de gaines produits à partir d'un papier à usage médical doté d'une résistance élevée à l'éclatement (68 g/m²) et qui est scellé avec un film résistant aux déchirures, offrant ainsi d'excellentes caractéristiques en termes de résistance du scellage et de pelage.

- Gamme adaptée à la stérilisation à la vapeur et à l'OE
- Conformes aux normes ISO 11607 et EN 868-5



SACHETS HALYARD* THERMOSCELLABLES AVEC PAPIER / FILM

Code	Description	Unités/boîte
48516	Sachets HALYARD* thermoscellables avec papier / film 50 x 250 mm	2.000
48518	Sachets HALYARD* thermoscellables avec papier / film 75 x 200 mm	2.000
48520	Sachets HALYARD* thermoscellables avec papier / film 200 x 400 mm	2.000
48495	Sachets HALYARD* thermoscellables avec papier / film 100 x 150 mm	2.000
48498	Sachets HALYARD* thermoscellables avec papier / film 100 x 270 mm	2.000
48499	Sachets HALYARD* thermoscellables avec papier / film 100 x 300 mm	1.000
48500	Sachets HALYARD* thermoscellables avec papier / film 100 x 380 mm	2.000
48501	Sachets HALYARD* thermoscellables avec papier / film 100 x 400 mm	2.000
48503	Sachets HALYARD* thermoscellables avec papier / film 120 x 400 mm	1.000
48506	Sachets HALYARD* thermoscellables avec papier / film 150 x 300 mm	1.000
48507	Sachets HALYARD* thermoscellables avec papier / film 150 x 380 mm	2.000
48558	Sachets HALYARD* thermoscellables avec papier / film 150 x 350 mm	1.000
48508	Sachets HALYARD* thermoscellables avec papier / film 150 x 400 mm	2.000
48509	Sachets HALYARD* thermoscellables avec papier / film 200 x 610 mm	1.000
48510	Sachets HALYARD* thermoscellables avec papier / film 205 x 400 mm	1.000
48511	Sachets HALYARD* thermoscellables avec papier / film 220 x 300 mm	1.000
48512	Sachets HALYARD* thermoscellables avec papier / film 250 x 380 mm	1.000
48513	Sachets HALYARD* thermoscellables avec papier / film 250 x 500 mm	500
48514	Sachets HALYARD* thermoscellables avec papier / film 300 x 500 mm	500
48515	Sachets HALYARD* thermoscellables avec papier / film 420 x 500 mm	500



GAINES HALYARD* THERMOCELLABLES AVEC PAPIER / FILM

Code	Description	Unités/boîte
48526	Gaines HALYARD* thermoscellables avec papier / film 75 mm x 200 m	2
48521	Gaines HALYARD* thermoscellables avec papier / film 100 mm x 200 m	1
48522	Gaines HALYARD* thermoscellables avec papier / film 150 mm x 200 m	1
48523	Gaines HALYARD* thermoscellables avec papier / film 200 mm x 200 m	1
48524	Gaines HALYARD* thermoscellables avec papier / film 250 mm x 200 m	1
48555	Gaines HALYARD* thermoscellables avec papier / film 300 mm x 200 m	1

SACHETS / GAINES HALYARD* THERMOCELLABLES AVEC PAPIER / FILM, À SOUFFLET

Code	Description	Unités/boîte
48492	Sachets / gaines HALYARD* thermoscellables avec papier / film, à soufflet 150 x 50 x 400 mm	1.000
48494	Sachets / gaines HALYARD* thermoscellables avec papier / film, à soufflet 150 mm x 50 mm x 100 m	2

PROTÉGEZ VOTRE PLATEAU À INSTRUMENTS DE L'INTÉRIEUR



TRAYLINERS ABSORBANTS

Les trayliners absorbants sont conçus pour absorber et répartir efficacement la condensation lors du processus de stérilisation. On peut également s'en servir comme serviettes multi-usages dans le domaine des soins de santé.

Code	Description	Unités/boîte
48139	Trayliner absorbant HALYARD* 51 x 64 cm	400



MILLENIUM TRAYLINERS (40 g/m²)

Les Millenium trayliners bleus sont légers, ergonomiques et dotés d'une finition mate pour réduire les reflets. Assemblés à partir d'un mélange associant 90 % de viscose et 10 % de polyester, ces trayliners peuvent absorber plusieurs fois leur propre poids en eau en la piégeant dans leur structure poreuse afin d'éviter que l'humidité n'ait des répercussions sur l'efficacité du processus de stérilisation. Généralement disposés dans des paniers à instruments, les Millenium trayliners font office de rembourrage et de matériau absorbant, tout en réduisant les reflets dus aux instruments.

Code	Description	Unités/boîte
E10011-26	Millenium trayliner 25 x 25 cm	2.000
E10011-27	Millenium trayliner 25 x 32 cm	2.000
E10011-31	Millenium trayliner 28 x 50 cm	1.000



TRAYLINERS DE PROTECTION (60 g/m²)

Code	Description	Unités/boîte
K100111	Trayliner de protection 28 x 50 cm	500
K100112	Trayliner de protection 25 x 33 cm	500



Conseil de notre spécialiste clinique pour choisir un trayliner.

	Lieu	Indication
Millenium trayliners (40 g/m ²)	Utilisés principalement dans le panier à instruments	Absorption / répartition de l'humidité ++ Protection des instruments ++
Trayliners absorbants HALYARD* (60 g/m ²)	Peuvent être utilisés dans ou sous le panier à instruments	Absorption / répartition de l'humidité +++ Renforce le fond du dispositif d'emballage +
Trayliners de protection (60 g/m ²)	Peuvent être utilisés dans ou sous le panier à instruments	Absorption / répartition de l'humidité + Renforce le fond du dispositif d'emballage +++

PROTÉGEZ VOTRE PLATEAU À INSTRUMENTS DE L'EXTÉRIEUR



SACS DE TRANSPORT VIOLETS

Sacs de transport violets dans lesquels sont placés les plateaux emballés dans une barrière stérile. Ils peuvent être fermés à l'aide du rabat et du ruban pour stérilisation.

Ce matériau est totalement perméable à la vapeur.

Code	Description	Unités/boîte
E10011-23	Sac de transport 40 x 70 cm	100
E10011-24	Sac de transport 50 x 70 cm	120
E10011-25	Sac de transport 60 x 70 cm	150



TAPIS DE TRANSPORT EN SILICONE

Le tapis de transport en silicone HALYARD* garantit l'absorption des chocs et réduit les frictions entre les plateaux à instruments et les paniers de transport, transportant ainsi les plateaux en toute sécurité. Sa surface antidérapante empêche les objets de glisser ou de racler. Le tapis a été conçu pour être utilisé dans les stérilisateur à vapeur, sa structure ouverte permettant d'éviter l'accumulation d'humidité.

Code	Description	Unités/boîte
30010-00004	Tapis de transport en silicone 28 x 54 cm	10



PLATEAU DE TRANSPORT

Les plateaux de transport HALYARD* permettent de manipuler correctement les emballages stériles. Ils sont utilisés pour soulever et soutenir l'emballage stérile lorsqu'il est stocké entre la stérilisation et l'utilisation. Les plateaux sont réutilisables après nettoyage et décontamination. Le plateau de transport XL permet de soulever et de soutenir les plateaux pour dispositifs robotiques / lourds emballés.

Code	Description	Unités/boîte
KL-1500	Plateau de transport 29 x 55 cm	10
KL-1500XL	Plateau de transport XL 43 x 69.7 cm	5

INSPECTION



Conseil de notre spécialiste clinique s'il arrive que les instruments soient encore humides après le lavage automatisé.

Vous pouvez utiliser nos lingettes à usage unique faiblement pelucheuses : elles peuvent s'avérer utiles en salle de nettoyage pour retirer l'humidité des instruments qui ont été lavés manuellement. Conservez-en dans la salle d'assemblage et de conditionnement afin de pouvoir retirer les gouttes d'humidité résiduelles des instruments après le nettoyage et la désinfection automatisés.

Code produits	Description	Unités/boîte
CHUX-WIPE01	Serviettes absorbantes faiblement pelucheuses Chux, turquoise Dimensions (repliées) : 155 x 170 mm Dimensions (dépliées) : 300 x 337 mm	400
CHUX-VERA02A	Serviettes absorbantes faiblement pelucheuses Chux en non crêpé, blanches Dimensions (repliées) : 155 x 170 mm Dimensions (dépliées) : 300 x 337 mm	300



STYLOS-MARQUEUR

Stylos-marqueur permanents, efficaces pour écrire sur la surface des étiquettes des plateaux, sachets et gaines. Avec encre non toxique et à séchage rapide, qui supporte l'utilisation dans le stérilisateur.

Code	Description	Unités/boîte
RT209P	Stylo-marqueur, noir	12



RUBAN POUR STÉRILISATION

Gamme complète de rubans uniques, spécifiquement fabriqués, démontrant d'excellentes caractéristiques en termes de liant et adaptés à divers types d'emballages de stérilisation.

Code	Description	Unités/boîte
A3341CT0025B	Ruban de masquage, sans indicateur, 25 mm de large	36
A3352CT0019B	Ruban pour stérilisation sans latex, avec indicateur, 19 mm de large	48
A3352CT0025B	Ruban pour stérilisation sans latex, avec indicateur, 25 mm de large	36

Références 1. Étude menée par Kurt Salmon Associates.

**Notre
engagement
envers vous**

**Mieux
prévenir les
infections**

Pour de plus amples informations, veuillez contacter votre service clientèle Halyard:

FR (gratuit)

Tél : 0805 54 27 51 - Fax : 0805 37 36 12

serviceclients@owens-minor.com

BE (gratuit)

Tél : 0800 890 13 – Fax : 0800 117 33

serviceclients@owens-minor.com

LUX (gratuit)

Tél : 0800 852 66 – Fax : 0800 266 56

serviceclients@owens-minor.com



www.halyardhealth.fr

*Marque déposée ou marque de commerce de O&M Halyard ou de ses filiales. ©2025.
Tous droits réservés. Document confidentiel et propriété exclusive d'Owens & Minor, Inc.
et/ou ses entreprises affiliées. HC488-02-FR
L'image de couverture est utilisée avec l'autorisation de BELINTRA
www.belintra.com