

GEGARANDEERDE STERILITEIT BETROUWBARE BESCHERMING

Sterilisatiematerialen die uitermate efficiënt zijn.



WAAROP U KUNT VERTROUWEN

Bij sterilisatieverpakkingsmateriaal draait het allemaal om het behoud van de steriliteit, ter bescherming van uw patiënten.

Bij Halyard zijn we van mening dat er voor elke behoefte van elke gebruiker een specifiek type sterilisatieverpakkingsmateriaal moet bestaan.

Het portfolio sterilisatieverpakkingsmateriaal van HALYARD* omvat dan ook:

- HALYARD* Sequential en Quick Check INTERLEAVED* sterilisatieverpakkingsmateriaal: enkellaags folie van SMS-materiaal dat is behandeld met POWERGUARD*, voor sequentiële verpakking.
- HALYARD* Smart-Fold* verpakkingsmateriaal: ontworpen voor de zwaarste taken. Het impactbestendige materiaal en de drielaagse versterking beschermen uw zwaarste instrumentennetten en leensets tegen scheuren en insnijdingen bij de handling.
- HALYARD* QUICK CHECK* sterilisatieverpakkingsmateriaal: een ONE-STEP* product dat is behandeld met POWERGUARD* en dat bestaat uit een blauwe en een witte laag, waardoor snel kan worden opgemerkt of de steriliteit is aangetast.



H100




H200



H300



H400



H500

Naast het HALYARD* Sequential, Quick Check INTERLEAVED* en Smart-Fold* verpakkingsmateriaal biedt Halyard een reeks hoogwaardige accessoires en infectiepreventieoplossingen die u nodig hebt voor betere efficiëntie en bescherming.



PURPLE NITRILE* XTRA en PURPLE NITRILE* MAX: deze dikke, extra lange handschoenen zijn speciaal ontworpen om CSA-medewerkers sterke bescherming te bieden tijdens het ontsmetten van instrumenten.



FLUIDSHIELD* NIVEAU 3 proceduremaskers: hoogwaardige maskers die betrouwbare prestaties bieden zodat u niet wordt afgeleid en optimaal kunt presteren.

VERPAKKINGSPRODUCTEN



Hitteverzegelbare zakken en rollen:

Een uitgebreid assortiment zakken en rollen, gemaakt van medisch papier van 68 g/m² met een hoge barstweerstand. De combinatie met scheurbestendig folie zorgt ervoor dat het papier goed afdicht en eenvoudig is los te trekken.

- Geschikt voor stoom- en ETO-sterilisatie
- Voldoet aan ISO 11607 en EN 868-5



HALYARD* HITTEVERZEGELBARE ZAKKEN MET PAPIER / FOLIE

Code	Beschrijving	Aantal/doos
48516	HALYARD* hitteverzegelbare zakken met papier / folie 50 x 250 mm	2.000
48518	HALYARD* hitteverzegelbare zakken met papier / folie 75 x 200 mm	2.000
48520	HALYARD* hitteverzegelbare zakken met papier / folie 200 x 400 mm	2.000
48495	HALYARD* hitteverzegelbare zakken met papier / folie 100 x 150 mm	2.000
48498	HALYARD* hitteverzegelbare zakken met papier / folie 100 x 270 mm	2.000
48499	HALYARD* hitteverzegelbare zakken met papier / folie 100 x 300 mm	1.000
48500	HALYARD* hitteverzegelbare zakken met papier / folie 100 x 380 mm	2.000
48501	HALYARD* hitteverzegelbare zakken met papier / folie 100 x 400 mm	2.000
48503	HALYARD* hitteverzegelbare zakken met papier / folie 120 x 400 mm	1.000
48506	HALYARD* hitteverzegelbare zakken met papier / folie 150 x 300 mm	1.000
48507	HALYARD* hitteverzegelbare zakken met papier / folie 150 x 380 mm	2.000
48558	HALYARD* hitteverzegelbare zakken met papier / folie 150 x 350 mm	1.000
48508	HALYARD* hitteverzegelbare zakken met papier / folie 150 x 400 mm	2.000
48509	HALYARD* hitteverzegelbare zakken met papier / folie 200 x 610 mm	1.000
48510	HALYARD* hitteverzegelbare zakken met papier / folie 205 x 400 mm	1.000
48511	HALYARD* hitteverzegelbare zakken met papier / folie 220 x 300 mm	1.000
48512	HALYARD* hitteverzegelbare zakken met papier / folie 250 x 380 mm	1.000
48513	HALYARD* hitteverzegelbare zakken met papier / folie 250 x 500 mm	500
48514	HALYARD* hitteverzegelbare zakken met papier / folie 300 x 500 mm	500
48515	HALYARD* hitteverzegelbare zakken met papier / folie 420 x 500 mm	500



HALYARD* HITTEVERZEGELBARE ROLLEN MET PAPIER / FOLIE

Code	Beschrijving	Aantal/doos
48526	HALYARD* hitteverzegelbare rollen met papier / folie 75 mm x 200 m	2
48521	HALYARD* hitteverzegelbare rollen met papier / folie 100 mm x 200 m	1
48522	HALYARD* hitteverzegelbare rollen met papier / folie 150 mm x 200 m	1
48523	HALYARD* hitteverzegelbare rollen met papier / folie 200 mm x 200 m	1
48524	HALYARD* hitteverzegelbare rollen met papier / folie 250 mm x 200 m	1
48555	HALYARD* hitteverzegelbare rollen met papier / folie 300 mm x 200 m	1

HALYARD* HITTEVERZEGELBARE ZAKKEN / ROLLEN MET PAPIER / FOLIE, MET ZIJVUW

Code	Beschrijving	Aantal/doos
48492	HALYARD* hitteverzegelbare zakken / rollen met papier / folie, met zijvouw 150 x 50 x 400 mm	1.000
48494	HALYARD* hitteverzegelbare zakken / rollen met papier / folie, met zijvouw 150 mm x 50 mm x 100 m	2

BESCHERMING VAN BINNENKANT VAN INSTRUMENTENNET



ABSORBERENDE TRAYLINERS

Absorberende trayliners zijn ontworpen om condens effectief te absorberen en te verdelen tijdens het sterilisatieproces. Ze zijn ook geschikt als handdoekjes voor algemeen gebruik in de gezondheidszorg.

Code	Beschrijving	Aantal/doos
48139	HALYARD* absorberende trayliner 51 x 64 cm	400



MILLENIUM TRAYLINERS (40 g/m²)

De blauwe Millenium trayliners zijn licht van gewicht en gebruiksvriendelijk, en ze hebben een matte afwerking om schittering te verminderen. Deze trayliners bestaan uit een mengsel van 90% viscose en 10% polyester. Ze kunnen meerdere keren hun eigen gewicht aan water absorberen. Doordat het water wordt opgesloten in de poreuze structuur, wordt voorkomen dat het sterilisatieproces minder efficiënt wordt door vocht. De Millenium trayliners worden doorgaans in de instrumentenmanden geplaatst. Ze bieden demping en absorptie, en verminderen daarnaast de schittering van de instrumenten.

Code	Beschrijving	Aantal/doos
E10011-26	Millenium trayliner 25 x 25 cm	2.000
E10011-27	Millenium trayliner 25 x 32 cm	2.000
E10011-31	Millenium trayliner 28 x 50 cm	1.000



BESCHERMENDE TRAYLINERS (60 g/m²)

Code	Beschrijving	Aantal/doos
K100111	Protective trayliner 28 x 50 cm	500
K100112	Protective trayliner 25 x 33 cm	500



Tip van onze klinisch specialist: hoe kies ik de juiste trayliner?

	Waar	Indicatie
Millenium trayliners (40 g/m ²)	Word voornamelijk gebruikt in de instrumentenmand	Absorptie / verspreiding van vocht ++ Bescherming van instrumenten ++
HALYARD* absorberende trayliners (60 g/m ²)	Kan zowel in als onder de instrumentenmand worden gebruikt	Absorptie / verspreiding van vocht +++ Verstevigt onderzijde van verpakking +
Beschermende trayliners (60 g/m ²)	Kan zowel in als onder de instrumentenmand worden gebruikt	Absorptie / verspreiding van vocht + Verstevigt onderzijde van verpakking +++

BESCHERMING VAN BUITENKANT VAN INSTRUMENTENNET



PAARSE TRANSPORTZAKKEN

Paarse transportzakken dienen voor het transporteren van instrumentennetten in barrièreverpakking. De transportzak kan worden verzegeld met de omslagrand en sterilisatie-indicator tape.

Het materiaal is volledig stoomdoorlatend.

Code	Beschrijving	Aantal/doos
E10011-23	Transportzak 40 x 70 cm	100
E10011-24	Transportzak 50 x 70 cm	120
E10011-25	Transportzak 60 x 70 cm	150



SILICONENMAT VOOR TRANSPORT

De HALYARD* siliconenmat voor transport biedt schokabsorptie en vermindert de wrijving tussen instrumentennetten en transportmanden, zodat de netten veilig blijven tijdens transport. Het antislippoppervlak voorkomt dat de mat gaat glijden of wordt meegesleept en is ontworpen voor gebruik in stoomsterilisatoren, waarbij de open structuur natte pakketten helpt voorkomen.

Code	Beschrijving	Aantal/doos
30010-00004	Siliconenmat voor transport 28 x 54 cm	10



TRANSPORTTRAY

HALYARD* transporttrays zijn een hulpmiddel voor een juiste handling van steriele pakketten. De transporttrays worden gebruikt om het steriele pakket op te tillen en te ondersteunen tijdens de opslag tussen sterilisatie en gebruik.

HALYARD* transporttrays kunnen worden hergebruikt na reiniging en decontaminatie. De XL transporttray wordt gebruikt om verpakte robottrays of zware instrumentennetten op te tillen en te ondersteunen.

Code	Beschrijving	Aantal/doos
KL-1500	Transporttray 29 x 55 cm	10
KL-1500XL	XL transporttray 43 x 69.7 cm	5



Tip van onze klinisch specialist: soms blijven mijn instrumenten nat na geautomatiseerde reiniging.

U kunt dan gebruikmaken van onze pluisarme doekjes voor eenmalig gebruik: deze zijn geschikt voor gebruik in de waskamer om vocht te verwijderen van handmatig gereinigde instrumenten. Zorg dat u ze tot uw beschikking hebt in de assemblage- en verpakkingsruimte om overtollige vochtdruppels te verwijderen van instrumenten na geautomatiseerde reiniging en desinfectie.

Productcodes	Beschrijving	Aantal/doos
CHUX-WIPE01	Chux pluisarme absorberende handdoekjes, turquoise Afmetingen (opgevouwen): 155 x 170 mm Afmetingen (opengevouwen): 300 x 337 mm	400
CHUX-VERA02A	Pluisarme absorberende Chux-handdoekjes, geen crêpe, wit Afmetingen (opgevouwen): 155 x 170 mm Afmetingen (opengevouwen): 300 x 337 mm	300



MARKEERSTIFTEN

Permanente markeerstiften, effectief voor het schrijven op traylabels, zakken en rollen. De inkt is geschikt voor sterilisatie-indicator tape, niet-toxisch en sneldrogend.

Code	Beschrijving	Aantal/doos
RT209P	Markeerstift zwart	12



STERILISATIE-INDICATOR TAPE

Een compleet assortiment unieke tapes met uitstekende bindingseigenschappen die geschikt zijn voor verschillende soorten sterilisatieverpakkingsmateriaal.

Code	Beschrijving	Aantal/doos
A3341CT0025B	Masking tape, zonder indicator, 25 mm breed	36
A3352CT0019B	Latexvrije sterilisatie-indicator tape, 19 mm breed	48
A3352CT0025B	Latexvrije sterilisatie-indicator tape, 25 mm breed	36

Referenties 1. Onderzoek Kurt Salmon Associates

Onze
belofte
aan u

Betere
infectie-
preventie

Neem voor meer informatie contact op met het Customer Care Team van O&M Halyard:

NL (gratis)

Tel: 0800 020 17 33 – Fax: 0800 022 75 49
customerservice.bnl@owens-minor.com

BE (gratis)

Tel: 0800 890 13 – Fax: 0800 117 33
customerservice.bnl@owens-minor.com



www.halyardhealth.nl

*Handelsmerk of geregistreerd handelsmerk van O&M Halyard of gelieerde bedrijven. ©2025. Alle rechten voorbehouden. Vertrouwelijk en eigendom van Owens & Minor, Inc. en/of gelieerde bedrijven. HC488-02-NL
De afbeelding op het omslag wordt gebruikt met toestemming van BELINTRA www.belintra.com