

DES SOLUTIONS SIMPLES POUR LES INSTRUMENTS ROBOTIQUES DE HAUTE TECHNOLOGIE



Assimilée à une époque à de la science-fiction, la chirurgie avec assistance robotique est désormais indissociable des activités chirurgicales. L'emballage et le stockage des caméras de haute technologie constituent un nouveau défi pour les services de stérilisation. La solution est l'association du plateau de transport HALYARD* XL et des feuilles de stérilisation SMART-FOLD* ou QUICK CHECK*.

Grâce à sa taille (dim. ext. : 43 x 69,7 cm ; dim. int. : 41,9 x 67,6 cm), le plateau de transport XL permet de déplacer tous les plateaux pour caméras utilisés en chirurgie avec assistance robotique. Le plateau de transport XL en polypropylène permet de soulever et de soutenir les plateaux pour dispositifs robotiques emballés. Le plateau peut être réutilisé après nettoyage et décontamination.



**Le plateau pour dispositif
robotique étant soutenu sur
toute sa longueur,
le risque d'endommagement de
l'emballage stérile est réduit.**

Informations relatives à la commande

DESCRIPTION DU PRODUIT		RÉFÉRENCE PRODUIT	
	Plateau de transport XL	5 plateaux / carton	KL-1500XL
EMBALLAGE PARALLÈLE			
	HALYARD* QUICK CHECK* feuille de stérilisation 137 x 182 cm	H400	34191
		H500	34195
EMBALLAGE ENVELOPPE			
	HALYARD* QUICK CHECK* feuille de stérilisation 137 x 137 cm	H400	34146
		H500	34143
SMART-FOLD*			
	HALYARD* SMART-FOLD* feuille de stérilisation	H650	14309

Pour de plus amples informations, veuillez envoyer un e-mail à serviceclients@hyh.com ou consulter le site

www.halyardhealth.eu



O&M Halyard, Inc., 9120 Lockwood Blvd., Mechanicsville, VA 23116, USA
 [EC] [RE] [P] ArcRoyal Unlimited Company, Virginia Road, Kells, Co Meath, Ireland
 O&M Halyard Belgium BV, Berkenlaan 8B, 1831 Machelen (Brab.), Belgium
 UK RP • RLD Quality Limited Centenary House, Peninsula Park, Rydon Lane, Exeter, EX2 7XE, United Kingdom



*Marque déposée ou marque de commerce de O&M Halyard ou ses filiales. © 2024 HYH. Tous droits réservés. HC 506-01-FR