

# EENVOUDIGE OPLOSSINGEN VOOR HIGHTECH ROBOTINSTRUMENTEN



Ooit werd robotchirurgie nog gezien als iets van de toekomst, maar tegenwoordig maakt het een vast onderdeel uit van de chirurgie.

De verpakking en opslag van hightechcamera's vormt een nieuwe uitdaging voor CSA-afdelingen. Dit probleem kan worden opgelost met de HALYARD<sup>®</sup> XL transporttray in combinatie met het SMART-FOLD<sup>®</sup> of QUICK CHECK<sup>®</sup> sterilisatieverpakkingsmateriaal.

Vanwege het formaat (buitenmaat: 43 x 69,7 cm; binnenmaat: 41,9 x 67,6 cm) is de XL transporttray geschikt voor cameratrays die worden ingezet bij robotgeassisteerde operaties. De XL transporttray van polypropyleen wordt gebruikt om verpakte robottrays op te tillen en te ondersteunen en kan worden hergebruikt na reiniging en sterilisatie.



De robottray wordt over de gehele lengte ondersteund, wat het risico op beschadiging van de steriele verpakking verkleint.

# Bestelinformatie

PRODUCTBESCHRIJVING		PRODUCTCODE	
	XL transporttray	5 trays/doos	KL-1500XL
PARALLEL PACKAGING			
	HALYARD* QUICK CHECK* sterilisatieverpakkingsmateriaal 137 x 182 cm	H400	34191
		H500	34195
ENVELOPPEVERPAKKINGSTECHNIEK			
	137x137cm HALYARD* QUICK CHECK* sterilisation wrap	H400	34146
		H500	34143
SMART-FOLD*			
	HALYARD* SMART-FOLD* sterilisatieverpakkingsmateriaal	H650	14309

Stuur voor meer informatie een e-mail aan  
customerservice.bnl@hyh.com of ga naar

[www.halyardhealth.eu](http://www.halyardhealth.eu)



O&M Halyard, Inc., 9120 Lockwood Blvd., Mechanicsville, VA 23116, USA  
 [EC] [RE] ArcRoyal Unlimited Company, Virginia Road, Kells, Co Meath, Ireland  
 O&M Halyard Belgium BV, Berkenlaan 8B, 1831 Machelen (Brab.), Belgium  
 UK RP • RLD Quality Limited Centenary House, Peninsula Park, Rydon Lane, Exeter, EX2 7XE, United Kingdom



\*Handelsmerk of geregistreerd handelsmerk van O&M Halyard of  
 gelieerde bedrijven. © 2024 HYH. Alle rechten voorbehouden.  
 HC 506-01-NL