

TOUT CE DONT VOUS AVEZ  
BESOIN POUR PRÉPARER  
RAPIDEMENT LE BLOC ENTRE  
DEUX INTERVENTIONS.  
SIMPLIFIÉ.



Effacité accrue au sein du bloc grâce à des solutions de nettoyage rapides et sûres.

La simplification par HALYARD\*

Grâce à la gamme complète de kits de protection de tables d'opération HALYARD\*, associez à nouveau simplicité et efficacité lors de vos journées de travail. Grâce à nos kits standard et personnalisés comprenant des produits que vous connaissez et auxquels vous vous fiez depuis des années, trouvez plus facilement tout ce dont vous avez besoin pour que le bloc soit propre et sûr dans votre établissement de soins chirurgicaux d'urgence ou ambulatoires.

Proposée par les concepteurs des casques chirurgicales AERO SERIES\*, cette gamme de produits de haute qualité associe commodité et bon rapport coût-efficacité. Avant, pendant et après une intervention, les produits HALYARD\* préservent la sécurité des patients et du personnel au sein du bloc.

---

## DÉCOUVREZ NOS KITS DE PROTECTION DE TABLES D'OPÉRATION TRÈS PRISÉS

Disponible à l'achat sous la forme de kits standard, cet assortiment d'éléments en textile jetable HALYARD\* aide les membres du personnel à prévenir les infections au sein du bloc et protège l'équipement des dommages.



68474

### CHAMPS DE TABLE

- Ces champs de table matelassés, à absorption rapide, protègent les patients et le matériel des fluides.
- La couche supérieure respirante constitue une surface agréable en cas de contact direct avec les patients.
- Proposés en deux finitions différentes, les champs piègent les fluides dans la couche centrale, facilitant ainsi le nettoyage post-intervention.
- Faiblement pelucheuse, cette matière minimise la formation de plis ; ainsi, la couche externe sèche permet de protéger aussi bien la peau des patients que l'équipement à proximité.
- La couche inférieure imperméable contribue à empêcher les épanchements et la contamination croisée.
- Ces produits à usage unique réduisent les risques associés à l'introduction de contaminants biologiques et environnementaux dans le bloc.



### DRAP DE TRANSFERT

Conçu pour être très résistant, le drap de transfert peut supporter un poids allant jusqu'à 270 kg.



### COUVRE-ACCOUDOIRS

Grâce aux sangles, les couvre-accoudoirs en tissu restent bien en place, pour une sécurité accrue des patients.



### COUVRE-APPUIE-TÊTES

Grâce à un renfort imperméable, les couvre-appuie-têtes empêchent la colonisation bactérienne.

**OPTIONS ASSOCIÉES AU KIT DE PROTECTION STANDARD**

*Gagnez du temps lors de la recherche d'articles à usage unique essentiels*

Trouvez facilement un kit standard pour chaque cas et ajoutez-le à votre chariot en vue d'une préparation efficace du bloc. Faites votre choix à partir de multiples possibilités de kits peu encombrants, dans des troussees pratiques.


**Kit de protection de table d'opération I**

Code	Composants	Quantité	Unités par carton
68500	Champ de table absorbant, 101,6 cm x 228,6 cm, adhérent	1	40
	Drap de transfert, 101.6 cm x 152.4 cm	1	




**Kit de protection de table d'opération II**

Code	Composants	Quantité	Unités par carton
68501	Champ de table absorbant, 101,6 cm x 228,6 cm, adhérent	1	36
	Drap de transfert, 101.6 cm x 152.4 cm	1	
	Couvre-accoudoir, 33 cm x 76,2 cm, avec sangle	2	



**Kit de protection de table d'opération III**

Code	Composants	Quantité	Unités par carton
68502	Champ de table absorbant, 101,6 cm x 228,6 cm, adhérent	1	36
	Drap de transfert, 101.6 cm x 152.4 cm	1	
	Couvre-accoudoir, 33 cm x 76,2 cm, avec sangle	2	
	Couvre-appuie-tête, 35,5 cm x 38,1 cm	1	





**ACCENTUEZ L'EFFICACITÉ AU SEIN DU BLOC  
GRÂCE À NOTRE CHAMP DE TABLE ABSORBANT ET ADHÉRENT.**

*Vous pouvez commander cet article séparément ou comme élément des kits de protection de tables d'opération HALYARD\* suivants :*

- Kit de protection de table d'opération I
- Kit de protection de table d'opération II
- Kit de protection de table d'opération III

Code	Description	Unités par carton
68474	Champ de table absorbant, 101,6 cm x 228,6 cm, finition adhérente	20

Faites appel à HALYARD\* pour chaque produit essentiel dont vous avez besoin afin de fluidifier les interventions au bloc et optimiser les économies.

Des produits à usage unique aux équipements essentiels, HALYARD\* vous propose des ressources adaptées afin que les patients bénéficient de soins sûrs et efficaces.



**Notre  
engagement  
envers vous**

**Mieux  
prévenir les  
infections**

[www.halyardhealth.fr](http://www.halyardhealth.fr)



**Pour de plus amples informations,  
veuillez contacter votre service clientèle O&M Halyard :**

FR (gratuit)  
Tél : 0805 54 27 51 - Fax : 0805 37 36 12  
[serviceclients@owens-minor.com](mailto:serviceclients@owens-minor.com)

BE (gratuit)  
Tél : 0800 890 13 - Fax : 0800 117 33  
[serviceclients@owens-minor.com](mailto:serviceclients@owens-minor.com)

LUX (gratuit)  
Tél : 0800 852 66 - Fax : 0800 266 56  
[serviceclients@owens-minor.com](mailto:serviceclients@owens-minor.com)

\*Marque déposée ou marque de commerce de O&M Halyard ou ses filiales. © 2025. Tous droits réservés.  
008860 COPY-05307 - HC572-00 - FR