

CATALOGUE DE PRODUITS DE STÉRILISATION



TABLE DES MATIÈRES

DES EMBALLAGES DE STÉRILISATION HALYARD* POUR TOUS LES BESOINS	3
EMBALLAGE DE STÉRILISATION HALYARD* SÉQUENTIEL	4
EMBALLAGE DE STÉRILISATION HALYARD* SÉQUENTIEL H100	4
EMBALLAGE DE STÉRILISATION HALYARD* SÉQUENTIEL H200	4
EMBALLAGE DE STÉRILISATION HALYARD* SÉQUENTIEL H300	4
EMBALLAGE DE STÉRILISATION HALYARD* SÉQUENTIEL H400	4
EMBALLAGE DE STÉRILISATION HALYARD* SÉQUENTIEL H500	4
EMBALLAGE DE STÉRILISATION HALYARD* QUICK CHECK INTERLEAVED*	5
EMBALLAGE DE STÉRILISATION HALYARD* QUICK CHECK INTERLEAVED* H200	5
EMBALLAGE DE STÉRILISATION HALYARD* QUICK CHECK INTERLEAVED* H300	5
EMBALLAGE DE STÉRILISATION HALYARD* QUICK CHECK INTERLEAVED* H400	5
EMBALLAGE DE STÉRILISATION HALYARD* QUICK CHECK INTERLEAVED* H500	5
EMBALLAGE DE STÉRILISATION HALYARD* QUICK CHECK*	6
EMBALLAGE DE STÉRILISATION HALYARD* QUICK CHECK* H100	6
EMBALLAGE DE STÉRILISATION HALYARD* QUICK CHECK* H200	6
EMBALLAGE DE STÉRILISATION HALYARD* QUICK CHECK* H300	6
EMBALLAGE DE STÉRILISATION HALYARD* QUICK CHECK* H400	6
EMBALLAGE DE STÉRILISATION HALYARD* QUICK CHECK* H500	6
EMBALLAGE DE STÉRILISATION HALYARD* SMART-FOLD*	7
EMBALLAGE DE STÉRILISATION HALYARD* SMART-FOLD* H650	7
PROTÈGE-PLATEAU HALYARD*	7
LE NIVEAU DE PROTECTION REQUIS POUR VOTRE ÉQUIPE UNITÉ CENTRALE DE STÉRILISATION	8
MASQUES DE PROTECTION	9
MASQUES DE SOINS	9
FLUIDSHIELD* NIVEAU 3 • IMPERMÉABILITÉ 160 MM HG	9
FLUIDSHIELD* NIVEAU 2 • IMPERMÉABILITÉ 120 MM HG	9
ACCESSOIRES POUR MASQUES	9
GEZICHTSSCHERMEN	9
LUNETTES DE PROTECTION	10
LUNETTES DE PROTECTION	10
GANTS D'EXAMEN	11
GANTS D'EXAMEN EN NITRILE NON POWDRÉS	11
PURPLE NITRILE* MAX GANTS D'EXAMEN	11
PURPLE NITRILE-XTRA* GANTS D'EXAMEN	11
PURPLE NITRILE* GANTS D'EXAMEN	12
STERLING* NITRILE-XTRA* GANTS D'EXAMEN	12
BASICS* BLUE NITRILE GANTS D'EXAMEN	13
BASICS* WHITE NITRILE GANTS D'EXAMEN	13
VÊTEMENTS DE PROTECTION	14
BLOUSES IMPERMÉABLES CONFORT	14
BLOUSES IMPERMÉABLES AVEC FILM	14
COIFFES	14
CHARLOTTE	14
INDEX PAR CODE	15
EMBALLAGES DE STÉRILISATION / MASQUES DE PROTECTION / GANTS D'EXAMEN / VÊTEMENTS DE PROTECTION	15

DES EMBALLAGES DE STÉRILISATION HALYARD* POUR TOUS LES BESOINS

Avec les emballages de stérilisation HALYARD* séquentiels, HALYARD* QUICK CHECK INTERLEAVED*, HALYARD* QUICK CHECK* et HALYARD* SMART-FOLD*, votre équipe d'Unité centrale de Stérilisation peut compter sur un maintien de la stérilité et une présentation aseptique pour tous vos instruments chirurgicaux.

Les emballages de stérilisation HALYARD* sont composés de trois couches de SMS et ont été soumis à un traitement unique à l'aide de la technologie POWERGUARD*, afin d'obtenir le niveau d'efficacité de filtration bactérienne le plus élevé, soit 99,9 %.

Comme chaque qualité d'emballage de stérilisation HALYARD* est dotée du motif « pâquerette », vous voyez immédiatement que vous avez sélectionné un emballage de stérilisation HALYARD*, la marque qui allie qualité et protection à chaque utilisation.

L'emballage de stérilisation HALYARD* séquentiel offre une excellente barrière bactérienne, adaptée aux techniques d'emballage séquentielles, et permet une présentation aseptique.


L'emballage de stérilisation HALYARD* QUICK CHECK INTERLEAVED* est composé de deux couches, en deux couleurs (bleu et blanc), afin de réaliser un emballage séquentiel qui permet une détection plus rapide de toute rupture de la stérilité et l'attribution d'un code couleur aux emballages.

L'emballage de stérilisation HALYARD* QUICK CHECK* se compose de deux couches d'emballage, de deux couleurs (bleu et blanc), aux bords soudés par un processus thermique afin de permettre un emballage en une seule opération et de réaliser un gain de temps de 49 % tout en facilitant la détection de la rupture éventuelle de la stérilité.


L'emballage de stérilisation HALYARD* SMART-FOLD*, avec sa forme unique, réduit l'excédent de matériau et grâce à ses zones renforcées à triple épaisseur, protège même vos plateaux les plus lourds contre les déchirures et les coupures lors de leur manipulation.

Avantages des emballages de stérilisation HALYARD* :


- Grande résistance
- Faible peluchage
- Conformés à la norme EN ISO 11607
- Barrière efficace
- Présentation aseptique pratique
- Disponibles dans plusieurs résistances, de H100 à H500




H100




H200



H300



H400



H500

EMBALLAGE DE STÉRILISATION HALYARD* SÉQUENTIEL



- Emballage séquentiel
- Tissu SMS peu pelucheux
- Compatible avec la vapeur et l'oxyde d'éthylène
- Compatible avec la stérilisation par plasma à basse température

EMBALLAGE DE STÉRILISATION HALYARD* SÉQUENTIEL H100

RÉFÉRENCE	TAILLE	UNITÉS/BOÎTE
10712	30x30cm	1000
10715	38x38cm	1000
10718	45x45cm	1000
10720	50x50cm	1000
10724	60x60cm	500
10730	76x76cm	300
10736	91x91cm	300
10740	101x101cm	250
10745	114x114cm	250
10748	121x121cm	250
10754	137x137cm	100
10772	137x182cm	100

EMBALLAGE DE STÉRILISATION HALYARD* SÉQUENTIEL H200

RÉFÉRENCE	TAILLE	UNITÉS/BOÎTE
68018	45x45cm	1000
68024	60x60cm	500
68030	76x76cm	300
68036	91x91cm	300
68040	101x101cm	250
68048	121x121cm	100
68054	137x137cm	100
68072	137x182cm	100

EMBALLAGE DE STÉRILISATION HALYARD* SÉQUENTIEL H300

RÉFÉRENCE	TAILLE	UNITÉS/BOÎTE
10824	60x60cm	500
10830	76x76cm	300
10836	91x91cm	300
10840	101x101cm	250
10845	114x114cm	100
10848	121x121cm	100
10854	137x137cm	100
10872	137x182cm	100

EMBALLAGE DE STÉRILISATION HALYARD* SÉQUENTIEL H400

RÉFÉRENCE	TAILLE	UNITÉS/BOÎTE
68218	45x45cm	600
68224	60x60cm	250
68230	76x76cm	200
68236	91x91cm	150
68240	101x101cm	150
68245	114x114cm	100
68248	121x121cm	50
68254	137x137cm	50
68272	137x182cm	50

EMBALLAGE DE STÉRILISATION HALYARD* SÉQUENTIEL H500

RÉFÉRENCE	TAILLE	UNITÉS/BOÎTE
68124	60x60cm	250
68130	76x76cm	250
68136	91x91cm	150
68145	114x114cm	100
68148	121x121cm	50
68154	137x137cm	50
68172	137x182cm	50
68190	137x228cm	50

EMBALLAGE DE STÉRILISATION HALYARD* QUICK CHECK INTERLEAVED*



- Emballage séquentiel
- Deux couleurs : bleu et blanc
- Tissu SMS peu pelucheux
- Compatible avec la vapeur et l'oxyde d'éthylène
- Compatible avec la stérilisation par plasma à basse température

EMBALLAGE DE STÉRILISATION HALYARD* QUICK CHECK INTERLEAVED* H200

RÉFÉRENCE	TAILLE	UNITÉS/BOÎTE
46972	60x60cm	480
46973	76x76cm	288
46974	91x91cm	288
46989	101x101cm	240
46985	121x121cm	96

EMBALLAGE DE STÉRILISATION HALYARD* QUICK CHECK INTERLEAVED* H300

RÉFÉRENCE	TAILLE	UNITÉS/BOÎTE
46978	91x91cm	288
46979	101x101cm	240
46982	121x121cm	96
46984	137x137cm	96

EMBALLAGE DE STÉRILISATION HALYARD* QUICK CHECK INTERLEAVED* H400

RÉFÉRENCE	TAILLE	UNITÉS/BOÎTE
46995	101x101cm	144
46996	121x121cm	48

EMBALLAGE DE STÉRILISATION HALYARD* QUICK CHECK INTERLEAVED* H500

RÉFÉRENCE	TAILLE	UNITÉS/BOÎTE
46994	91x91cm	144
46997	121x121cm	48
46998	137x137cm	48

EMBALLAGE DE STÉRILISATION HALYARD* QUICK CHECK*



- Emballage simultané (non séquentiel)
- Une application équivaut à deux feuilles d'emballage
- Deux couleurs : bleu et blanc
- Tissu SMS peu pelucheux
- Compatible avec la vapeur et l'oxyde d'éthylène
- Compatible avec la stérilisation par plasma à basse température

EMBALLAGE DE STÉRILISATION HALYARD* QUICK CHECK* H100

RÉFÉRENCE	TAILLE	UNITÉS/BOÎTE
34156	45x45cm	480
34192	50x50cm	480
34178	60x60cm	240
34176	76x76cm	144
34194	91x91cm	144
34200	101x101cm	120
34161	121x121cm	120
34172	137x137cm	96

EMBALLAGE DE STÉRILISATION HALYARD* QUICK CHECK* H300

RÉFÉRENCE	TAILLE	UNITÉS/BOÎTE
34171	60x60cm	240
34173	76x76cm	144
34160	91x91cm	144
34189	101x101cm	96
34159	114x114cm	48
34181	121x121cm	96
34182	137x137cm	48
34190	137x182cm	48

EMBALLAGE DE STÉRILISATION HALYARD* QUICK CHECK* H200

RÉFÉRENCE	TAILLE	UNITÉS/BOÎTE
34167	30x30cm	480
34193	45x45cm	480
34174	60x60cm	240
34175	76x76cm	144
34185	91x91cm	144
34186	101x101cm	120
34149	121x121cm	48
34187	137x137cm	48
34168	137x182cm	48

EMBALLAGE DE STÉRILISATION HALYARD* QUICK CHECK* H400

RÉFÉRENCE	TAILLE	UNITÉS/BOÎTE
34183	60x60cm	120
34158	91x91cm	72
34184	101x101cm	72
34157	114x 114cm	48
34145	121x121cm	48
34146	137x137cm	48
34191	137x182cm	24

EMBALLAGE DE STÉRILISATION HALYARD* QUICK CHECK* H500

RÉFÉRENCE	TAILLE	UNITÉS/BOÎTE
34180	45x45cm	288
34162	60x60cm	120
34165	76x76cm	120
34199	91x91cm	72
34198	114x114cm	48
34148	121x121cm	48
34143	137x137cm	48
34195	137x182cm	24

EMBALLAGE DE STÉRILISATION HALYARD* SMART-FOLD*



- Conception unique
- Emballage simultané (non séquentiel)
- Tissu SMS peu pelucheux
- Compatible avec la vapeur et l'oxyde d'éthylène
- Compatible avec la stérilisation par plasma à basse température

EMBALLAGE DE STÉRILISATION HALYARD* SMART-FOLD* H650

RÉFÉRENCE	TAILLE	UNITÉS/BOÎTE
14271	101x119cm	48
14277	101x139cm	48
14309	121x154cm	36

PROTÈGE-PLATEAU HALYARD*



- Absorbant
- Faible peluchage
- Compatible avec la vapeur et l'oxyde d'éthylène

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	UNITÉS/PAQUET	PAQUETS/BOÎTE	UNITÉS/BOÎTE
48139	PROTÈGE-PLATEAU ABSORBANT HALYARD* 51x64cm	50	8	400

LE NIVEAU DE PROTECTION REQUIS POUR VOTRE ÉQUIPE UNITÉ CENTRALE DE STÉRILISATION

Chez O&M Halyard, nous pensons que votre équipe des services de stérilisation centrale doit bénéficier de la meilleure protection disponible afin d'éviter la propagation des infections.

Nous proposons une gamme complète, depuis les gants d'examen jusqu'aux casques de protection, en passant par les protections faciales et les coiffes, afin d'offrir aux techniciens des unités centrales de stérilisation le niveau de protection requis pour la tâche qu'ils accomplissent.



MASQUES DE PROTECTION

MASQUES DE SOINS

FLUIDSHIELD* NIVEAU 3 • IMPERMÉABILITÉ 160 MM HG



DESCRIPTION	COULEUR	TYPE	RÉF.	UNITÉS/ BOÎTE	BOÎTES/ CARTON
FLUIDSHIELD* MASQUE DE SOINS AVEC DOUBLURE SO SOFT*, AVEC VISIÈRE ENVELOPPANTE	bleu	IIR	00146	25	4
3 plis, avec fixations auriculaires					
FLUIDSHIELD* MASQUE DE SOINS AVEC DOUBLURE SO SOFT*, AVEC BANDE DE MOUSSE ANTI-BUÉE	orange	IIR	47107	40	10
3 plis, avec fixations auriculaires					
FLUIDSHIELD* MASQUE DE SOINS AVEC DOUBLURE SO SOFT*, AVEC BANDE DE MOUSSE ANTI-BUÉE, AVEC VISIÈRE	orange	IIR	47137	25	4
3 plis, avec fixations auriculaires					
FLUIDSHIELD* MASQUE DE SOINS AVEC DOUBLURE SO SOFT*, AVEC BANDE DE MOUSSE ANTI-BUÉE, AVEC VISIÈRE ENVELOPPANTE	orange	IIR	47147	25	4
3 plis, avec fixations auriculaires					



FLUIDSHIELD* NIVEAU 2 • IMPERMÉABILITÉ 120 MM HG



DESCRIPTION	COULEUR	TYPE	RÉF.	UNITÉS/ BOÎTE	BOÎTES/ CARTON
MASQUE DE SOINS FLUIDSHIELD* 2	bleu	IIR	62115	50	10
avec boucles auriculaires SO SOFT*					
MASQUE DE SOINS FLUIDSHIELD* 2, ANTI-BUÉE, BOUCLES AURICULAIRES SO SOFT*	bleu	IIR	62116	25	4
visière panoramique					

ACCESSOIRES POUR MASQUES

ECRANS FACIAUX



DESCRIPTION	COULEUR	RÉF.	UNITÉS/ BOÎTE	BOÎTES/ CARTON
GUARDALL SHIELD* VISIÈRE LONGUE (SANS MASQUE)	transparent	41204	1	40
GUARDALL SHIELD* VISIÈRE 3/4 (SANS MASQUE)	transparent	41205	1	40

LUNETTES DE PROTECTION

LUNETTES DE PROTECTION



- Lunettes avec visière remplaçable. Montures colorées et de forme ergonomique.
- Peuvent être portées au-dessus de lunettes correctives.

DESCRIPTION	COULEUR	RÉF.	UNITÉS/ BOÎTE	BOÎTES/ CARTON
SAFEVIEW* LUNETTES MONTÉES	assort.	SV50A	10	5
SAFEVIEW* MONTURES	assort.	SV100F	10	10
SAFEVIEW* VISIÈRE REMPLAÇABLE	transparent	SV250L	25	10

GANTS D'EXAMEN

GANTS D'EXAMEN EN NITRILE NON POUDRÉS

PURPLE NITRILE* MAX GANTS D'EXAMEN



- Sans latex
- Non poudrés
- Non stériles
- Bouts des doigts et paume texturés
- Ambidextres
- Bord roulé
- Usage unique
- Longueur: > 400 mm
- PPE Cat. III

DESCRIPTION	RÉF.	UNITÉS/BOÎTE	BOÎTES/CARTON
SMALL – 6,5	47195	50	8
MEDIUM – 7,5	47196	50	8
LARGE – 8,5	47197	50	8
X-LARGE – 9	47198	50	8

PURPLE NITRILE-XTRA* GANTS D'EXAMEN



- Sans latex
- Non poudrés
- Non stériles
- Bouts des doigts texturés
- Ambidextres
- Usage unique
- Bord roulé
- Testés pour une utilisation avec des médicaments de chimiothérapie
- Longueur: 310 mm
- PPE Cat. III

DESCRIPTION	RÉF.	UNITÉS/BOÎTE	BOÎTES/CARTON
X-SMALL – 5,5	50600M	50	10
SMALL – 6,5	50601M	50	10
MEDIUM – 7,5	50602M	50	10
LARGE – 8,5	50603M	50	10
X-LARGE – 9	50604M	50	10



PURPLE NITRILE* GANTS D'EXAMEN

- Sans latex
- Non poudrés
- Non stériles
- Bouts des doigts texturés
- Ambidextres
- Bord roulé
- Usage unique
- Testés pour une utilisation avec des médicaments de chimiothérapie
- Longueur: > 240 mm

DESCRIPTION	RÉF.	UNITÉS/BOÎTE	BOÎTES/CARTON
X-SMALL – 5,5	52000M	100	10
SMALL – 6,5	52001M	100	10
MEDIUM – 7,5	52002M	100	10
LARGE – 8,5	52003M	100	10
X-LARGE – 9	52004M	90	10



STERLING* NITRILE-XTRA* GANTS D'EXAMEN

- Sans latex
- Non poudrés
- Non stériles
- Bouts des doigts texturés
- Ambidextres
- Bord roulé & manchette longue
- Usage unique
- Longueur: 310 mm
- PPE Cat. III et approuvé pour la manipulation des aliments

DESCRIPTION	RÉF.	UNITÉS/BOÎTE	BOÎTES/CARTON
X-SMALL – 5,5	44286	100	10
SMALL – 6,5	44287	100	10
MEDIUM – 7,5	44288	100	10
LARGE – 8,5	44289	100	10
X-LARGE – 9	44290	100	10



BASICS* BLUE NITRILE GANTS D'EXAMEN

- Sans latex
- Non poudrés
- Non stériles
- Bouts des doigts texturés
- Ambidextres
- Bord roulé
- Packaging optimisé
- Usage unique
- Longueur: > 240 mm
- PPE Cat. III et approuvé pour la manipulation des aliments

DESCRIPTION	RÉF.	UNITÉS/BOÎTE	BOÎTES/CARTON
X-SMALL – 5,5	44749	200	10
SMALL – 6,5	44750	200	10
MEDIUM – 7,5	44751	200	10
LARGE – 8,5	44752	200	10
X-LARGE – 9	44753	170	10



BASICS* WHITE NITRILE GANTS D'EXAMEN

- Sans latex
- Non poudrés
- Non stériles
- Bouts des doigts texturés
- Ambidextres
- Bord roulé
- Packaging optimisé
- Usage unique
- Longueur: > 240 mm
- PPE Cat. III et approuvé pour la manipulation des aliments

DESCRIPTION	RÉF.	UNITÉS/BOÎTE	BOÎTES/CARTON
X-SMALL – 5,5	44740	200	10
SMALL – 6,5	44741	200	10
MEDIUM – 7,5	44742	200	10
LARGE – 8,5	44743	200	10
X-LARGE – 9	44744	170	10

VÊTEMENTS DE PROTECTION



BLouses IMPERMÉABLES CONFORT

- Matière: stratifiée, Spunbond et film
- Dos ouvert

DESCRIPTION	RÉF.	UNITÉS/SACHET	SACHETS/CARTON
POIGNETS EN MAILLE, BLEU, LARGE	69600	10	10
POIGNETS EN MAILLE, BLEU, XX-LARGE	69601	10	10
PASSE-POUCE, BLEU, LARGE	69602	10	10
PASSE-POUCE, BLEU, XX-LARGE	69603	10	10



BLouses IMPERMÉABLES AVEC FILM

- Passe-pouce
- Dos ouvert

DESCRIPTION	RÉF.	UNITÉS/SACHET	SACHETS/CARTON
BLEU, X-LARGE	69316	12	5
BLEU, LARGE	69490	15	5

COIFFES

CHARLOTTE

- Matière: Spunbond, 1 épaisseur



DESCRIPTION	RÉF.	UNITÉS/BOÎTE	BOÎTES/CARTON
BLEU, LARGE	69801	100	5

INDEX PAR CODE

EMBALLAGES DE STÉRILISATION / MASQUES DE PROTECTION / GANTS D'EXAMEN / VÊTEMENTS DE PROTECTION

RÉF.	PAGE	RÉF.	PAGE	RÉF.	PAGE	RÉF.	PAGE
00146	9	34173	6	46973	5	68124	4
10712	4	34174	6	46974	5	68130	4
10715	4	34175	6	46978	5	68136	4
10718	4	34176	6	46979	5	68145	4
10720	4	34178	6	46982	5	68148	4
10724	4	34180	6	46984	5	68154	4
10730	4	34181	6	46985	5	68172	4
10736	4	34182	6	46989	5	68190	4
10740	4	34183	6	46994	5	68218	4
10745	4	34184	6	46995	5	68224	4
10748	4	34185	6	46996	5	68230	4
10754	4	34186	6	46997	5	68236	4
10772	4	34187	6	46998	5	68240	4
10824	4	34189	6	47107	9	68245	4
10830	4	34190	6	47137	9	68248	4
10836	4	34191	6	47147	9	68254	4
10840	4	34192	6	47195	11	68272	4
10845	4	34193	6	47196	11	69316	14
10848	4	34194	6	47197	11	69490	14
10854	4	34195	6	47198	11	69600	14
10872	4	34198	6	48139	7	69601	14
14271	7	34199	6	50600M	11	69602	14
14277	7	34200	6	50601M	11	69603	14
14309	7	41204	9	50602M	11	69801	14
34143	6	41205	9	50603M	11	SV50A	10
34145	6	44286	12	50604M	11	SV100F	10
34146	6	44287	12	52000M	12	SV250L	10
34148	6	44288	12	52001M	12		
34149	6	44289	12	52002M	12		
34156	6	44290	12	52003M	12		
34157	6	44740	13	52004M	12		
34158	6	44741	13	62215	9		
34159	6	44742	13	62216	9		
34160	6	44743	13	68018	4		
34161	6	44744	13	68024	4		
34162	6	44749	13	68030	4		
34165	6	44750	13	68036	4		
34167	6	44751	13	68040	4		
34168	6	44752	13	68048	4		
34171	6	44753	13	68054	4		
34172	6	46972	5	68072	4		



Formation clinique KNOWLEDGE NETWORK*
Service clientèle bien renseigné
Service commercial spécialisé
Outils et partage des meilleures pratiques
Recherche clinique
Engagement à l'excellence

Pour de plus amples informations,
veuillez contacter votre service clientèle Halyard:

T. 0805 54 27 51 (appel gratuit)

F. 0805 37 36 12

serviceclients@hyh.com

www.halyardhealth.fr

*Marque déposée ou marque de commerce de O&M Halyard ou ses filiales. ©2021. Tous droits réservés. HC497-01-FR